

Auftrag zur Maßanfertigung

Orthopädie / Kniebandage

BORT Asymmetric®




Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

REF 114 700 M BORT Asymmetric®
Pos. Nr. 23.04.05.0999

Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels. Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar.

Farbe	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> silber	_____ Stück links _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)

Umfang Ende Haftband


Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5 – 7 Arbeitstage.

Patient ist adipös

Umfang	Längenangabe
f1 = _____ cm Oberschenkelumfang	e-f1 = _____ cm (Mindestlänge 14 cm)
f = _____ cm Oberschenkelansatz	e-f = _____ cm
e = _____ cm Umfang Kniemitte	
d = _____ cm kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks	e-d = _____ cm
c = _____ cm Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte	e-c = 15 cm (Längenvorgabe)

Hinweise

Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen.

Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden.

Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.

Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.

Bitte Mindestlängen beachten.

Bemerkungen