

# Auftrag zur Maßanfertigung Orthopädie / Sprunggelenkbandagen BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus




Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
<b>Kunden-Nr.:</b>	Datum:	<b>Kommission/Name Patient:</b>	
<b>E-Mail:</b> (zwingend erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

<input type="checkbox"/> <b>REF 054 700 M BORT select® TaloStabil®</b> Pos. Nr. 05.02.01.0999  Separat beigelegte Schlupfhilfe.	<input type="checkbox"/> <b>REF 054 100 M BORT select® TaloStabil® Plus</b> Pos. Nr. 05.02.01.2016  Stabilo®-Bandlänge wird automatisch berechnet, Befestigung auf Höhe b-Maß. Separat beigelegte Schlupfhilfe.
--	--


Farben	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> beige* <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> schwarz	_____ Stück links  _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 2,5 cm) <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 5 cm)
* Nur für REF054 700 M möglich.		_____ <b>Umfang Ende Haftband</b>



## Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5–7 Arbeitstage.

Umfang	Längenangabe	Hinweise
<b>b1 = _____ cm</b> Umfang Wadenansatz (mind. 12 cm oberhalb Punkt A)	<b>A-b1 = _____ cm</b> (Mindestlänge 12 cm)	<b>Hinweise</b> Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden. Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. <b>Bitte Mindestlängen beachten.</b>
<b>b = _____ cm</b> Umfang Fesselmaß (schlankste Stelle oberhalb Knöchel)	<b>A-b = _____ cm</b> (Mindestlänge 9 cm)	
<b>h = _____ cm</b> Umfang Rist	<b>1 = _____ cm</b> Strecke von Mitte Innenknöchel waagrecht über Achillessehne zu Mitte Außenknöchel	
<b>a = _____ cm</b> Umfang hinter den Zehengrundgelenken	<b>2 = _____ cm</b> Strecke von Mitte Innenknöchel senkrecht über Fußsohle zu Mitte Außenknöchel	
	<b>A-a = _____ cm</b> (Mindestlänge 9 cm)	
<b>Bemerkungen</b>		



Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://s.bort.com/datenschutz> einsehen können.

M8158|2024-03|003 DE | Rev.01