

BORT Pedisoft lábujj szétválasztó gyűrűvel



Használati útmutató

REF 107 650

D107650I2021-05I002 HU



Funkció

Elválasztja az eldeformálódott és egymásra hajló láb ujjakat. A lábujjra húzott gyűrű biztos tartás ad.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Húzza a gyűrűt a lábujjára úgy, hogy azok elkülönüljenek egymástól.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- nagyon puha, lágy
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.