



# Programm 2025

Orthopädie

**Med**

Mitten im  
gesunden  
Leben



**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**

# BORT ist Ihr leistungsstarker Partner

## Überzeugend durch umfangreiche Auswahl, hohe Qualität und jahrzehntelange Erfahrung

Seit über 40 Jahren pflegen wir mit unseren Fachhandelskunden eine vertrauensvolle Partnerschaft und überzeugen durch Auswahl, Qualität und Erfahrung.

Ein Vollsortiment an Medizinprodukten aus den Bereichen Orthopädie, Phlebologie und Ödemtherapie mit nachweisbarem therapeutischem Nutzen und einem bekannt guten Preis-Leistungsverhältnis, macht BORT zu einem vielseitigen, leistungsstarken und zuverlässigen Partner.

## ORTHOPÄDIE



Unser Sortiment an orthopädischen Hilfsmitteln gliedert sich in unterschiedliche Produktlinien und ist auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abgestimmt.

## Innovative Produktentwicklung und Produktion, modernste Logistik

Aus dem Wissen im eigenen Haus, dem intensiven fachlichen Austausch mit Ärzten, Therapeuten und unseren Fachhandelspartnern entstehen immer wieder neue und innovative Produktlösungen für eine kompetente Versorgung der Patienten.

## BORT AktiVen®: Vertrauen Sie auch im Bereich der Kompressionstherapie auf bewährte BORT-Qualität

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe für die Phlebologie werden im Rundstrickverfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards gefertigt und sind auch als Maßanfertigung erhältlich.

Die flachgestrickten BORT AktiVen® Intense Versorgungen ergänzen Ihr Sortiment in der Ödemtherapie – inklusive höchst individueller Lösungen.

Mit dem BORT AktiVen® Angebot in Rund- und Flachstrick bieten wir Ihnen ein starkes und variantenreiches Sortiments-Plus.



## PHLEBOLOGIE

BORT INDIVIDUAL  
Für Sie nach  
Maß gefertigt

WIR BLEIBEN  
AKTIV

RAL  
GÜTEZEICHEN  
MEDIZINISCHE  
KOMPRESSIONS-  
STRÜMPFE

BORT AktiVen®

## ÖDEMTHERAPIE

AktiVen®  
Intense  
Medizinische  
Kompressionsstrümpfe

FLACHSTRICK

RAL  
GÜTEZEICHEN  
MEDIZINISCHE  
KOMPRESSIONS-  
STRÜMPFE

BORT AktiVen® Intense

Sie haben Interesse?

Ihr Ansprechpartner im Außendienst beantwortet Ihnen gerne alle Fragen.

# Mit Vielfalt, Qualität und Kompetenz zum Therapieerfolg.



**BORT select®:**  
Die erste Wahl für  
Anspruchsvolle.



SENSIL® ist eine eingetragene Handelsmarke von NILIT.



**BORT Sport:**  
Die sportliche Seite  
von BORT.



COOLMAX® ist eine Marke von The Lycra Company.



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität  
im Alter.



**BORT Med:**  
Mitten im  
gesunden Leben.





Spitzenqualität heißt bei BORT **select**®. Qualitativ hochwertige Materialien und besondere Produkt- ausstattungen mit Mehrwert erfüllen höchste Anwenderansprüche. Exklusives Design verbindet sich dabei mit perfekter Funktionalität und therapeutischer Wirksamkeit zu Tragekomfort in seiner schönsten Form.



Stabilisierung und Entlastung für bewegte Momente: Die Produktlinie Sport verbindet spezifische Anforderungen an die Funktionalität mit modernem Sport-Design. Attraktive Ausstattungsmerkmale, der Einsatz von Hightech-Fasern und ein innovatives Verschluss-System machen die Bandagen zu den idealen Begleitern bei jeder körperlichen Aktivität.



Besonders einfach in der Handhabung, besonders komfortabel beim Tragen: Generation ist unser spezielles Angebot für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit oder Greiffähigkeit. Die Produkte helfen die Selbständigkeit im Alltag zu erhalten und können die Lebensqualität deutlich verbessern.



Von jung bis alt, von Kopf bis Fuß - die Produktlinie Med umfasst unser vielseitigstes Sortiment an Bandagen und Orthesen. Das breite Lieferprogramm ermöglicht die therapiegerechte Versorgung nahezu jeder gelenkspezifischen Indikation.



# Alles Neue auf einen Blick

Jahr für Jahr erweitern wir unser Produktangebot für Sie, um den aktuellen Versorgungsanforderungen bestmöglich zu entsprechen.

## BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese

**REF** 112 790



Med

### Zur zuverlässigen Ruhigstellung

Modulares Orthesen-System,  
Handgelenkstabilisierung abrüstbar.

Seite 67

## BORT SellaTex® Plus – Quervain

**REF** 112 160



Med

### Schmerzlinderung bei Überlastung

Handgelenkorthese mit medialer  
Fensterung zur Immobilisierung und  
Stabilisierung bei Tendovaginitis  
de Quervain.

Seite 77

## BORT X-Walker

**REF** 101 300/320/350



Med

### Einfach gut versorgt mit Vakuum-System

Das Orthesenprogramm zur  
Versorgung von Fuß- und  
Sprunggelenksverletzungen.

Seite 172/173

## BORT Asymmetric® Sport mit Haftband

**REF** 114 700 SP H



Sport

### Zur Korrektur des Patellagleitwegs

Sport-Kniebandage mit Haftband,  
auch in Plus- und Doppel-Plus Größen  
erhältlich.

Seite 15, 145

## BORT MyoActive Sport Wadenstütze

**REF** 116 500 SP



Sport

### Bei Muskelfaserriss und Muskelzerrungen

Unterschenkel-Aktivbandage  
mit propriozeptiver Wirkung.

Seite 14, 142



## UNSER PROGRAMM

	<b>Produktlinien</b>	<b>8</b>
	<b>KIDS</b>	<b>27</b>
	Indikationsübersicht	37
	Hals	38
	Schulter	41
	Indikationsübersicht	51
	Ellenbogen	52
	Indikationsübersicht	63
	Finger	64
	Daumen	68
	Indikationsübersicht	81
	Hand	82
	Indikationsübersicht	101
	Brustwirbelsäule	102
	Rücken	103
	Indikationsübersicht	121
	Leib	122
	Leiste	128
	Hüfte	130
	Indikationsübersicht	133
	Knie	134
	Oberschenkel/Wade	142
	Indikationsübersicht	157
	Knöchel	158
	Fuß	170
	Schuhe	176
	Einlagen	181
	Rehaprodukte	184
	Hygiene	187
	Markenübersicht OTC-Produkte	188
	EasyLife®	189
	ActiveColor®	190
	CLIMACare® Wärmeprogramm	200
	PediSoft® Fußschutz	202
	StabiloColor® Elastische Binden und Kinesiotapes	209
	Ärztinformation	210



Die erste Wahl  
für Anspruchsvolle.

**select<sup>+</sup>**

#### DAS SELECT-PLUS

- ⊕ SOFTflex Plus-Funktionsgestrick in Wohlfühlqualität, mit kühlender  SENSIL Komfort-Faser
- ⊕ Modernste Stricktechnologie für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz
- ⊕ Attraktives Produktdesign, hochwertig verpackt
- ⊕ Made in Germany



**BORT select®  
EpiPlus®**  
REF 122 700



Pos.Nr. 05.08.01.1048



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Siehe Seite 52

**BORT select®  
ManuZip® volar**  
REF 112 220



Pos.Nr. 05.07.02.0004



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Siehe Seite 82

**BORT select®  
StabiloGen®**  
REF 114 420



Pos.Nr. 05.04.01.0001



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 134

**BORT select®  
GenuZip®**  
REF 114 390



Pos.Nr. 05.04.01.0080



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 135

**BORT select®  
Rückenbandage mit Pelotte**  
REF 104 650



Pos.Nr. 23.14.03.2086

**BORT select® Lady  
Rückenbandage mit Pelotte**  
REF 104 640



Pos.Nr. 23.14.03.2085

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie


Siehe Seite 104

**BORT select® Stabilo®  
Rückenbandage mit Pelotte**  
REF 104 710



Pos.Nr. 23.14.03.3051

**BORT select® Stabilo® Lady  
Rückenbandage mit Pelotte**  
REF 104 740



Pos.Nr. 23.14.03.3051

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

Siehe Seite 105

**BORT select® LWS-Orthese  
zur Mobilisierung****REF** 104 700

Pos.Nr. 23.14.02.0019

**INDIKATIONEN**

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps, Facetten-gelenksarthrose

Siehe Seite 103

**BORT select® TaloStabil® Plus****REF** 054 100

Pos.Nr. 05.02.01.2005

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

Siehe Seite 159

**BORT select® TaloStabil®****REF** 054 700

Pos.Nr. 05.02.01.0008

**INDIKATIONEN**


Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

Siehe Seite 158

SENSIL® ist eine eingetragene Handelsmarke von NILIT.

**BORT select® AchilloStabil® Plus****REF** 053 100

Pos.Nr. 05.02.01.1016

**INDIKATIONEN**

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

Siehe Seite 158



## Die sportliche Seite von BORT.

**Sport**

### DAS SPORT-PLUS

- ⊕ SOFTflex 3D-Gestrick mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- ⊕ Für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- ⊕ Hightechfaser **COOLMAX®**
- ⊕ Innovativ: Stabilo®-Band mit easyClick-System
- ⊕ Modernes Sportdesign mit reflektierendem Label
- ⊕ Made in Germany

### BORT

#### EpiBasic Sport

**REF** 122 600 SP



Sport

Pos.Nr. 05.08.01.1054

**COOLMAX®**

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Siehe Seite 52

### BORT

#### EpiContur® Sport

**REF** 022 500 SP



Sport

Pos.Nr. 23.08.04.0038

### INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathie, Überanstrengung als Folge von Arbeit und Sport, sog. Tennis-/Golfarm

Siehe Seite 57

### BORT SellaFlex Sport Daumenstütze

REF 112 030 SP



Sport

Pos.Nr. 05.07.01.0034

COOLMAX®

### BORT ManuBasic® Sport

REF 112 920 SP



Sport

Pos.Nr. 05.07.02.0130

COOLMAX®

#### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

Siehe Seite 68

#### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z.B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Siehe Seite 82

### BORT Daumenschiene Sport

REF 112 180 SP



Sport

Pos.Nr. 23.07.01.1062

### BORT Geradehalter Sport

REF 104 660 SP



Sport

Pos.Nr. 23.13.01.0013

#### INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

Siehe Seite 68

#### INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

Siehe Seite 103

**BORT StabiloBasic Sport  
Rückenbandage mit Pelotte****[REF]** 104 690 SP

Pos.Nr. 23.14.03.2040

**COOLMAX****INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

Siehe Seite 106


**BORT StabiloBasic Lady Sport  
Rückenbandage mit Pelotte****[REF]** 104 680 SP

Pos.Nr. 23.14.03.2040

**COOLMAX****INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

Siehe Seite 106

**BORT MyoActive Sport  
Wadenstütze****[REF]** 116 500 SP

Pos.Nr. 05.06.01.0xxx

**INDIKATIONEN**

Zur Weichteilkompression am Unterschenkel bei akutem Muskelfaserriss und/oder akuten Muskelzerrungen

Siehe Seite 142

**BORT MyoActive Sport  
Oberschenkelstütze****[REF]** 116 600 SP

Pos.Nr. 05.06.01.1002

**COOLMAX****INDIKATIONEN**

Für stark beanspruchte Muskelpartien.  
**Akut:** Prellung mit Schwellung und Hämatom, Muskelverletzungen.  
**Chronisch:** Schutz vor erneuten Muskel-läsionen, Entlastung geschädigter Muskelstrukturen (z. B. Narbenbildung nach alten Verletzungen), nach Muskelverletzungen

Siehe Seite 142

**BORT StabiloGen® Sport****REF** 114 520 SP

Sport

Pos.Nr. 05.04.01.0098

COOLMAX®

**BORT StabiloGen® Sport mit Haftband****REF** 114 520 SP-H

Sport

Pos.Nr. 05.04.01.0139

COOLMAX®

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 136

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 136

**BORT Asymmetric® Sport mit Haftband****REF** 114 700 SP H

NEU



Sport

Pos.Nr. 23.04.05.0005

**BORT Patella-Sehnenband Sport****REF** 114 010 SP

Sport

Pos.Nr. 05.04.01.1022

## INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patellainstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 145

## INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, femoropatellare Arthrose, Patellaspitzensyndrom

Siehe Seite 143

**BORT**  
**TaloStabil® Plus Sport**  
 [REF] 054 100 SP



Pos.Nr. 05.02.01.2012

COOLMAX

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

Siehe Seite 159

**BORT**  
**TaloStabil® Sport**  
 [REF] 054 600 SP



Pos.Nr. 05.02.01.0007

COOLMAX

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Arthrose

Siehe Seite 160

**BORT**  
**AchilloStabil® Plus Sport**  
 [REF] 053 100 SP



Pos.Nr. 05.02.01.1018

COOLMAX

## INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, z. B. bei Haglundferse, Achillodynie, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

Siehe Seite 160



Generation

## Für mehr Mobilität im Alter.

### DAS GENERATION-PLUS

- ⊕ Einfache Handhabung für mehr Selbstständigkeit
- ⊕ Sichere Anwendung durch gute Kennzeichnung
- ⊕ Unterstützung ohne Einschränkung
- ⊕ Bequeme Trageigenschaften

### BORT Generation Daumenschiene

REF 215 300



Generation



Pos.Nr. 23.07.01.1046

### INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens

Siehe Seite 73

### BORT Generation Daumen-Handorthese

REF 215 200



Generation



Pos.Nr. 23.07.02.2033

### INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

Siehe Seite 76

**BORT Generation Handgelenkbandage****REF** 215 000

Generation



Pos.Nr. 05.07.02.3043

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, **Handwurzelarthrose**, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

Siehe Seite 87

**BORT Generation Handgelenkorthese****REF** 215 100

Generation



Pos.Nr. 23.07.02.4054

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen**, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

Siehe Seite 88

**BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung****REF** 215 150

Generation



Pos.Nr. 23.07.02.4067

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen**, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

Siehe Seite 88

**BORT Generation  
Schulterorthese**

**REF** 215 700



Pos.Nr. 23.09.01.0100

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen, entzündlich, degenerativ

Siehe Seite 41

**BORT Generation  
Hüftprotektor**

**REF** 215 900



Keine Kassenleistung

**INDIKATIONEN**

Sturzneigung unterschiedlicher Genese, Sturzgefährdung

Siehe Seite 131

**BORT Generation Dynamische  
Osteoporose-Orthese**

**REF** 215 880



Pos.Nr. 23.15.04.4035

**INDIKATIONEN**

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

Siehe Seite 119

**BORT Generation  
Osteoporose-Orthese**

**REF** 215 870



Pos.Nr. 23.15.04.4032

**INDIKATIONEN**

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

Siehe Seite 118

**BORT Generation  
Rückenbandage**

REF 215 850



Pos.Nr. 23.14.03.3077

## INDIKATIONEN

**Degenerative lumbale Veränderungen**, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

Siehe Seite 113

**BORT Generation  
Rückenorthese**

REF 215 800

NEUES  
DESIGN

Pos.Nr. 23.14.04.1014

## INDIKATIONEN

**Facettensyndrom**, Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, **degenerative lumbale Veränderungen**, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

Siehe Seite 113

**BORT Generation  
Kniebandage**

REF 215 420



Pos.Nr. 05.04.01.0129

## INDIKATIONEN

**Gonarthrose**, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

Siehe Seite 137

**BORT Generation  
Kniebandage Plus**

REF 114 490 G



Pos.Nr. 05.04.01.2003

## INDIKATIONEN

**Gonarthrose**, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

Siehe Seite 137

**BORT Generation  
Knieorthese**

**REF** 215 400

**NEUES  
DESIGN**



BORT  
Polycarbon  
fibraric



Generation



Pos.Nr. 23.04.03.1046

**INDIKATIONEN**

Degenerative Erkrankungen, z. B. **leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen**

Siehe Seite 149

**BORT Generation  
Soft OA-Knieorthese**

**REF** 215 440



Generation



Pos.Nr. 23.04.04.1024

**INDIKATIONEN**

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur

Siehe Seite 150

**BORT Generation  
Knöchelbandage**

**REF** 215 600



Generation



Pos.Nr. 05.02.01.0084

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

Siehe Seite 161

**BORT Generation  
Hallux-Valgus-Schiene**

**REF** 215 930



Pelotte zur Entlastung des Großzehengrundgelenkes



Generation



Pos.Nr. 23.01.01.0018

**INDIKATIONEN**

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

Siehe Seite 181



Mitten im  
gesunden Leben.

Med

DAS MED-PLUS

- ⊕ Umfassende Indikationenabdeckung
- ⊕ Hohe Funktionalität
- ⊕ Hoher Tragekomfort
- ⊕ Einfache Handhabung

**BORT Cervicalstütze Eco****REF** 127 460

Pos.Nr. 23.12.03.0027

**BORT StabiloNec® Eco****REF** 127 570

Pos.Nr. 23.12.03.1016

**INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

Siehe Seite 39

**INDIKATIONEN**

**Schwere** Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, postoperativ

Siehe Seite 40

**BORT Epi Basic****REF** 122 600

Pos.Nr. 05.08.01.1019

**BORT SOFT  
Daumen-Schiene lang****REF** 112 720

Pos.Nr. 23.07.01.1011

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Siehe Seite 53

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, **Rhizarthrose**

Siehe Seite 70

**BORT ManuBasic®****REF** 112 920

Med

Pos.Nr. 05.07.02.0130

**BORT ManuStabil® kurz****REF** 112 730

Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Siehe Seite 83

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Distorsion degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

Siehe Seite 91

**BORT StabiloGen® Eco****REF** 114 520

KNITTED  
**Jeans**  
EDITION

Med

Pos.Nr. 05.04.01.0098

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 138

**BORT Stabilo Basic**  
**Rückenbandage mit Pelotte**
**REF** 104 690


Pos.Nr. 23.14.03.2040

**BORT Stabilo Basic Lady**  
**Rückenbandage mit Pelotte**
**REF** 104 680


Pos.Nr. 23.14.03.2040

**INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Siehe Seite 107

**BORT Stabilo Basic**  
**Rückenbandage spezialweit mit Pelotte**
**REF** 104 670


Pos.Nr. 23.14.03.2098

**INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Siehe Seite 108

**BORT**  
**TaloStabil® Eco**  
**REF** 054 600



Pos.Nr. 05.02.01.0007

Med

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose  
 Siehe Seite 162

**BORT**  
**TaloStabil® Eco Plus**  
**REF** 054 650




Pos.Nr. 05.02.01.2018

Med

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe  
 Siehe Seite 163

**BORT AchilloStabil® Eco**  
**REF** 054 900



Pos.Nr. 05.02.01.1005

Med

**INDIKATIONEN**

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea  
 Siehe Seite 163

**BORT**  
**MalleoStabil®-Orthese**  
**REF** 100 500



Pos.Nr. 23.02.02.0024

Med

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von SPGL-Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, SPGL-Frakturen (Weber A), chronische Bandinstabilitäten, Abkürzung der Gipsphase, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur  
 Siehe Seite 169

NEUES  
 DESIGN



## Neue Spielräume: BORT orthopädische Hilfsmittel



### DAS KIDS-SORTIMENT

- ⊕ **BORT Bandagen und Orthesen für Kids**  
Funktioneller Schutz, damit kleine Gelenke  
gesund wachsen können.

**BORT Cervicalstütze**

**REF** 127 260 KIDS




Pos.Nr. 23.12.03.0027  
Zuzahlungsfrei für Kinder

**BORT OmoBasic®**

nach Gilchrist

**REF** 121 350 KIDS



Pos.Nr. 23.09.01.0035  
Zuzahlungsfrei für Kinder

**PRODUKTMERKMALE**

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

**PRODUKTMERKMALE**

- Offene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial

FARBE: ■ blau



**DAS KIDS-PLUS**

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich

**INDIKATIONEN**


Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSE

Halsumfang



Kinder (x-small) — bis 33 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 38

Kinnhöhen

5,0 cm / 6,0 cm

GRÖSSE


Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V




Kinder — 22 – 25 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 45

rechts und links gleich

**BORT Clavicula-Bandage****REF** 121 700 KIDS

Pos.Nr. 05.09.02.0032  
Zuzahlungsfrei für Kinder

**BORT StabiloFix®****REF** 104 600 KIDS

Pos.Nr. 23.13.01.0008  
Zuzahlungsfrei für Kinder

**PRODUKTMERKMALE**

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Guter Tragekomfort
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

**INDIKATIONEN**

Behandlung von Claviculafrakturen

**PRODUKTMERKMALE**

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**


- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- **Latexfrei**

**INDIKATIONEN**

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

GRÖSSE

Unterbrustumfang




Kinder \_\_\_\_\_ bis 65 cm

Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 40

GRÖSSE

Unterbrustumfang



Kinder \_\_\_\_\_ 50 – 70 cm

Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 102

**BORT DigiSoft®-Fingerorthese**  
**[REF] 112 770 KIDS**



Pos.Nr. 23.07.01.0002  
 Zuzahlungsfrei für Kinder

Med

**BORT SellaTex® Classic**  
**[REF] 112 050 KIDS**



Pos.Nr. 23.07.02.2007  
 Zuzahlungsfrei für Kinder

Med

**PRODUKTMERKMALE**

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung

FARBE: ■ grau

**DAS KIDS-PLUS**

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

**PRODUKTMERKMALE**

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Daumenelement anformbar
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

**DAS KIDS-PLUS**

- Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen

**GRÖSSE**

Länge Hand



Kinder \_\_\_\_\_ 11 – 14 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 66

rechts und links gleich

**GRÖSSE**

Umfang Handgelenk



Kinder \_\_\_\_\_ 13 – 15 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 77

rechts oder links angeben

**BORT**  
**ManuStabil® kurz**  
**[REF] 112 730 KIDS**



Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019  
Zuzahlungsfrei für Kinder

**BORT Osgood-Schlatter**  
**Kniegelenkbandage**  
**[REF] 114 510 KIDS**



Med

Pos.Nr. 23.04.05.0016  
Zuzahlungsfrei für Kinder

### PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

### DAS KIDS-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

### INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch z. B. Distorsion, periphere Nervenlähmung, Tendovaginitis

GRÖSSE                      Umfang Handgelenk



Kinder \_\_\_\_\_ 13 – 15 cm

Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 91

rechts oder links angeben

### PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ blau


### DAS KIDS-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur, dadurch sehr angenehmes Tragegefühl
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer
- Einstellbare Entlastung durch V-förmige Zügelkorrektur

### INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, **Morbus Osgood-Schlatter**, Ansatz-tendinose an Tuberositas tibiae, Gelenkerguss, Reizzustände

GRÖSSE                      d-Maß                      f-Maß



Kinder \_\_\_\_ 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 141

rechts und links gleich

**BORT**  
**StabiloGen® Eco**  
**REF 114 520 KIDS**



Med

Pos.Nr. 05.04.01.0098

Zuzahlungsfrei für Kinder

**BORT Stabilo®**  
**Kniebandage mit Gelenk**  
**REF 150 140 KIDS**



Med

Pos.Nr. 23.04.03.0039

Zuzahlungsfrei für Kinder

**PRODUKTMERKMALE**

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenkes
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Viskoelastische Pelotte
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer

**PRODUKTMERKMALE**

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

**DAS KIDS-PLUS**

- Begrenzung der Extension bei 0°
- Gelenkschienen, individuell anformbar


**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Bandinstabilität, Menis-kopathie

**INDIKATIONEN**


Leichte bis mittlere Seitenbandinstabi-lität des Kniegelenks

GRÖSSE                      d-Maß              f-Maß



rechts und links gleich

GRÖSSE                      d-Maß              f-Maß



rechts und links gleich

**BORT Immob-Schiene  
mit Patella-Aussparung****[REF]** 145 000 KIDS

Med

0°: Pos.Nr. 23.04.01.0036  
 20°: Pos.Nr. 23.04.01.1024  
 Zuzahlungsfrei für Kinder

**BORT Helix S Spiral-  
dynamik® USG-Bandage****[REF]** 053 200 KIDS

Med

Pos.Nr. 05.02.01.2008  
*Spiraldynamik*  
intelligent movement  
 Zuzahlungsfrei für Kinder

**PRODUKTMERKMALE**

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- Länge: 38 cm

FARBE: ■ schwarz

**DAS KIDS-PLUS**

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE	Körpergröße
Kinder (38 cm)	80 – 145 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 154

rechts und links gleich

**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Dünne, elastische Bänder
- 3-D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz

**DAS KIDS-PLUS**

- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fußwurzel, z. B. bei Bandschwäche, fehlstatische Fußbeschwerden und der Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG

GRÖSSE	Fesselumfang
Kinder	17 – 19 cm



Auch als Erwachsenengröße

auf Seite 166

rechts oder links angeben

**BORT TaloStabil® Eco**  
**REF** 054 600 KIDS



Pos.Nr. 05.02.01.0007  
 Zuzahlungsfrei für Kinder

Med

**BORT MalleoStabil®-Orthese**  
**REF** 100 500 KIDS

**NEUES DESIGN**



Pos.Nr. 23.02.02.0024  
 Zuzahlungsfrei für Kinder

Med

**PRODUKTMERKMALE**

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm

 Auch als Erwachsenengröße auf Seite 162

rechts und links gleich

**PRODUKTMERKMALE**

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und Supination

FARBE: ■ grau <sup>ADD</sup>

**BORT MalleoStabil® SOFT-Orthese** **REF** 100 520

**NEUES DESIGN**

- Nur mit Memoryschaum-Polster

**BORT MalleoStabil® Air/Gel-Orthese** **REF** 100 540

**NEUES DESIGN**

- Nur mit Air/Gel-Polster

**DAS KIDS-PLUS**

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, Bandverletzungen, Supinations-/Pronations-trauma, fibulare Bandruptur

GRÖSSE Körpergröße

Größe 1/Kinder \_\_\_\_\_ bis 155 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 169

rechts und links gleich

**BORT TaloFX®****REF** 054 800 KIDSNEUES  
DESIGN

Med

Pos.Nr. 23.02.02.1017  
Zuzahlungsfrei für Kinder**BORT Verkürzungsausgleich  
aus Silikon****REF** 930 200 KIDS

Med

Pos.Nr. 08.03.06.1010  
Zuzahlungsfrei für Kinder**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memoryschaum weich abgepolstert
- Kreuzzügung mit Dynamic-Force-Control-Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material
- Orthese hinten komplett zu öffnen, für einfachen Einstieg

FARBE: ■ schwarz

**DAS KIDS-PLUS**

- **Schlankes Design**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenks in Pronation und Supination

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSE

Fesselumfang



Kinder \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm

Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 167

rechts oder links angeben

**PRODUKTMERKMALE**

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- Verpackung: Stück

**DAS KIDS-PLUS**

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**INDIKATIONEN**

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillo-dynie)

GRÖSSE

Schuhgröße

Kinder \_\_\_\_\_ 33 – 35  
Höhen \_3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 183

rechts und links gleich

In jeder Situation:  
Stabilisierung und Entlastung von  
Halswirbelsäule und Schulter.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	Cervical- stütze 127 260/ 360/660 <b>Stabilo® Nec</b> 127 560 S. 38/39	Clavicula- Bandage 121 700 S. 40	OmoFX 121 100 S. 46  Abduktion	OmoFX Vario 121 020 S. 43  Abduktion	Generation Schulter- orthese 215 700 S. 41	Omo- Basic® 121 350/ 121 500 S. 45	Omo- Xpress 120 900 Omo- Xpress light 120 920 S. 44  Adduktion	Omo- Stabil® 121 200 S. 43	OmoSat 121 980 S. 42	OmoARS 121 900 S. 46  Außenrotation / Abduktion	OmoTex Traction 120 800 S. 49  Traktion	Omo- Control 120 700 S. 48  Rückführung
Lagerung Außenrotation												
Abduktion												
Adduktion												
Traktion	●											
Cervicalsyndrom												
Claviculafraktur		●										
Arthrose					●							
Impingementsyndrom												
Suprascapularsyndrom			●								●	
Kontusion						●						
Postoperativ				●		●	●			●		●
Luxation						●	●		●			
Subcapitale Humerusfraktur					●							●
Lähmungserscheinungen					●							●
Rotatorenmanschettenläsion					●							●
Leichte bis mittlere Instabilität								●				●

**BORT Stabilo® Cervicalstütze**

**REF** 127 160



Pos.Nr. 23.12.03.0026

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Fester**, offenporiger Schaumstoff, zum Tragen bei Tag
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

**BORT Cervicalstütze**

**REF** 127 260/360/660



Pos.Nr. 23.12.03.0027

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Weicher**, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar
- **Auch für Kinder**, s. Seite 28

FARBEN: □ weiß (**REF** 127 260)

■ beige (**REF** 127 360)

■ blau/schwarz (**REF** 127 660)

DAS MED-PLUS


- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

GRÖSSEN

Halsumfang



small \_\_\_\_\_ bis 38 cm  
 medium \_\_\_\_\_ 38 – 43 cm  
 large \_\_\_\_\_ 43 – 48 cm

GRÖSSEN

Halsumfang

**Kinder (nur 127 260, blau)** \_\_\_\_\_ bis 33 cm  
 small \_\_\_\_\_ bis 38 cm  
 medium \_\_\_\_\_ 38 – 43 cm  
 large \_\_\_\_\_ 43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm **Kinder 5,0 cm / 6,0 cm**

**BORT StabiloNec®  
mit Verstärkungsspanne****REF** 127 560

Pos.Nr. 23.12.03.1016

**BORT Cervicalstütze Eco****REF** 127 460

Pos.Nr. 23.12.03.0027

## PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Integrierte Verstärkungsspanne**
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS


- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

## INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, Schiefhals (rheumatisch), Osteochondrose/Spondylarthrose der HWS, postoperativ

## GRÖSSEN

Halsumfang



small	_____	bis 38 cm
medium	_____	38 – 43 cm
large	_____	43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Kehlkopfaussparung
- **Weicher**, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

## DAS ECO-PLUS


- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

## INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

## GRÖSSEN

Kinnhöhe



Größe 0	_____	5,5 cm
Größe 1	_____	7,5 cm
Größe 2	_____	9,0 cm
Größe 3	_____	11,0 cm

Nur eine Länge (56 cm),  
passend für Halsumfänge  
von 32 bis 45 cm.

**BORT StabiloNec® Eco**

**REF** 127 570



Pos.Nr. 23.12.03.1016

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Integrierte Verstärkungsspanne**
- Kehlkopfaussparung
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN:  beige  blau/schwarz

DAS ECO-PLUS


- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

**Schwere** Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, postoperativ

GRÖSSEN

Kinnhöhe




Größe 0	_____	5,5 cm
Größe 1	_____	7,5 cm
Größe 2	_____	9,0 cm
Größe 3	_____	11,0 cm

Nur eine Länge (56 cm), passend für Halsumfänge von 32 bis 45 cm.

**BORT Clavicula-Bandage**

**REF** 121 700



Pos.Nr. 05.09.02.0032

PRODUKTMERKMALE

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung
- **Auch für Kinder**, s. Seite 29

FARBEN:  weiß (Erwachsene),  blau (Kinder)

DAS MED-PLUS


- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Behandlung von Claviculafrakturen

GRÖSSEN

Unterbrustumumfang



<b>Kinder</b>	_____	<b>bis 65 cm</b>
<b>(nur blau)</b>	_____	
small	_____	65 – 80 cm
medium	_____	80 – 95 cm
large	_____	95 – 110 cm
x-large	_____	110 – 125 cm

**BORT Generation Schulterorthese**

REF 215 700



Generation



Pos.Nr. 23.09.01.0100

**PRODUKTMERKMALE**

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit **Tragetasche** zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Taillen- und Schultergurt zur sicheren Fixierung von Schulter und Arm



FARBE: ■ blau

ZUBEHÖR: REF 991 115  
BORT Handauflage mit Ball



**BORT Generation:**  
**Für mehr Mobilität im Alter**  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen

**DAS GENERATION-PLUS**

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Positionierhilfe am Rücken verhindert Verdrehen der Gurte
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, **subcapitale Humerusfraktur**, Lähmungserscheinungen, entzündlich, **degenerativ**

**GRÖSSEN**

Größe	Körpergröße
Größe 1	bis 160 cm
Größe 2	160 – 180 cm
Größe 3	über 180 cm

rechts oder links angeben

**BORT OmoSAT**

**REF** 121 980



Med

Pos.Nr. 23.09.01.0059

**PRODUKTMERKMALE**

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese **mit Tragetasche** zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur

**DAS MED-PLUS**

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

FARBE: ■ grau



**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen

**GRÖSSEN**

Körpergröße

Größe 1 _____	bis 160 cm
Größe 2 _____	160 – 180 cm
Größe 3 _____	über 180 cm

rechts und links gleich

**BORT OmoStabil®**  
**Desault-Weste**  
**[REF] 121 200**


Pos.Nr. 23.09.01.0016

**BORT**  
**OmoFX Vario**  
**[REF] 121 020**


Pos.Nr. 23.09.04.0062

## PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese als sogenannte **Desault-Weste** zur Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position
- Kappenförmige Ausformung im Schulterbereich
- Im Rumpfbereich zirkulär umfassend
- Perforierter Veloursverbundstoff

FARBE: ■ blau



## DAS MED-PLUS


- Flächige Fixierung von Schulter und Arm bei freier Beweglichkeit der Hand

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Kontusion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Rotatorenmanschettenläsion

## GRÖSSEN

Umfang Taille


	Größe 0	_____	bis 75 cm
	Größe 1	_____	75 – 95 cm
	Größe 2	_____	95 – 125 cm
	Größe 3	_____	125 – 145 cm

rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Abduktionsorthese zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Frei positionierbare Bänder zur Fixierung des Arms
- Ballförmige Handauflage zum Trainieren der Unterarmmuskulatur
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau



## DAS MED-PLUS


- **Wendekissen: Lagerung in 30° oder 45° Abduktion**
- Therapiesicherheit, durch rutschsicheren, anatomischen Schnitt des Kissens
- Angenehme Trageeigenschaften

## INDIKATIONEN



Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenverletzung, Endoprothesenimplantat

## GRÖSSEN

Umfang Leib

	small	_____	bis 104 cm
	large	_____	ab 104 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Handlasche komplett zu öffnen
- Einfache Handhabung durch drehbare Steckschnalle; dadurch einfache frühfunktionale Nachbehandlung möglich
- Hoher Tragekomfort

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Einfachste Anpassung und sichere Handhabung durch Klettverschluss
- Frei positionierbare Armschlaufen
- Leichte, optisch wenig auffallende Versorgung mit hohem Tragekomfort

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

GRÖSSEN                      Unterbrustumumfang



Größe 0    \_\_\_\_\_ bis 80 cm  
Größe 1    \_\_\_\_\_ 80 – 120 cm  
Größe 2    \_\_\_\_\_ 120 – 160 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN                      Unterbrustumumfang



Größe 0    \_\_\_\_\_ bis 80 cm  
Größe 1    \_\_\_\_\_ 80 – 120 cm  
Größe 2    \_\_\_\_\_ 120 – 160 cm

rechts und links gleich

**BORT OmoBasic®**

nach Gilchrist

**REF** 121 350

Pos.Nr. 23.09.01.0035

**BORT OmoBasic®****geschlossene Form****REF** 121 500

Pos.Nr. 23.09.01.0036

## PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial
- **Auch für Kinder**, s. Seite 28

FARBEN: ■ blau □ weiß



## DAS BASIC-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Kinder (blau)	22 – 25 cm
Größe 0/S	25 – 28 cm
Größe 1/M	28 – 31 cm
Größe 2/L	31 – 34 cm
Größe 3/XL	34 – 38 cm



rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Geschlossene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Hochelastisches Schlauchmaterial
- Elastisches Band in der Kommissur des Daumens
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung

FARBEN: ■ blau □ weiß




## DAS BASIC-PLUS

- Stabilisierung der Schulter bei freier Beweglichkeit des Daumens und der Langfinger
- Elastischer Abschlussrand im Schulterbereich
- Hautfreundlich


## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSEN	Armumfang	Armlänge
Größe 0/S	26 – 32	48 – 52 cm
Größe 1/M	28 – 34	50 – 56 cm
Größe 2/L	32 – 40	54 – 60 cm
Größe 3/XL	38 – 48	58 – 68 cm




rechts und links gleich



**PRODUKTMERKMALE**

- Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Abduktion: ca. 30°
- Frei positionierbare Bänder für Ellenbogen und Unterarm
- Hautfreundlicher Veloursüberzug



FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**


- Einfache Handhabung
- Komfortable Lagerung des Armes

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, Schulter-eckgelenksprengung (Tossy I + II), Supraspinatussyndrom


GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1 _____	bis 165 cm
Größe 2 _____	über 165 cm

rechts oder links angeben



**PRODUKTMERKMALE**

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Außenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Sichere Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug


ZUBEHÖR: **REF** 121 960 Keil zur Lagerung in 30° Außenrotation

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1 _____	bis 165 cm
Größe 2 _____	über 165 cm

rechts und links gleich

**BORT OmoARS  
mit 3-Punkt-Gurt****REF** 121 970


Pos.Nr. 23.09.04.0028

**BORT OmoARS kurz****REF** 121 030

Pos.Nr. 23.09.04.0028

## PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Außenrotation und 15° Abduktion
- 3-Punkt-Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Optimaler Sitz und Stabilität durch 3-Punkt-Gurt
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121 960 Keil zur Lagerung in 30° Außenrotation

## INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1	bis 165 cm
Größe 2	über 165 cm

rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° Außenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Größe 1	bis 34 cm
Größe 2	35 – 39 cm
Größe 3	über 39 cm

rechts und links gleich

### BORT OmoControl

REF 120 700

BOA



SCHLAGANFALL

Med

Pos.Nr. 23.09.03.0009

#### PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenkorthese zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks
- Korrektur der Innenrotation und Rückführung des Humeruskopfes
- Entlastung der Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
- Ermöglicht freie Pendelbewegung des Armes

#### DAS MED-PLUS

- Komfortable Materialien für maximalen Tragekomfort
- Konstruktion erlaubt einhändiges Anlegen
- Einfache Handhabung durch innovatives BOA® Fit System

Arm- und Schultermanschette auch einzeln in (S), (M) und (L) bestellbar

REF 120 500 Armmanschette

REF 120 600 Schultermanschette

FARBE: ■ grau



#### INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks, konservativ bei habitueller Schulterluxation, entzündlich, degenerativ

GRÖSSEN	Armmanschette (Modul A)		Schultermanschette (Modul B)	
	Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)		Brustumfang (unter Achselhöhle in cm gemessen)	
	Größe 1	(S) 20 – 25 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Größe 2	(S) 20 – 25 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Größe 3	(S) 20 – 25 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Größe 4	(M) 25 – 30 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Größe 5	(M) 25 – 30 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Größe 6	(M) 25 – 30 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Größe 7	(L) 30 – 35 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Größe 8	(L) 30 – 35 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Größe 9	(L) 30 – 35 cm	(L) 105 – 125 cm	

rechts oder links angeben

**BORT OmoTex****REF** 121 600

Med

Pos.Nr. 05.09.01.3004

**BORT OmoTex Traction****REF** 120 800

Med

Pos.Nr. 05.09.01.3005

## PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenk-Kompressionsbandage
- Zusätzlicher Klettzügel zur Begrenzung der Außenrotation
- Silikonpelotte, frei positionierbar
- Anatomisches, muskelaktivierendes Formgestrick

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Verbesserte Führung des Glenohumeralgelenks
- Gurtlängen individuell einstellbar
- Komfortables Tragen auch unter der Kleidung

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, z. B. bei Arthrose

## PRODUKTMERKMALE

- **Modulare Schultergelenk-Bandage mit separat verwendbarer Gewichtsmanschette** zur subacromialen Dekompression
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Vier Gewichtselemente à 250 g zur individuellen Gewichtung der Traktion
- Verbesserte Anpassbarkeit durch flexibel einstellbare Gurtführungsplatte

FARBE: ■ schwarz



## DAS MED-PLUS

- Verbesserte Gelenkführung und Druckentlastung im Bereich des Caput humeri
- Gewichtsmanschette entsprechend dem Therapieverlauf von der Bandage abnehmbar und durch Klettband einstellbar

## INDIKATIONEN

**Impingementsyndrom**, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, Periarthropathia humeroscapularis (PHS)

## GRÖSSEN

Umfang Oberarm



Größe 1	_____	24 – 28 cm
Größe 2	_____	28 – 32 cm
Größe 3	_____	32 – 36 cm
Größe 4	_____	36 – 40 cm

## GRÖSSEN

Umfang Oberarm



Größe 1	_____	24 – 28 cm
Größe 2	_____	28 – 32 cm
Größe 3	_____	32 – 36 cm
Größe 4	_____	36 – 40 cm

rechts und links gleich

rechts und links gleich

## Mobil in den Tag: Entlastung und Stabilität für den Ellenbogen



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® EpiPlus® 122 700	EpiBasic Sport 122 600 SP	EpiBasic 122 600 EpiBasic kurz 122 600 K	Kubi Tal® 055 100	EpiContur® Sport 022 500 SP	Stabilo® Epi-Spange 122 580	Ellenbogen- bandage 104 200	KubiFX 055 300 KubiFX light 055 350	KubiFX lang 055 400 KubiFX lang light 055 450	Ellenbogen ROM-Orthese 055 500
Seite	S. 52	S. 52	S. 53	S. 54	S. 57	S. 59	S. 55	S. 60	S. 61	S. 59
Posttraumatisch			●					●	●	●
Postoperativ							●	●	●	●
Luxation										●
Sulcus ulnaris-Syndrom				●				●		
Tendopathien						●			●	
Epicondylitis	●	●	●		●	●			●	
Reizzustände	●	●		●	●					●
Tendomyopathie			●							
Distorsion							●			
Arthrose							●			



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Längselastische Dehnungszone im Ellenbogenbereich sorgt für angenehmen Sitz in allen Beugewinkeln
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

### DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
  - SENSIL® Breeze: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra-weicher Abschlussrand
- Sehr guter Tragekomfort, ergonomisch und rutschfrei

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie


### GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Maßanfertigung nur für **REF** 122 700 möglich.

rechts und links gleich



### PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Zwei strukturierte Silikonpelotten
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Flexible Dehnungszone im Ellenbogenbereich
- Länge: 20 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®:** Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bandes mittels **easyClick-System**
- **Latexfreies Gestrick**
- Pelottendruck durch Stabilo®-Band individuell dosierbar

**BORT Epi Basic****REF** 122 600

Pos.Nr. 05.08.01.1019

**BORT Epi Basic kurz****REF** 122 600 K

Pos.Nr. 05.08.01.1019

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

## DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBE: ■ silber

## DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer
- **Reduzierte Länge am Oberarm**

\*Längenangaben sind ca. Maße und können sich je nach Größe unterscheiden.

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie

## GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small _____	20 – 22 cm
	x-small _____	22 – 24 cm
	small _____	24 – 26 cm
	medium _____	26 – 28 cm
	large _____	28 – 30 cm
	x-large _____	30 – 32 cm
	xx-large _____	32 – 34 cm
	*xxx-large (nur silber) _____	34 – 36 cm

rechts und links gleich

\*xxx-large nur für **REF** 122 600

**BORT KubiTal®**  
**Ellenbogen-Polster-Bandage**  
 [REF] 055 100



Pos.Nr. 05.08.01.1020

PRODUKTMERKMALE

- Großflächig gepolsterte Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Großflächige Silikonpelotte mit zusätzlicher Olecranon-Aussparung für Formstabilität bei Beugung
- Kompressions-Klasse II

FARBEN:  beige  grau

DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Großflächiger Schutz des gesamten Ellenbogenbereichs
- Nahtfreie Komfortzone in der Ellenbeuge

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen (**Sulcus ulnaris-Syndrom/Kubitaltunnelsyndrom**), Bursitis

GRÖSSEN

Umfang Unterarm  
(5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts und links gleich

**BORT activemed  
Ellenbogenbandage****REF** 220 200

Pos.Nr. 05.08.01.1051

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau  
■ graphit

## DAS MED-PLUS

- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge für angenehmen Tragekomfort
- Weiche Oberflächenstruktur

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

GRÖSSEN Umfang Unterarm  
(5 cm unter Ellenbogengelenk)

	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

**BORT  
Ellenbogenbandage****REF** 104 200

Pos.Nr. 05.08.01.0007

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenstütze
- Anatomisch formgestrickt, für optimale Passform
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Nicht aufragend

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Ellenbogen

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm

rechts und links gleich

**BORT Zweizug  
Ellenbogenbandage****REF** 055 200

Pos.Nr. 05.08.01.0002

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit **seitlichen Stäben**
- Rundgestrick, ohne Naht
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

## DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Seitliche Stäbe für extra Stabilität

**BORT Zweizug  
Ellenbogenstütze****REF** 054 200

Pos.Nr. 05.08.01.0006

## PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl durch nahtloses Gestrick

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

## GRÖSSEN      Umfang Ellenbogen

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

## GRÖSSEN      Umfang Ellenbogen

	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

**BORT EpiContur® Sport**

REF 022 500 SP



Pos.Nr. 23.08.04.0038

Ellenbogen

**PRODUKTMERKMALE**

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- **Einheitsgröße durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar**

FARBE: ■ schwarz/grün

**DAS SPORT-PLUS**

- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien Sitz bei sportlichen Aktivitäten
- Spangendruck individuell dosierbar
- Speziell geformte Friktionspelotte, frei positionierbar
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

**INDIKATIONEN**

Epicondylitis, **chronische oder rezidivierende Epicondylopathie**, Tendopathie, Überanstrengung als Folge von Arbeit und Sport, sog. Tennis-/Golfarm

**GRÖSSE**

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Nur eine Größe \_\_\_\_\_ 21 – 35 cm

rechts und links gleich

**BORT EpiContur®  
mit 1 Pelotte**  
REF 022 500



Pos.Nr. 23.08.04.0022

**BORT EpiContur®  
mit 2 Pelotten**  
REF 122 500



Pos.Nr. 23.08.04.0020

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- **Einheitsgröße durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar**
- Eine frei positionierbare Friktionspelotte

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell dosierbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Je eine ulnare und radiale Friktionspelotte, frei positionierbar

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell einstellbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

INDIKATIONEN

Epicondylitis, **chronische oder rezidivierende Epicondylopathie**, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

Umfang Unterarm  
GRÖSSE (5 cm unter Ellenbogengelenk)

Nur eine Größe 21 – 35 cm



rechts und links gleich

Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)


Größe 0 \_\_\_\_\_ 21 – 25 cm  
Größe 1 \_\_\_\_\_ 25 – 30 cm  
Größe 2 \_\_\_\_\_ 30 – 35 cm



rechts und links gleich

**BORT Stabilo® Epicondylitis-Spange mit ulnarer Entlastung**

REF 122 580



Pos.Nr. 23.08.04.0021

Med

**BORT Ellenbogen-ROM-Orthese**

REF 055 500

NEUES DESIGN



Pos.Nr. 23.08.02.1006

Med

Ellenbogen

## PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Spezielle anatomische Formgebung ermöglicht individuell dosierbaren Spangendruck

FARBE: ■ silber

## DAS MED-PLUS

- Elastischer Klettverschluss, daher kein Druck auf die Elle
- Flaches Design
- Innenseite gepolstert

## INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennisarm, Golfarm

Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Größe 1	22 – 24 cm
Größe 2	24 – 26 cm
Größe 3	26 – 28 cm
Größe 4	28 – 31 cm
Größe 5	31 – 34 cm

rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Ellenbogenorthese zur Mobilisierung, bei gleichzeitiger Immobilisierung des proximalen Radioulnargelenks
- Begrenzung der Extension von 0° - 90°
- Begrenzung der Flexion von 0° - 110°
- Fixierung des Gelenks in 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- Vermeidung von Supination und Pronation im Unterarm durch Handauflage

FARBE: ■ grau <sup>NEU</sup>


## DAS MED-PLUS

- Hoher Tragekomfort durch großflächige Auflagen an Ober- und Unterarm
- Individuelle Längeneinstellung für den Ober- und Unterarm
- Extra leichte Orthesenkonstruktion

## INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radioulnargelenks erforderlich ist, wie z. B. postoperative/posttraumatische/degenerative Versorgungen, Mobilisierung nach Operation und Traumen mit Beteiligung des proximalen Radioulnargelenks, Entzündungen, wie z. B. Radiusköpfchenfrakturen, Ellenbogenluxationen, distalen Humerusfrakturen, nach Prothesenimplantation

GRÖSSEN Umfang Oberarm



Größe 1	25 – 34 cm
Größe 2	34 – 43 cm

rechts oder links angeben

**BORT KubiFX light  
Ellenbogen-Orthese**

**REF** 055 350



Pos.Nr. 23.08.01.0005

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Länge: ca. 39 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- **Extra leichte und offene Rahmenbauweise**

**BORT KubiFX  
Ellenbogen-Orthese**

**REF** 055 300



Pos.Nr. 23.08.01.0003

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Vier Umkehrzügel
- Länge: ca. 37 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, nach Bursektomie

GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich


GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich

**BORT KubiFX lang  
Ellenbogen-Orthese****[REF]** 055 400

Pos.Nr. 23.08.01.2003

**BORT KubiFX lang light  
Ellenbogen-Orthese****[REF]** 055 450

Pos.Nr. 23.08.01.2005

## PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- **Volare Schiene bis in den Palmarbereich der Hand**
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Fünf Umkehrzügel
- Länge: ca. 53 cm

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

## PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Beidseits verwendbare Handauflage
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Einheitsgröße durch stufenlose Einstellung der Unterarmlänge (Olecranon bis Metacarpalknöchel V)
- von 28 cm bis 38 cm

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- **Extra leichte und offene Rahmenbauweise**

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, Epicondylitis, nach Bursektomie

GRÖSSEN      Länge Olecranon  
                 bis Metacarpalknöchel V



Größe 1    28 – 31 cm  
Größe 2    31 – 34 cm  
Größe 3    34 – 38 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich

## Fit für den Alltag: funktionelle Hilfe für Finger und Daumen.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	MobiDig® Flexion 112 560	MobiDig® Extension 112 510	DigiSoft® Vario- Finger- orthese 112 790	SOFT Daumen- Schiene lang 112 720	SOFT Daumen- Schiene plus 112 780	Generation Daumen- schiene 215 300	Rhizo- Flex® 105 100	Sella- Xpress kurz 112 840	Sella- Xpress plus 112 860	Daumen- schiene Sport 112 180 SP	SellaTex® Plus – Quervain 112 160	SellaTex® Classic 112 050 C SellaTex® 112 050	Generation Daumen- Hand- orthese 215 200
Seite	S. 65	S. 65	S. 67	S. 70	S. 71	S. 73	S. 73	S. 71	S. 72	S. 68	S. 77	S. 78	S. 76
Ruhigstellung Daumengrundgelenk				●	●	●	●	●	●		●	●	●
Sattelgelenk				●	●	●	●	●	●		●	●	●
Daumenendgelenk					●				●		●		
Flexion DIP-/PIP-Gelenke	●												
Extension PIP-Gelenke		●											
Lagerung			●										
Ulnare/radiale Bandläsion						●					●	●	●
Rhizarthrose				●	●	●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginitis de Quervain					●						●		
Tendopathie					●				●			●	●
Arthrose						●	●			●	●	●	●
Zusätzliche Fixierung Handgelenk											●	●	●



PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Hyperextension des verletzten Fingergliedes

FARBEN: ■ beige ■ transparent

DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Farbe beige: Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Behandlung von Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity) an den Langfingern der Hand
- Immobilisierung des PIP-Gelenks

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

Vom **Leistungserbringer** als Sprechstundenbedarf abrechenbar

Für die Funktionalität sind Fixierbänder erforderlich z. B. REF 470 400

INDIKATIONEN

Fraktur, Luxation, Bandverletzungen, Strecksehnenabriss

INDIKATIONEN

Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity), Immobilisierung der PIP-Gelenke

GRÖSSEN	Fingerbreite am DIP-Gelenk
 Größe 1	1,4 – 1,6 cm
Größe 2	1,5 – 1,8 cm
Größe 3	1,7 – 2,1 cm
Größe 4	1,8 – 2,2 cm
Größe 5	1,9 – 2,3 cm
Größe 5,5	2,3 – 2,6 cm
Größe 6	2,0 – 2,8 cm
Größe 7	2,6 – 2,9 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Schiennen-Innendurchmesser
 Größe 1	1,9 cm
Größe 2	2,1 cm
Größe 3	2,3 cm
Größe 4	2,4 cm
Größe 5	2,5 cm
Größe 6	2,6 cm
Größe 7	2,8 cm

rechts und links gleich

**BORT MobiDig® Flexion****REF** 112 560

Med

Pos.Nr. 23.07.03.0011

## PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Ergonomische, strapazierfähige Polster

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS


- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich

## INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Flexion der PIP- oder DIP-Gelenke

## GRÖSSEN


Länge



small	3,5 – 5,0 cm
medium	5,0 – 5,8 cm
large	5,8 – 6,5 cm
x-large	über 6,5 cm

L<sub>1</sub> = Einsatz als PIP-Quengel oder  
L<sub>2</sub> = Einsatz als DIP-Quengel

rechts und links gleich

**BORT MobiDig® Extension****REF** 112 510

Med

Pos.Nr. 23.07.03.0010

## PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Proximales Polster liegt im Bereich der Handfläche
- Ergonomische, strapazierfähige Polster

FARBE:  grau

## DAS MED-PLUS

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich
- Plus-Größen

## INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

## GRÖSSEN

Länge<sup>1)</sup> Fingerbreite<sup>2)</sup>

x-small	5,0 – 6,3	1,3 – 1,5
x-small plus	5,0 – 6,3	1,5 – 1,7
small	6,3 – 7,6	1,5 – 1,7
small plus	6,3 – 7,6	1,7 – 1,9
medium	7,6 – 8,9	1,7 – 1,9
medium plus	7,6 – 8,9	1,9 – 2,1
large	8,9 – 10,2	1,9 – 2,1
large plus	8,9 – 10,2	2,1 – 2,3

<sup>1)</sup> Handflächenfalte bis distale Fingerfalte  
<sup>2)</sup> am PIP-Gelenk

rechts und links gleich

**BORT Capener Schiene  
Extension**  
REF 112 520



Pos.Nr. 23.07.03.0012

**BORT  
DigiSoft®-Fingerorthese**  
REF 112 770



Pos.Nr. 23.07.01.0002

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Zwei seitliche Spiralfedern

PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- Auch für Kinder, s. Seite 30

FARBE:  weiß

FARBE:  grau

DAS MED-PLUS

- Klettband zur besseren Fixierung
- Weiche Abpolsterung
- Progressive Federkraft

DAS MED-PLUS

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

GRÖSSEN

Länge<sup>1)</sup>

	small	6,3 – 7,0 cm
	medium	7,0 – 7,6 cm
	large	7,6 – 8,0 cm

<sup>1)</sup>Länge (L) = Handflächenfalte bis distale Fingerfalte

rechts und links gleich

GRÖSSEN

Länge Hand

	Kinder	11 – 14 cm
	Größe 1	13 – 16 cm
	Größe 2	16 – 19 cm
	Größe 3	19 – 22 cm

rechts und links gleich

**BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese****REF** 112 790**NEU**

Pos.Nr. 23.07.01.0xxx

Finger

**PRODUKTMERKMALE**

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- Klettverschlüsse, variabel positionierbar
- Kompletz zu öffnen

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Modulares Orthesen-System: Handgelenkstabilisierung, abrüstbar

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, z.B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

**GRÖSSEN**

Umfang Mittelhand



Größe 1	_____	17 – 19 cm
Größe 2	_____	19 – 22 cm
Größe 3	_____	22 – 26 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk durch integrierte Verstärkungselemente und zusätzlichem Stabilo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtiger Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Latexfreies Gestrick
- Einfache Fixierung mittels easyClick-System

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, **beginnende Rhizarthrose**

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	bis 13 cm
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Daumenorthese zur Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Komplett zu öffnen
- Auch nachts zu tragen
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFlex  
Daumenstütze****REF** 112 030

Med

Pos.Nr. 05.07.01.0033

**BORT  
Daumen-Hand-Bandage****REF** 112 420

Med

Pos.Nr. 05.07.01.0004

## PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stützung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Anatomisch formgestrickt
- Zusätzliche Stabilisierungselemente am Daumen

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Flache Bauweise, trägt nicht auf
- Sehr angenehme Trageeigenschaft

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnare und radiale Bandinstabilität, **beginnende Rhizarthrose**

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit Daumeneinschluss zur Stützung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks und Stabilisierung des Handgelenks
- Schlankes Stabilisierungselement aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Besonders leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. nach Frakturen im Spätstadium, Arthritis, ulnare und radiale Bandläsionen

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

**BORT SOFT**  
**Daumen-Schiene kurz**  
**REF 112 710**



Pos.Nr. 23.07.01.1010

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 11 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

**BORT SOFT**  
**Daumen-Schiene lang**  
**REF 112 720**



Pos.Nr. 23.07.01.1011

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material


INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, **Rhizarthrose**

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, **Rhizarthrose**

GRÖSSEN      Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN      Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts und links gleich

**BORT SOFT**  
**Daumen-Schiene plus**  
**REF 112 780**



Pos.Nr. 23.07.01.2004

Med

**BORT**  
**SellaXpress kurz**  
**REF 112 840**



Pos.Nr. 23.07.01.1034

Med

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks, Daumensattelgelenks und Daumenendgelenks
- Weiches Innenpolster
- Langes integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenkbereich, anatomisch vorgeformt

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Verlängertes Daumenteil mit Klettverschluss
- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain, **Rhizarthrose**

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandläsionen, Distorsion, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen wie z. B. **Rhizarthrose**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT**  
**SellaXpress lang**  
**REF 112 880**


Pos.Nr. 23.07.01.1045

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Spezielle Führung am Daumenrohr
- Latexfrei


FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Handgelenksübergreifende lange Schiene
- Individuell formschlüssige Anlage, kalt verformbar
- Hautfreundlicher Velours mit angenehmem Tragegefühl

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Daumenfraktur, Arthritis, Arthrose des Sattel- und/oder Grundgelenks, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Tendopathie, zur kontrollierten Mobilisierung bei **Rhizarthrose**, Skidaumen

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk


x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT**  
**SellaXpress plus**  
**REF 112 860**


Pos.Nr. 23.07.01.2006

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks plus Endgelenk
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Stabilisierung einschließlich des Daumengelenks
- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain und bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, wie z. B. **Rhizarthrose**, Tendopathie

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk


x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT Generation  
Daumenschiene**

REF 215 300



Pos.Nr. 23.07.01.1046

**BORT RhizoFlex®  
Daumen-Ringorthese**

REF 105 100



Pos.Nr. 23.07.01.1050

## PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Entnehmbare Stabilisierungselemente bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBE: ■ blau


## DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleife für sicheren Halt
- Zur Verwendung in Kombination mit Gehhilfe/Rollator geeignet
- Auch nachts zu tragen

## INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, **Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich**, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	___ 13 – 16 cm
	medium	___ 16 – 19 cm
	large	___ 19 – 22 cm

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Daumen-Ringorthese zur Stabilisierung und Entlastung des Daumensattelgelenks
- Positionierung des Daumens in Funktionsstellung
- Integriertes, kalt anformbares Stabilisierungselement
- Austauschbares Verschlussband
- Optimaler Tragekomfort
- Einfaches Anlegen

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Extrem schlankes und funktionelles Orthesendesign
- Freie Beweglichkeit der Finger und des Handgelenks
- **Abwaschbar, besonders strapazierfähig**

## INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

## GRÖSSEN Umfang Mittelhand

	Größe 0	___ 15 – 17 cm
	Größe 1	___ 17 – 19 cm
	Größe 2	___ 19 – 22 cm
	Größe 3	___ 22 – 26 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® K**

REF 112 080



Pos.Nr. 23.07.01.1018

## PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Großflächige Perforation

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit des Handgelenks (kurze Ausführung)
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

## INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion

## GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® N  
Mittelhand-Daumenschiene**

REF 112 040



Pos.Nr. 23.07.01.1019

## PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Großflächige Perforation

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

## INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Skidaumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

## GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® N  
Black Edition****REF** 112 040 B

Med

Pos.Nr. 23.07.01.1019

**BORT SellaDur®****REF** 105 400

Med

Pos.Nr. 23.07.01.1016

## PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innovatives Verschluss-System zur optimalen Anpassung an die Gegebenheiten des Patienten
- Schlanke Bauweise

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Hoher Tragekomfort durch den Einsatz innovativer Materialien
- Abwaschbar

## PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Speziell hochgezogener Rand im kritischen Bereich Daumen-Zeigefinger
- Elastischer Unterziehstrumpf

FARBE: ■ anthrazit

## DAS MED-PLUS

- Extrem strapazierfähige Orthese
- Großflächige Perforation für angenehmen Tragekomfort
- Abwaschbar

## INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Skidaumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

## INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Skidaumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

## GRÖSSEN      Umfang Mittelhand



x-small	18 – 20 cm
small	20 – 22 cm
medium	22 – 24 cm
large	24 – 26 cm
x-large	26 – 28 cm

rechts oder links angeben

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk



small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

## BORT Generation Daumen-Handorthese

REF 215 200



Generation



Pos.Nr. 23.07.02.2033

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleife für sicheren Halt
- Ansprechendes, funktionelles Design



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

## INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

## GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaTex® Plus – Quervain**

REF 112 160

NEUES  
DESIGN

Med

Pos.Nr. 23.07.02.2039

Daumen


## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur Stabilisierung des Daumengrund-, Daumensattel- und Daumenendgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- **Komplett zu öffnen**
- Länge: ca. 20 cm

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- **Großes Fenster zur Entlastung des problematischen Bereichs** bei Tendovaginitis de Quervain (ICD-10 M65.4)
- Einfache, therapiegemäße Abrüstmöglichkeit des Daumenelements
- Langes Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl




## INDIKATIONEN

**Tendovaginitis de Quervain**, präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Rhizarthrose, CTS

## GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben



#### PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schiene zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Dorsale Daumenschiene zur zusätzlichen Stabilisierung des Daumens
- Länge: ca. 20 cm
- Auch für Kinder, s. Seite 30

FARBE: ■ grau

#### DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Extra flache Bauweise
- Atmungsaktives Material
- Angenehmes Tragegefühl

#### INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, degenerativen Erkrankungen, z. B. Morbus de Quervain, CTS

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	<b>Kinder</b> _____ <b>13 – 15 cm</b>
	x-small _____ bis 15 cm
	small _____ 15 – 17 cm
	medium _____ 17 – 19 cm
	large _____ 19 – 21 cm
	x-large _____ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben



#### PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Komplett zu öffnen
- Länge: ca. 19 cm

FARBE: ■ grau

#### DAS MED-PLUS

- Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

#### INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small _____ bis 15 cm
	small _____ 15 – 17 cm
	medium _____ 17 – 19 cm
	large _____ 19 – 21 cm
	x-large _____ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT Daumen-Handorthese****REF** 103 500

Med

Pos.Nr. 23.07.02.5007

Daumen

**PRODUKTMERKMALE**

- Handgelenkorthese zur sicheren Immobilisierung von Hand-, Daumen- grund- und Daumensattelgelenk
- Ulnarseitige Orthesenlängen: x-small: 17 cm, small: 19 cm, medium: 22 cm, large: 26 cm
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Perforiertes thermoplastisches Material zur einfachen Anformung
- Inkl. Unterziehstrumpf

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- **Komplett zu öffnen**
- Röntgentransparent
- Angenehmes Tragegefühl
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Abwaschbar

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Karpaltunnelsyndrom (CTS), stabile Kahnbeinfraktur, stabile Radiusfraktur, ulnare Bandläsion (Skidaumen), Tendopathie, Kapselzerrungen

**GRÖSSEN**

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

Alles im Griff:  
mehr funktionelle Stabilität  
für das Handgelenk.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select* ManuZip® volar 112 220	ManuBasic® Sport 112 920 SP	ManuBasic® 112 920 ManuBasic® Plus 112 940	Handgelenk- stütze mit Alu-Schiene 103 300 Generation Handgelenk- bandage 215 000	ManuStabil® 102 200 ManuStabil® Classic 102 200 C ManuStabil® kurz 112 730	SOFT Volare CTS- Schiene 112 750	Generation Handgelenk- orthese 215 100 Generation Handgelenk- orthese mit Schnürung 215 150	ManuCarpal® Combi 102 400	Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S.) 102 500	ManuDisc® 102 300	Unterarm- Hand- orthese 103 600
Seite	S. 82	S. 82	S. 83/84	S. 86/87	S. 90/91	S. 92	S. 88	S. 94	S. 95	S. 93	S. 95
Reizzustände	●	●	●	●							
entzündlich-rheumatisch				●			●				
degenerativ				●			●				
Distorsion	●	●	●	●		●					●
Arthrose der Handwurzel	●	●	●	●			●			●	
Karpaltunnelsyndrom (CTS)				●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginitis	●	●	●	●	●		●	●			
Discusverletzung										●	●
(Postoperative) Ruhigstellung					●	●		●		●	●
Periphere Nervenlähmung					●			●			
Mittelhand-/Fingergrundglied- frakturen									●		
Bandverletzungen d. Langfinger									●		



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Viskoelastische Silikonpelotte zur intermittierenden Massage
- Anatomisch formgestrickt

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

### DAS SELECT-PLUS

- Reißverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Integrierte Schlupfhilfe



### PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Anatomisch formgestrickt
- Volare Kunststoff-Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Viskoelastische Silikonpelotte

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und Unterarms, dadurch sehr leichtes Anlegen
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bandes mittels **easyClick-System**

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN                      Umfang Handgelenk

	small	___	13 – 15 cm
	medium	___	15 – 17 cm
	large	___	17 – 19 cm
	x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN                      Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 13 cm
	small	___	13 – 15 cm
	medium	___	15 – 17 cm
	large	___	17 – 19 cm
	x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic®****REF** 112 920

Pos.Nr. 05.07.02.0130

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Kunststoff-Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- **Stabilo®-Band**, frei positionierbar
- **Silikonpelotte** mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

**DAS BASIC-PLUS**

- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und des Unterarms, dadurch besonders leichtes Anlegen
- Besonders weicher Abschlussrand im Unterarmbereich
- **Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform

FARBEN:  beige  silber  schwarz**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**

c1-Maß

c2-Maß

c1-Maß

c2-Maß



x-small	– bis 13	14 – 16 cm	large plus	– 17 – 19	22 – 24 cm
small	– 13 – 15	16 – 18 cm	x-large	– 19 – 21	22 – 24 cm
small plus	– 13 – 15	18 – 20 cm	x-large plus	– 19 – 21	24 – 26 cm
medium	– 15 – 17	18 – 20 cm	xx-large	– 21 – 23	24 – 26 cm
medium plus	– 15 – 17	20 – 22 cm	xx-large plus	– 21 – 23	26 – 28 cm
large	– 17 – 19	20 – 22 cm			

rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic® Plus  
mit Daumeneinschluss**  
**[REF] 112 940**


Med

Pos.Nr. 05.07.02.0150

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage mit zusätzlicher Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBE: ■ schwarz


**DAS BASIC-PLUS**

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks und des Daumensattelgelenks, Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis, bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, **beginnende Rhizarthrose**

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	small	___	13 – 15 cm
	medium	___	15 – 17 cm
	large	___	17 – 19 cm
	x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuZip® Eco**  
**[REF] 112 620**
NEUES  
DESIGN

Med

Pos.Nr. 05.07.02.0138


**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte
- Anatomisch formgestrickt

FARBE: ■ schwarz


**DAS ECO-PLUS**

- Reißverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Integrierte Schlupfhilfe

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	small	___	13 – 15 cm
	medium	___	15 – 17 cm
	large	___	17 – 19 cm
	x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT activemed  
Handgelenkbandage****REF** 220 100

Pos.Nr. 05.07.02.0145

**BORT  
Ganglion-Bandage****REF** 112 820

Pos.Nr. 05.07.02.0151

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau  
■ graphit

## DAS MED-PLUS

- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	13 – 15 cm
	medium	15 – 17 cm
	large	17 – 19 cm
	x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- **Ganglion-Pelotte, frei positionierbar**

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, intracapsuläres Ganglion

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	13 – 15 cm
	medium	15 – 17 cm
	large	17 – 19 cm
	x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene  
(Medianus-Schiene)****REF** 103 300

Med

Pos.Nr. 05.07.02.3013

**PRODUKTMERKMALE**

- Klassische Handgelenkbandage
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Länge: 16 cm

**DAS MED-PLUS**

- Leichtes Anlegen/Abnehmen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

FARBEN:  beige  grau  
 schwarz

**BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene und Band****REF** 103 301

Pos.Nr. 05.07.02.3032

- Ausführung wie **REF** 103 300

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band

FARBEN:  beige  grau

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

## BORT Generation Handgelenkbandage

REF 215 000



Generation



Pos.Nr. 05.07.02.3043

## PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkbandage mit volarer Verstärkung
- Elastisches Basismaterial
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen

Hand

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, **Handwurzelarthrose**, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

## GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



small	_____	13 – 16 cm
medium	_____	16 – 19 cm
large	_____	19 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung**  
**REF** 215 150



Pos.Nr. 23.07.02.4067

**BORT Generation Handgelenkorthese**  
**REF** 215 100



Pos.Nr. 23.07.02.4054

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Weiches Innenpolster

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE: ■ blau

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/ Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen

DAS GENERATION-PLUS

- Innovativer Verschlusszügel ermöglicht das Anlegen mit einer Hand
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/ Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen**, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT Arm- und Handgelenkstütze****REF** 103 360

Pos.Nr. 05.07.02.3014

**BORT Arm- und Handgelenkschiene****REF** 103 580

Pos.Nr. 05.07.02.3015

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarm-bandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN:  beige  grau

## DAS MED-PLUS

- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichte An-/Ablage, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarm-bandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN:  beige  grau

## DAS MED-PLUS

- **Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band**
- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT**  
**ManuStabil® Classic**  
**REF** 102 200 C



Med

Pos.Nr. 23.07.02.4065

**BORT**  
**ManuStabil®**  
**REF** 102 200



Med

Pos.Nr. 23.07.02.4016

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- Rechte und linke Ausführung
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Sehr gute Stabilisierung des Handgelenks durch verlängerte Ausführung und spezielle Verschluss technik
- Auch nachts zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- **Komplett zu öffnen**
- Rechts und links anwendbar
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell anformbar
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN      Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

GRÖSSEN      Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

rechts und links gleich

**BORT  
ManuStabil® kurz**
**[REF] 112 730**


Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019

**PRODUKTMERKMALE**

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 18 cm
- Auch für Kinder, s. Seite 31


**FARBEN:** ■ beige ■ grau ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch z. B. Distorsion, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk


<b>Kinder (nur grau)</b>	___	bis 15 cm
x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuStabilPro  
offene Form**
**[REF] 182 500**


Med

Pos.Nr. 23.07.02.0014

**PRODUKTMERKMALE**

- Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- **Komplett zu öffnen**
- Extra lange Ausführung
- Länge: ca. 25 cm

**FARBE:** ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Individuell leicht anformbar
- Stabilisierung des Handgelenks und Unterarms
- Leichte Anlage, auch postoperativ
- Auch nachts zu tragen

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk


x-small	___	bis 16 cm
small	___	16 – 18 cm
medium	___	18 – 20 cm
large	___	20 – 22 cm
x-large	___	22 – 24 cm

rechts oder links angeben

**BORT SOFT Volare  
CTS-Schiene**  
**REF** 112 750



Med

Pos.Nr. 23.07.02.0012

**PRODUKTMERKMALE**

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

**BORT SOFT Dorsale  
CTS-Schiene**  
**REF** 112 760



Med

Pos.Nr. 23.07.02.0013

**PRODUKTMERKMALE**

- Weiche, dorsale Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Palmarbügel
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Fixierung mit drei Klettverschlüssen
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Erhaltung der Greiffähigkeit
- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, z.B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT  
ManuCarpal®-Orthese****REF** 103 200

Pos.Nr. 23.07.02.4018

Med

**BORT ManuDisc®**

nach Dr. Schütz

**REF** 102 300

Pos.Nr. 23.07.02.4017

Med

## PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastisch anformbare volare Handorthese
- Vollflächige Polsterung
- Großflächige Auflage mit bilateraler Umgreifung des Unterarms
- Extra leichte Bauweise
- Abwaschbar

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Einfache Handhabung und Positionierung durch den Patienten
- Kompletzt zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit multidirektionaler Stabilisierung des Handgelenks
- Ulnare Umgreifung und bilaterale Abstützung am Unterarm
- Individuell anformbar
- Vollflächige und weiche Polsterung auf der Innenseite

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Dünnwandige Konstruktion mit volarer T-Schiene
- Kompletzt zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Discusverletzung, Handwurzelarthrose

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuCarpal® Combi**

**REF** 102 400



Med

Pos.Nr. 23.07.02.1012

**PRODUKTMERKMALE**

- Handorthese mit abnehmbarer Fingerauflage
- Fingerauflage, individuell anformbar
- Komplett zu öffnen
- Rechts und links anwendbar

**DAS MED-PLUS**

- **Modulares Orthesen-System**
- Zusätzliche Entlastung des Karpaltunnels bei Einsatz der Fingerauflage
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks

FARBE: ■ grau



- Funktionell geformtes Entlastungspolster aus Memory-Schaum
- Entlastung des Karpaltunnels und des empfindlichen Narbenbereichs (Z. n. OP)
- Angenehmes Tragegefühl

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

**GRÖSSEN**

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts und links gleich

### BORT Unterarm-Handorthese

**REF** 103 600



Pos.Nr. 23.07.02.5009

### BORT Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S.)

**REF** 102 500



Pos.Nr. 23.07.02.1016

#### PRODUKTMERKMALE

- Stabile, zirkulär umgreifende Unterarm-Handorthese zur kompletten Ruhigstellung des Handgelenks bei freier Fingerbeweglichkeit
- Perforiertes thermoplastisches nachformbares Material (Warmluft)
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Unterziehstrumpf für angenehmen Tragekomfort
- Orthesenlänge: x-small 17 cm, small 23 cm, medium 25 cm und large 28 cm

FARBE: ■ schwarz

#### DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung
- Röntgentransparent
- Kompletz zu öffnen
- Angenehmes Tragegefühl, abwaschbar

#### INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion, Discusverletzung, nach Frakturen

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

#### PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkschiene zur Immobilisierung mit Fingerfixierung
- Optimale Vorformung der Schiene in Intrinsic Plus-Stellung
  - 25° Streckung im Handgelenk
  - 70° Beugung Fingergrundgelenke
- Zwei elastische Klettverschlüsse im Unterarmbereich, jeweils ein unelastischer Klettverschluss im Grundgelenkbereich der Hand sowie im Bereich der Fingerglieder
- Einfache postoperative Anwendung durch anatomische Vorformung

FARBE: ■ schwarz

#### DAS MED-PLUS

- Immobilisierende Anlage von dorsal
- Vermeidung von Kontrakturen der Langfinger
- Frühzeitige Mobilisierung der Langfinger durch Faustschluss möglich

#### INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Mittelhand- und Fingergrundgliedfrakturen im Bereich der Langfinger (z. B. Boxer-Fraktur), Bandverletzungen der Langfinger im Bereich der Grundgelenke, Verletzungen und Erkrankungen die eine Ruhigstellung der Langfinger notwendig machen (z. B. Infektionen)

#### GRÖSSEN Länge Hand

	Größe 1	___	14 – 17 cm
	Größe 2	___	17 – 22 cm

rechts und links gleich

**BORT**  
**Fingergelenkstütze**  
**[REF] 133 300**



Med

Pos.Nr. 23.07.02.1005

**BORT ManuCarpal® -**  
**SOFT-Orthese**  
**[REF] 102 100**



Med

Pos.Nr. 23.07.02.3006

**PRODUKTMERKMALE**

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Fingerfixierung
- Alu-Schiene lang, einteilig, individuell anformbar
- Integrierte Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Auch nachts zu tragen

**PRODUKTMERKMALE**

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Breite Fingerauflage, Daumeneinfassung, individuell anformbar
- Vier Klettverschlüsse zur großflächigen Fixierung der Schiene
- Extra weiche Abpolsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Einfache Fixierung des Daumens
- Sichere und bequeme Lagerung bei Tag und Nacht

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm


rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT Volare Lagerungsschiene****REF** 103 100

Pos.Nr. 23.07.02.3016

**BORT Pareseschiene****REF** 103 700

Pos.Nr. 23.07.02.3019

## PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Stabilisierungselement, anformbar
- Polsterung aus weichem Schaum

FARBE: ■ anthrazit

## DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung ohne Werkzeug
- Extra leichte Bauweise
- Unterarm-Handauflage mit hautfreundlichem Textilbezug

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, Distorsion

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Thermoplastisches Material
- Innenseite vollflächig mit Textil beflocht
- Abwaschbar

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- Einfache, individuelle Anpassung mittels Heißluftfön bei 60 °C
- Vom Patienten selbst leicht anzulegen

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Karpaltunnelsyndrom (CTS), **Handparesen**, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	bis 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT Handgelenkstütze mit eingefasster Daumenaussparung** [REF] 112 020



Keine Kassenleistung

**BORT Handgelenkstütze mit Daumenaussparung** [REF] 112 120



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung des Handgelenks
- Optimierte Passform im Palmarbereich
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenaussparung

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Handgelenk und Mittelhand
- Zusätzlich: Stabilo®-Band, abnehmbar und frei positionierbar

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

INDIKATIONEN

Leichte Distorsionen, Zerrung, nach Gipsverband, Tendovaginitis

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	_____ bis 13 cm
small	_____ 13 – 15 cm
medium	_____ 15 – 17 cm
large	_____ 17 – 19 cm
x-large	_____ 19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	_____ bis 13 cm
small	_____ 13 – 15 cm
medium	_____ 15 – 17 cm
large	_____ 17 – 19 cm
x-large	_____ 19 – 21 cm

rechts und links gleich

**BORT Handgelenkbandage mit Klettverschluss****REF** 112 110

Med

Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN: beige schwarz bunt

## DAS MED-PLUS

- Einfaches Anlegen

**BORT Stabilo® Handgelenkbandage****REF** 112 010

Med

Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Handgelenkbandage mit Stabilo®-Band
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN: beige schwarz weiß mit blauem Band


## DAS MED-PLUS

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band
- Einfaches Anlegen

## ANWENDUNG

Leichte Unterstützung des Handgelenks

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



Größe 1 \_\_\_\_ bis 17 cm  
 Größe 2 \_\_\_\_ 17 – 19 cm  
 Größe 3 \_\_\_\_ 19 – 22 cm

rechts und links gleich

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



Größe 1 \_\_\_\_ bis 17 cm  
 Größe 2 \_\_\_\_ 17 – 19 cm  
 Größe 3 \_\_\_\_ 19 – 22 cm

rechts und links gleich

Für einen starken Rücken:  
korrigieren, stabilisieren,  
entlasten.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	Gerade- halter Sport 104 660 SP	select® Stabilo® 104 710 104 740	Stabilo- Basic Sport 104 690 SP 104 680 SP	Generation Rücken- bandage 215 850	Stabilo® ISG- Orthese 104 750	VarioPlus spezialweit 112 690	Lumbo Xpress Rücken- bandage 112 600	select® LWS- Orthese 104 700	Generation Rücken- orthese 215 800	Stabilo® FA Rücken- orthese 180 500	Stabilo® Rücken- orthese lumbal 180 100	Stabilo- Plus Rücken- bandage 104 730	Stabilo® Überbrü- ckungs- orthese 104 760	Generation Osteoporose- Orthese 215 870 Generation Dynamische Osteoporose- Orthese 215 880
Seite	S. 103	S. 105	S. 106/108	S. 113	S. 112	S. 109	S. 111	S. 103	S. 113	S. 117	S. 116	S. 114	S. 115	S. 118/119
Haltungskorrektur BWS	●				●									
ISG-Syndrom					●									
Lumbago		●	●	●		●	●							
Spondylolysen		●				●	●		●					
LWS-Syndrom		●				●	●							
Lumbalgie			●	●			●		●					
Ischialgie			●						●					
Facettengelenkarthrose								●		●				
Prolaps (konservativ/Post-OP)								●				●	●	
Osteoporose								●	●			●		●
Wirbelfrakturen LWS											●		●	
Degenerative, lumbale Veränderungen				●					●					



PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial
- Auch für Kinder, s. Seite 29

FARBEN: ■ blau □ weiß


DAS MED-PLUS

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- Latexfrei

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

GRÖSSEN                      Unterbrustumfang



PRODUKTMERKMALE

- Elastischer Geradehalter zur aktiven Aufrichtung der Brustwirbelsäule
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Schlankes Design, trägt nicht auf

FARBEN: □ weiß ■ grau


DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung dank einstellbarer elastischer Gurte
- Einfaches Anlegen nach dem Rucksackprinzip

INDIKATIONEN


Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

GRÖSSEN                      Unterbrustumfang



### BORT Geradehalter Sport

REF 104 660 SP



Pos.Nr. 23.13.01.0013

Sport

### BORT select\* LWS-Orthese zur Mobilisierung

REF 104 700



Pos.Nr. 23.14.02.0019

select

#### PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule
- **Aufrichtung über Rucksackprinzip**
- Besonders einfaches An- und Ablegen

FARBE: ■ schwarz/grün


#### DAS SPORT-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Schulterblätter durch schlankes Design
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

#### INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

#### GRÖSSEN



Größe	Unterbrustumumfang
Größe 1	65 – 80 cm
Größe 2	80 – 95 cm
Größe 3	95 – 110 cm
Größe 4	110 – 125 cm

#### PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur funktionellen Mobilisierung der LWS
- Zwei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt durch unelastische Zuggurtung
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber


#### DAS SELECT-PLUS

- **Abnehmbare Zügelung** zur Anpassung an den Therapieverlauf
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

#### INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps, Facettengelenkarthrose

#### GRÖSSEN




Größe	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm



PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ silber  
■ schwarz




DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber  
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN                      Umfang Taille


	Größe 1	70 – 80 cm
	Größe 2	80 – 90 cm
	Größe 3	90 – 100 cm
	Größe 4	100 – 110 cm
	Größe 5	110 – 120 cm
	Größe 6	120 – 130 cm
	Größe 7	130 – 140 cm

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Größe 0	60 – 70 cm
	Größe 1	70 – 80 cm
	Größe 2	80 – 90 cm
	Größe 3	90 – 100 cm
	Größe 4	100 – 110 cm
	Größe 5	110 – 120 cm
	Größe 6	120 – 130 cm

**BORT select® Stabilo®  
Rückenbandage mit Pelotte**


REF 104 710



Pos.Nr. 23.14.03.3051

**PRODUKTMERKMALE**

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viskoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

 FARBEN: ■ silber  
 ■ schwarz

**DAS SELECT-PLUS**


- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

**INDIKATIONEN**

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

**BORT select® Stabilo® Lady  
Rückenbandage mit Pelotte**


REF 104 740



Pos.Nr. 23.14.03.3051

**PRODUKTMERKMALE**


- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viskoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

 FARBEN: ■ silber  
 ■ schwarz

**DAS SELECT-PLUS**

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

**GRÖSSEN**

Umfang Taille




Größe 0	60 – 70 cm
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm



PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün




DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- **Latexfreies Gestrick**
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBE: ■ schwarz/grün




DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- **Latexfreies Gestrick**
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte


INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm




GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 0	60 – 70 cm
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm



**BORT Stabilo Basic**  
**Rückenbandage mit Pelotte**

REF 104 690



Pos.Nr. 23.14.03.2040

**BORT Stabilo Basic Lady**  
**Rückenbandage mit Pelotte**


REF 104 680



Pos.Nr. 23.14.03.2040

## PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm


 FARBEN:  beige  silber  
 schwarz


## DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

## PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

 FARBEN:  beige  silber  
 schwarz/flieder


## DAS BASIC-PLUS


- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

## GRÖSSEN


Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

## GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 0	60 – 70 cm
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm

## BORT Stabilo **Basic** Rückenbandage spezialweit mit Pelotte

REF 104 670




SPEZIALWEIT

Med

Pos.Nr. 23.14.03.2098

### PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Anatomisch formgestrickt
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm



FARBE: ■ silber

### DAS BASIC-PLUS

- Zusätzliche elastische Bauchhebel-Zügel zur Entlastung der LWS für **kräftige Leibformen**
- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Atmungsaktives Gestrick




### INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

### GRÖSSEN

Umfang Leib



Größe 1	110 – 120 cm
Größe 2	120 – 130 cm
Größe 3	130 – 140 cm
Größe 4	140 – 150 cm
Größe 5	150 – 160 cm

### BORT VarioPlus Rückenbandage spezialweit

REF 112 690



Pos.Nr. 23.14.03.3064

### BORT Vario Rücken- bandage mit Pelotte

REF 112 610




Pos.Nr. 23.14.03.3034

#### PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Rückenbandage für **kräftige Leibformen**
- Teilelastisches Leibteil mit seitlichem Klettverschluss
- Taillierter Schnitt im LWS-Bereich
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Drei Stützstäbe dorsal
- Höhe: Gr. 1 + 2 ventral 24 cm, dorsal 30 cm; Gr. 3 + 4 ventral 28 cm, dorsal 33 cm

FARBE: ■ schwarz




#### DAS MED-PLUS

- Optimierte Trageeigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Zusätzliche elastische Bauchhebe-Zügel zur Entlastung der LWS
- Robuste Konstruktion

#### PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Unelastischer Lumbalbereich aus atmungsaktivem Textil
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Zwei Verstärkungsstäbe, dorsal
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ grau



#### DAS MED-PLUS

- **Verbesserte Passform durch taillierten Schnitt**
- Zusätzliche elastische Zuggurte von dorsal nach ventral

#### INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

#### GRÖSSEN

Umfang Leib

	Größe 1	105 – 120 cm
	Größe 2	120 – 135 cm
	Größe 3	135 – 150 cm
	Größe 4	150 – 165 cm

#### GRÖSSEN

Umfang Taille

	small	bis 89 cm
	medium	89 – 104 cm
	large	104 – 119 cm
	x-large	119 – 134 cm

**BORT activemed Rückenbandage**  
**REF 220 800**



Pos.Nr. 23.14.03.2079

**BORT VarioBasic Rückenbandage mit Pelotte**  
**REF 112 670**




Pos.Nr. 23.14.03.2060

PRODUKTMERKMALE

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN:  beige  
 mineralgrau  
 graphit




DAS MED-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt
- Elastische Kreuzzüge
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBEN:  weiß  schwarz



DAS BASIC-PLUS


- Leichte An-/Ablage durch Griffaschen
- Hoher Tragekomfort

**BORT VarioBasic Rückenbandage ohne Pelotte**  
**REF 112 650**  
 Pos.Nr. 23.14.03.0042


INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm



GRÖSSEN	Umfang Taille
small	75 – 89 cm
medium	90 – 105 cm
large	106 – 120 cm
x-large	121 – 140 cm
xx-large	141 – 160 cm



**BORT LumboXpress Rückenbandage mit Doppelverschluss**

REF 112 600



Pos.Nr. 23.14.03.1043

**BORT Rückenbandage für Schwangere**

REF 104 580

Pos.Nr. 23.14.03.1037  
Zuzahlungsfrei für Schwangere

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt
- Zwei Klettgurte zur sicheren Stabilisierung
- Zwei zusätzliche, elastische Zuggurte von dorsal nach ventral ermöglichen individuelle Dosierung des Drucks
- Höhe: ventral 16 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber

## DAS MED-PLUS


- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar

## INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

## GRÖSSEN

## Umfang Taille



Größe 1	—	70 – 80 cm
Größe 2	—	80 – 90 cm
Größe 3	—	90 – 100 cm
Größe 4	—	100 – 110 cm
Größe 5	—	110 – 120 cm
Größe 6	—	120 – 130 cm
Größe 7	—	130 – 140 cm
Größe 8	—	140 – 150 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm

FARBE: □ weiß

## DAS MED-PLUS


- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

## INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft, zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich

## GRÖSSEN

## Umfang Hüfte



Größe 0	—	75 – 91 cm
Größe 1	—	91 – 105 cm
Größe 2	—	105 – 119 cm
Größe 3	—	119 – 140 cm

**BORT**  
**Symphysen-Gürtel**  
**REF** 102 700



Pos.Nr. 23.11.01.0006

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

FARBE: ■ silber


DAS MED-PLUS

- Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlussstück ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

INDIKATIONEN

Symphyseninsuffizienz, Symphysensprengung, Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica, nach Geburt, stabile Beckenringfraktur

GRÖSSEN                      Umfang Hüfte

	small	—	85 – 95 cm
	medium	—	95 – 105 cm
	large	—	105 – 115 cm
	x-large	—	115 – 125 cm
	xx-large	—	125 – 135 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich.

**BORT Stabilo®**  
**ISG-Orthese**  
**REF** 104 750



Pos.Nr. 23.11.01.1003

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Zirkuläre Spannung über zusätzliche Zuggurte einstellbar

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlussstück ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose, ISG-Instabilität, ISG-Blockierung, Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion, Gefügestörungen nach Spondylodesen an der LWS

GRÖSSEN                      Umfang Beckenkamm

	Größe 1	—	70 – 85 cm
	Größe 2	—	85 – 100 cm
	Größe 3	—	100 – 115 cm
	Größe 4	—	115 – 130 cm
	Größe 5	—	130 – 145 cm

**BORT Generation  
Rückenbandage**

REF 215 850



Pos.Nr. 23.14.03.3077

**BORT Generation  
Rückenorthese**

REF 215 800


NEUES  
DESIGN

Pos.Nr. 23.14.04.1014

## PRODUKTMERKMALE

- Rücken-Orthese zur Stabilisierung der LWS
- Integrierte Stabilisierungselemente
- Unelastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Viskoelastische Pelotten, variabel positionierbar
- Höhe ventral 17 cm, dorsal 21 cm

FARBE: ■ blau



## DAS GENERATION-PLUS


- Breite Griffaschen auf Verschlussplatte
- Innovative leichte Orthesenkonstruktion
- **Kraftsparendes Seilzugsystem**
- Einfach und leicht anzulegen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

## INDIKATIONEN

**Degenerative lumbale Veränderungen**, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

## GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	—	70 – 80 cm
Größe 2	—	80 – 90 cm
Größe 3	—	90 – 100 cm
Größe 4	—	100 – 110 cm
Größe 5	—	110 – 120 cm
Größe 6	—	120 – 130 cm
Größe 7	—	130 – 140 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Zur Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung
- Unelastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Höhen Rückenplatte: 27 cm oder 31 cm

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS


- Beckenkorb, tailliert einstellbar
- Innovative, leichte Orthesenkonstruktion
- Breite Griffaschen zur einfachen Handhabung
- **Kraftsparendes Seilzugsystem**
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

## INDIKATIONEN

**Facettensyndrom**, Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, **degenerative lumbale Veränderungen**, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

## GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	—	70 – 80 cm
Größe 2	—	80 – 90 cm
Größe 3	—	90 – 100 cm
Größe 4	—	100 – 110 cm
Größe 5	—	110 – 120 cm
Größe 6	—	120 – 130 cm
Größe 7	—	130 – 140 cm

Höhe 27 cm oder 31 cm angeben

**BORT StabioPlus Rückenbandage****REF** 104 730

Pos.Nr. 23.14.04.0007


**PRODUKTMERKMALE**

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Aktivierung der Bauchmuskulatur sowie Aufrichtung des Beckens
- Teilelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

**DAS MED-PLUS**

- Anatomischer Schnitt für passgenauen Sitz, flexible Zone im Hüftbeugebereich
- Stabilisierungsgrad an Therapieverlauf anpassbar
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen


FARBE: ■ ■ ■ silber

**INDIKATIONEN**

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf) Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps, Spinalkanalstenose, Instabilitätssyndrom

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

**BORT StabiloPlus Überbrückungsorthese****REF** 104 760

Pos.Nr. 23.14.02.1012

**PRODUKTMERKMALE**

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Stabiler Überbrückungsrahmen in klassischer Spangensform aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anpassbar
- Unelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Hoher Stabilisierungsgrad, an **Therapieverlauf graduell anpassbar (Mobilitätsfunktion)**
- Zusätzliche abdominale Verstärkungsplatte ventral
- Basisbandage mit anatomischem Schnitt für optimale Passform
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen


Rücken

**INDIKATIONEN**

Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusion/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation, schweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose, Zustand nach BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS, Spinalkanaldekompensation, einetägig, ohne Deformität, BS-OP einetägig, Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen, Wirbelfrakturen post-traumatisch geringen Ausmaßes, Deckenplatteneinbrüche der LWS

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

**BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal****REF** 180 100

BOA



Pos.Nr. 23.14.02.2004

**PRODUKTMERKMALE**

- Lumbalorthese mit integriertem Beckenkorb aus Kunststoff zur Sicherung der Segmente LWK 1 – LWK 5
- Dosierte Einstellung der Stabilisierung mit BOA® Fit System
- Integrierte Lumbalbandage mit abdominaler Verschlussplatte

**DAS MED-PLUS**

- Effektive Einschränkung der Rotation der LWS
- Modulare Konstruktion: dem Therapieverlauf nach abrüstbar
- Einfache Anpassung: Einstellung der Lendenlordose durch Kaltverformung möglich


FARBE: ■ grau

**INDIKATIONEN**

Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation, OP-Kontraindikation, bei OP-Ablehnung, schwerstes radikuläres und pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose, Z. n. WS-OP, z. B. Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, Spinalkanaldekompensation (einetagig mit Deformität und mehretagig), BS-OP mit großem Prolaps/lumbaler Instabilität, Spinalkanalstenosen mit Paresen, Wirbelfrakturen posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

**BORT Stabilo® FA Rückenorthese****REF** 180 500

Pos.Nr. 23.14.04.0037

**PRODUKTMERKMALE**

- Lumbal-Orthese zur Teilentlastung der LWS und der **Facettengelenke**
- Zwei seitliche Verstärkungsstäbe
- Höhe ventral 15,5 cm, dorsal 30 cm

**DAS MED-PLUS**

- Elastisches Gurtsystem zur Entlordosierung der LWS
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Regulierbare Weite mittels ergonomischer Verschlussplatten


FARBE: ■ grau

**INDIKATIONEN**

**Facettengelenkarthrose**, Bandscheibenprotusionen/Prolaps, schwere Lumbalgie, Lumboischialgien, Lumbago, Lumbago mit ISG-Beteiligung, chronische Schmerzen im lumbosakralen Bereich, Spondylolisthese, muskuläre Dysbalance, Segmentinstabilität, lumbale Spinalkanalstenosen

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

## BORT Generation Osteoporose-Orthese

REF 215 870



Generation



Pos.Nr. 23.15.04.4032

## PRODUKTMERKMALE

- Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese
- Stabile Aluminium-Rückenschiene, anatomisch vorgeformt und individuell, ohne Werkzeug, anformbar
- Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Aktive Aufrichtung durch Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Steigerung der Mobilität

## DAS GENERATION-PLUS

- Gurtsystem nach Rucksackprinzip
- Umlenkschlaufen im Brustbereich für leichte und stufenlose Aufrichtung des Oberkörpers
- Leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort
- Einfache Handhabung
- Verschluss mit großem Fingerringriff und Handschlaufen für kraftsparendes Anlegen

FARBE: ■ blau



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen

## INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

## GRÖSSEN

Rückenlänge

	x-small	_____	bis 43 cm
	small	_____	44 – 49 cm
	medium	_____	50 – 55 cm
	large	_____	56 – 61 cm
	x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

## BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese

REF 215 880



Pos.Nr. 23.15.04.4035

Generation



## PRODUKTMERKMALE

- Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese
- **Rückenschiene und Begrenzungszügel stabil und dynamisch einstellbar**
- Zweiteilige, stabile Aluminium-Rückenschiene, anatomisch vorgeformt und individuell, ohne Werkzeug, anformbar
- Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Aktive Aufrichtung durch Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Steigerung der Mobilität

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- **Gurtsystem nach Rucksackprinzip**
- Umlenkschlaufen im Brustbereich für leichte und stufenlose Aufrichtung des Oberkörpers
- Leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort
- Verschluss mit großem Fingerringriff und Handschlaufen für kraftsparendes Anlegen



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen


Rücken

## INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

## GRÖSSEN

Rückenlänge



x-small	_____	bis 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

Aktiv und sicher im Alltag:  
aufrichten, komprimieren,  
stabilisieren.



<b>Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte</b>	<b>Rippengürtel für Herren</b> 102 800	<b>Rippengürtel für Damen</b> 102 900	<b>Narbenbruch- Bandage</b> 104 050	<b>Nabelbruch- Bandage</b> 104 070	<b>Stoma-Bandage</b> 104 090	<b>Vario Stoma-Bandage</b> 104 010	<b>PostObani® 104 150 PostObani® spezialweit 104 180</b>	<b>PostObani® SOFT Thorax- Abdominal- Stütze</b> 104 100	<b>Abdominalstütze für Schwangere</b> 104 620	<b>CoxaPro Hüftorthese</b> 201 400
Seite	S. 123/122	S. 124	S. 124	S. 124	S. 125	S. 125	S. 126 / 127	S. 126	S. 127	S. 130
Rippenfraktur/-prellung	●									
Narbenbruch		●								
Nabelbruch				●						
Bindegewebsschwäche							●			
Bauchwandlähmung					●	●				
Z. n. Ileostomie/Kolostomie					●	●				
Entlastung des Abdomens									●	
Senkleib								●		
Postoperativ										
Tractus-iliotibialis-Syndrom							●			●
Coxarthrose										●
Piriformis-Syndrom										●
Z. n. Hüftgelenksluxation										●

**BORT Rippengürtel  
für Damen**  
**REF** 102 900



Pos.Nr. 05.11.01.0003

**BORT Elastischer Rippengürtel  
für Damen**  
**REF** 102 950



Pos.Nr. 05.11.01.0059

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Unelastisches** Seiten- und Vorder- teil mit Klettverschluss, Rückenein- satz elastisch
- Luftdurchlässiges Gewebe mit Klett- verschluss
- Taillierter Schnitt für Damen
- Höhe: dorsal 16 cm, ventral 12 cm

FARBE:  weiß

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort durch Baumwoll- satin und Feinfrottee

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Elastisches**, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Taillierter Schnitt für Damen
- Höhe: dorsal 16 cm, ventral 12 cm


FARBE:  weiß


DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Rippenfraktur, Traumafolgen im Rippenbereich (z. B. Prellung, Zerrung)

GRÖSSEN	Unterbrustumfang
 small	— bis 66 cm
medium	— 66 – 76 cm
large	— 76 – 89 cm
x-large	— 89 – 102 cm
xx-large	— 102 – 125 cm

GRÖSSEN	Unterbrustumfang
 small	— 65 – 78 cm
medium	— 78 – 91 cm
large	— 91 – 106 cm
x-large	— 106 – 125 cm

**BORT Rippengürtel  
für Herren****REF** 102 800

Pos.Nr. 05.11.01.0003

## PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Unelastisches** Seiten- und Vorder- teil, elastischer Rückeneinsatz
- Luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Gerader Schnitt
- Höhe: 16 cm

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort durch Baumwoll- satin und Feinfrottee

**BORT Elastischer Rippengürtel  
für Herren****REF** 102 850

Pos.Nr. 05.11.01.0060

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Elastisches**, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Gerader Schnitt
- Höhe: 16 cm

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS


- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Rippenfraktur, Traumafolgen im Rippenbereich (z. B. Prellung, Zerrung)

## GRÖSSEN


## Brustumfang



small	—	bis 82 cm
medium	—	82 – 96 cm
large	—	96 – 112 cm
x-large	—	112 – 128 cm
xx-large	—	128 – 144 cm

## GRÖSSEN

## Brustumfang



small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm
xx-large	—	125 – 145 cm

**BORT**  
**Narbenbruch-Bandage**  
**[REF] 104 050**



Pos.Nr. 23.16.02.0009

**BORT**  
**Nabelbruch-Bandage**  
**[REF] 104 070**



Pos.Nr. 23.16.02.0009

**PRODUKTMERKMALE**

- Elastische Bandage zur Narbenbruch-kompression
- Kunststoffverstärkte, abgerundete Silikonpelotte, individuell positionierbar
- Zwei Verstärkungsstäbe
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Höhen: 13 cm, 21 cm, 26 cm

FARBE:  weiß



Pelotte schematisch dargestellt

**DAS MED-PLUS**

- Abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff
- Höhe 13 cm: runde Pelotte mit 10 cm Durchmesser
- Höhe 21 cm: Pelotte L x B: 18 x 10 cm, oval
- Höhe 26 cm: Pelotte L x B: 22 x 10 cm, oval

**PRODUKTMERKMALE**

- Elastische Bandage zur Nabelbruch-kompression
- Anatomisch gewölbte Nabelbruch-pelotte mit Haftauflage, individuell positionierbar
- Zwei Verstärkungsstäbe
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Höhe: 13 cm

FARBE:  weiß



Pelotte schematisch dargestellt

**DAS MED-PLUS**

- Abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff
- Runde Pelotte mit 10 cm Durchmesser

**INDIKATIONEN**


Narbenbruch, Narbeninsuffizienz, Bauchmuskelschwäche/-lähmung

**INDIKATIONEN**

Nabelbruch, reponierbare Nabelbrüche

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



- Größe 1 \_\_\_ 60 – 95 cm
- Größe 2 \_\_\_ 95 – 125 cm
- Größe 3 \_\_\_ 125 – 150 cm

Weitere Umfangmaße als Maßanfertigung möglich.

**GRÖSSEN**

Umfang Taille

- Größe 1 \_\_\_\_\_ 60 – 95 cm
- Größe 2 \_\_\_\_\_ 95 – 125 cm
- Größe 3 \_\_\_\_\_ 125 – 150 cm

Höhe 13 cm, 21 cm oder 26 cm angeben

**BORT Stoma-Bandage****REF** 104 090Zubehör  
Stoma-Protector

Pos.Nr. 05.11.03.2017

**BORT Vario  
Stoma-Bandage****REF** 104 010

inkl. Schablone



Pos.Nr. 05.11.03.2022

## PRODUKTMERKMALE

- Zirkuläre Abdominalbandage mit variabler Stoma-Durchtrittsöffnung
- Unelastischer Veloursverbundstoff, elastischer Einsatz im Rückenteil
- Zwei Stützstäbe
- Einklettbare Verstärkungsplatte aus Kunststoff
- Höhen: 15 cm, 22 cm

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS

- Variable Stoma-Durchtrittsöffnung durch Klettverschluss in der Weite regulierbar
- Großflächige hautfreundliche Auflage um den Stomabereich
- Einfaches Anlegen und Positionieren der Stoma-Durchtrittsöffnung durch Klettverschluss rechts und links im Abdominalbereich
- Waschbar bei 60 °C

## ZUBEHÖR:


**REF** 104 099 | BORT Stoma-Protector

## INDIKATIONEN

Bauchwandlähmung, Bauchwandbruch, postoperativ, Zustand nach Ileostomie und Kolostomie mit begleitender Bindegewebeinsuffizienz

## GRÖSSEN

Umfang Taille

	small	___	70 – 90 cm
	medium	___	90 – 115 cm
	large	___	115 – 150 cm

Höhe 15 cm oder 22 cm angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Zirkuläre Abdominalbandage mit variabler Stoma-Durchtrittsöffnung
- Unelastischer Veloursverbundstoff, elastischer Einsatz im Rückenteil
- Zwei Stützstäbe
- **Größe, Form und Positionierung der Öffnung für den Stomadurchtritt sind individuell bestimmbar**
- Höhen: 15 cm, 22 cm

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS

- Beiliegende Schablone für einfache, individuelle Größenbestimmung der Stoma-Durchtrittsöffnung
- Großflächige hautfreundliche Auflage um den Stomabereich
- Waschbar bei 60 °C

## ZUBEHÖR:


**REF** 104 099 | BORT Stoma-Protector

## INDIKATIONEN

Bauchwandlähmung, Bauchwandbruch, postoperativ, Zustand nach Ileostomie und Kolostomie mit begleitender Bindegewebeinsuffizienz

## GRÖSSEN

Umfang Taille

	small	___	70 – 90 cm
	medium	___	90 – 115 cm
	large	___	115 – 150 cm

Höhe 15 cm oder 22 cm angeben



PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, weiches Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE:  beige

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Angenehme Trageigenschaften

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE:  weiß

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Einfaches Anlegen und guter Sitz durch zweiteiligen Verschluss

INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

INDIKATIONEN

Nach abdominalen/thorakalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	small	—	bis 87 cm
	medium	—	87 – 102 cm
	large	—	102 – 117 cm
	x-large	—	117 – 132 cm

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Größe 1	—	75 – 85 cm
	Größe 2	—	85 – 95 cm
	Größe 3	—	95 – 105 cm
	Größe 4	—	105 – 115 cm
	Größe 5	—	115 – 125 cm
	Größe 6	—	125 – 135 cm
	Größe 7	—	135 – 145 cm

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

### BORT PostOban® spezialweit Thorax-Abdominal-Stütze

REF 104 180



Pos.Nr. 05.11.01.0055

### BORT Abdominalstütze für Schwangere

REF 104 620



Pos.Nr. 05.11.03.5007  
Zuzahlungsfrei für Schwangere

#### PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs für kräftige Leibformen
- Zweigeteilter, elastischer Verschlussgurt
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Höhe: 21 cm, 26 cm

FARBE:  weiß

#### DAS MED-PLUS


- Optimierte Trageeigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Individuell einstellbar
- Integrierte Anziehhilfen
- Einfaches Anlegen

#### INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

#### GRÖSSEN Umfang Leib

Größe	Umfang Leib
Größe 0	90 – 105 cm
Größe 1	105 – 120 cm
Größe 2	120 – 135 cm
Größe 3	135 – 150 cm
Größe 4	150 – 165 cm
Größe 5	165 – 180 cm



#### PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm

FARBE:  weiß

#### DAS MED-PLUS


- Entlastung des Rückens durch zusätzlichen elastischen Zügel
- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

#### INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft, Adipositas, Mehrlingschwangerschaft

#### GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

Größe	Umfang Beckenkamm
Größe 0	75 – 90 cm
Größe 1	90 – 105 cm
Größe 2	105 – 120 cm
Größe 3	120 – 135 cm



Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich.

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

**BORT HerniaFix® Federbruchband mit runder Pelotte**

**REF** 109 100



Med

Pos.Nr. 23.16.01.0017

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl

FARBE:  beige

**BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit runder Pelotte, kurze Feder**

**REF** 109 400

Pos.Nr. 23.16.01.0019

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl

FARBE:  beige

**BORT HerniaFix® Federbruchband mit anatomischer Pelotte**

**REF** 109 200



Med

Pos.Nr. 23.16.01.0018

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, anatomische Pelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE:  beige

**BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit anat. Pelotte, kurze Feder**

**REF** 109 700

Pos.Nr. 23.16.01.0020

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, anatomische Pelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE:  beige

INDIKATIONEN

Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	85	_____	83 – 88 cm
	90	_____	88 – 93 cm
	95	_____	93 – 98 cm
	100	_____	98 – 103 cm
	105	_____	103 – 108 cm

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	85	_____	83 – 88 cm
	90	_____	88 – 93 cm
	95	_____	93 – 98 cm
	100	_____	98 – 103 cm
	105	_____	103 – 108 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich, außer **REF** 109 400.

rechts oder links angeben

rechts oder links angeben

**BORT HerniaFix®**  
Elastisches Federbruchband  
doppelseitig **REF** 109 500



Med

Pos.Nr. 23.16.01.1017

PRODUKTMERKMALE

- Doppelseitig, runde Druckpelotten
- Elastischer Hüftgurt mit ca. 20 cm langen Federn aus Federstahl

FARBE: ■ beige

**BORT HerniaFix® Spezial-**  
bruchband mit einstellbarer  
anat. Pelotte **REF** 110 300



Med

Pos.Nr. 23.16.01.0022

PRODUKTMERKMALE


- Spezialbruchband, druck- und federfrei, einseitig
- Anatomische Pelotte, einstellbar
- Elastischer Hüftgurt
- Schenkelriemen

FARBE: ■ beige

INDIKATIONEN


Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN      Umfang Beckenkamm

	85	83 – 88 cm
	90	88 – 93 cm
	95	93 – 98 cm
	100	98 – 103 cm
	105	103 – 108 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN      Umfang Beckenkamm

	85 – 94 cm
	95 – 105 cm
	106 – 115 cm

rechts oder links angeben

**BORT CoxaPro Hüftorthese**

**REF** 201 400



Med

Pos.Nr. 23.05.01.0007

**PRODUKTMERKMALE**

- Hüftgelenksorthese zur Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks
- Einfache Bewegungslimitierung von Beugung und Streckung
- Werkzeugfreie Einstellung von Extension/Flexion: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Trochanter-Pelotte zur intermittierenden Massage
- Gelenkschiene am Hüftbereich und Oberschenkel durch Kaltverformung anpassbar (Aluminiumschiene)

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Gute Funktionssicherung des Hüftgelenks durch zwei breite, gegenläufige Zügel am Oberschenkel
- Leichte und schlanke Bauweise für hohen Tragekomfort
- Hochwertiges Funktionsgestrick aus Baumwolle, besonders klettresistent



**ZUBEHÖR:**

- REF** 991 126 Piriformis-Pelotte
- Zur Triggerpunktmassage des Piriformis-Muskels

**INDIKATIONEN**

Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks notwendig ist, wie z. B. Zustand nach Hüftgelenksluxation, Lockerung von Hüftendoprothesen, mittelschwere bis schwere Coxarthrose, muskulären Dysbalancen Lenden-Becken-Hüft-Region, z. B. Tractus-iliotibialis-Syndrom, Piriformis-Syndrom

**GRÖSSEN**

Umfang Beckenkamm

f-Maß



Größe	Umfang Beckenkamm	f-Maß
small	85 – 100 cm	39 – 52 cm
medium	100 – 115 cm	45 – 65 cm
large	115 – 130 cm	54 – 66 cm
x-large	130 – 145 cm	60 – 76 cm

rechts oder links angeben

**BORT Generation  
Hüftprotector**

REF 215 900



Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorgurt mit stoßabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectors aus viskoelastischem Weichschaum
- Komplett zu öffnender Gurt mit anatomischem Schnitt

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch Klettverschluss
- Breite Griffaschen frontal
- Sichere Handhabung und hoher Tragekomfort
- Geeignet für temporäre Anwendung während Aktivitätsphasen
- Ansprechendes, funktionelles Design

## ZUBEHÖR:

- Protectors-Set (REF 201 120)

## INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese, Sturzgefährdung

**BORT StabiloHip  
Hüftprotector**

REF 201 100



Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorhose mit stoßabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectors aus viskoelastischem Weichschaum

FARBE: □ weiß

## DAS MED-PLUS

- Hochelastischer Bund und Beinabschluss
- Protectors einfach entnehmbar
- Hochwertige Funktionshose aus Baumwolle und Lycra

## ZUBEHÖR:

- Protectors-Set (REF 201 120)
- Hose (REF 201 200)

## INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese

## GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	small	—	80 – 90 cm
	medium	—	90 – 100 cm
	large	—	100 – 110 cm
	x-large	—	110 – 120 cm
	xx-large	—	120 – 130 cm

GRÖSSEN Konfektionsgröße  
Damen Herren

small	—	38	—	46
medium	—	40	—	48
large	—	42	—	50
x-large	—	44	—	52
xx-large	—	46/48	—	54/56
xxx-large	—	50/52	—	58/60

## Damit es vorwärtsgeht: funktionelle Stabilisierung bei maximaler Mobilität



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® Stabilo- Gen® 114 420	StabiloGen® Sport 114 520 SP	StabiloGen® Sport mit Haftband 114 520 SP-H	Patella- Sehnen- band Sport 114 010 SP	Stabilo Gen® Eco 114 520	Generation Knie- bandage 215 420	Asymmetric® Plus 114 900	Osgood- Schlatter Knie- gelenk- bandage 114 510	Stabilo® Knieban- dage mit Gelenk 150 140	Immob- Schiene 145 000	Generation Knie- orthese 215 400	Generation Soft OA- Knie- orthese 215 440	OA- Xpress 101 600	Genu- Xpress 100 700	Stabilo- Pro® 182 150	
Seite	S. 134/135	S. 136	S. 143	S. 138	S. 137	S. 146/145	S. 141	S. 147	S. 154/155	S. 149	S. 150	S. 151	S. 152	S. 148		
Reizzustände	●	●		●	●		●									
Patellalateralisation						●										
Patella(sub)luxation						●										
Chondropathia patellae			●													
Femoropatellare Arthrose			●													
Meniskopathie	●	●		●	●					●	●			●	●	●
Kniebandinstabilität	●	●		●	●			●		●	●			●	●	●
Gonarthrose	●	●		●	●						●				●	●
Varus/Valgus Gonarthrose													●			
Vollständige Ruhigstellung										●						
Morbus Osgood-Schlatter							●									
ACL/PCL Ruptur														●		



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
  - SENSIL® Breeze: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

BORT INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie


GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts und links gleich

Maßanfertigung möglich.

## BORT select® GenuZip®

REF 114 390



Pos.Nr. 05.04.01.0080



## PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit seitlichem Reißverschluss**
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- **Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort**
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

## BORT INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

## DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
  - SENSIL® Breeze: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen durch seitlichen Reißverschluss
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella
- Sehr guter Tragekomfort
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

Knie


## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts oder links angeben

Maßanfertigung möglich.





PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- **Latexfreies Gestrick**
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- **Latexfreies Gestrick**
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella
- Bandagenlänge in Größe 3: 35 cm

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß		d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	*Größe 5++	41 – 45	60 – 64 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	*Größe 6++	45 – 49	68 – 72 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm	*Größe 7	49 – 53	68 – 72 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm	*Größe 7+	49 – 53	72 – 76 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm			

rechts und links gleich

\*Gr. 5++, 6++, 7, 7+ nur für REF 114 520 SP-H

**BORT Generation  
Kniebandage**

REF 215 420



Generation



Pos.Nr. 05.04.01.0129

**BORT Generation  
Kniebandage Plus**

REF 114 490 G



Generation



Pos.Nr. 05.04.01.2003

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskoelastische Pelotte
- **Integriertes Plus-Größen-System**

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- **Einfaches An- und Ablegen** durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

## INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Zirkuläres Verschlussband zur verbesserten Stabilisierung am Oberschenkel
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskoelastische Pelotte
- **Integriertes Plus-Größen-System**

FARBE: ■ blau


## DAS GENERATION-PLUS

- **Einfaches An- und Ablegen** durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

## GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß



Größe 1	26–29	32–36 cm
Größe 2	29–33	36–40 cm
Größe 3	33–37	40–48 cm
Größe 4	37–41	44–52 cm
Größe 5	41–45	52–60 cm
Größe 6	45–49	60–68 cm
Größe 7	49–53	68–76 cm

rechts und links gleich

**BORT StabiloGen® Eco**  
**REF 114 520**



Pos.Nr. 05.04.01.0098

**BORT StabiloGen® latexfrei**  
**REF 114 250**



Pos.Nr. 05.04.01.0017

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Kompressions-Klasse II
- **Auch für Kinder**, s. Seite 32

FARBEN:  beige  silber  
 schwarz  jeans

DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone** in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Silikonhafrand ab Größe 5
- Länge der Bandage in Größe 3, 32 cm

PRODUKTMERKMALE

- Latexfreie Kniebandage zur Weichteilkompression
- Stabilisiert und entlastet das Kniegelenk
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II


FARBE:  schwarz

DAS MED-PLUS

- **Latexfreies Gestrick**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Silikonhafrand ab Größe 5


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
 *Kinder (blau)	23 – 26	28 – 32 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm		
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm		Weitere Plus-Größen, bzw.
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		Doppel-Plus-Größen finden Sie
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm		bei REF 114 520 H und HK.

rechts und links gleich

\*Kindergröße nur für REF 114 520

**BORT StabiloGen® Eco  
mit Haftband****REF** 114 520 H

Pos.Nr. 05.04.01.0137

**BORT StabiloGen® Eco  
mit Haftband kurz****REF** 114 520 HK

Pos.Nr. 05.04.01.0138

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■ silber

## DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Optimale Haftung und Druckverteilung am Oberschenkel-Abschlussrand
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Länge der Bandage in Größe 3, 37 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBEN: ■ silber ■ schwarz 


## DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- **Kurze Ausführung** im Oberschenkelbereich, keine Verlängerung durch Silikonhaftband
- Länge der Bandage in Größe 3, 32 cm

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm	Größe 7	49 – 53 68 – 72 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Größe 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm		



rechts und links gleich

**BORT activemed  
Kniebandage**  
REF 220 400



Pos.Nr. 05.04.01.0115

**BORT Fillawant  
mit Patellaring**  
REF 210 160



Pos.Nr. 05.04.01.2004

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Anatomisch formgestrickt
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau  
■ graphit

DAS MED-PLUS

- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit V-förmigen Stabilisierungsbändern zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Silikonhafrand proximal und distal
- Langes Oberschenkelteil (22 cm)
- Länge: 37 cm

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Keine seitlichen Stäbe, komplett druckfrei in diesem Bereich
- Relax-Zone in der Kniebeuge
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Arthritis, Gonarthrose, Bandinstabilität

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, Arthrose

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts und links gleich

**BORT Kniebandage mit Patella-Aussparung****REF** 114 150

Pos.Nr. 05.04.01.0016

**BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage****REF** 114 510

Pos.Nr. 23.04.05.0016

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit Patellaaussparung zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Silikonhafrand ab Größe 5

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Vollständige Druckentlastung der Patella
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

## INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, Meniskopathie, Arthritis, Bursitis

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Auch für Kinder**, s. Seite 31

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Einstellbare Entlastung durch V-förmigen Korrekturzügel

## INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, Morbus Osgood-Schlatter, Ansatzendiose an Tuberositas tibiae, Gonarthrose, Arthritis, Gelenkerguss, Reizzustände


## GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß

d-Maß

f-Maß



\*Kinder (blau) – 23 – 26 28 – 32 cm

Größe 1 – 26 – 29 32 – 36 cm

Größe 2 – 29 – 33 36 – 40 cm

Größe 2+ – 29 – 33 40 – 44 cm

Größe 3 – 33 – 37 40 – 44 cm

Größe 3+ – 33 – 37 44 – 48 cm

Größe 4 – 37 – 41 44 – 48 cm

Größe 4+ – 37 – 41 48 – 52 cm

Größe 5 – 41 – 45 52 – 56 cm

Größe 5+ – 41 – 45 56 – 60 cm

Größe 6 – 45 – 49 60 – 64 cm

Größe 6+ – 45 – 49 64 – 68 cm

rechts und links gleich

\*Kindergröße nur für **REF** 114 510



PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbe- reich
- Längen: 24 cm (small)  
25 cm (medium)  
26 cm (large; x-large)

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Wirkprinzip aus Kompression, kon- ventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung
- Modernes Sport-Design
- Latexfreies Gestrick

INDIKATIONEN

Zur Weichteilkompression am Unter- schenkel bei akutem Muskelfaserriss und/oder akuten Muskelzerrungen

GRÖSSEN	Wadenumfang
small	bis 33 cm
medium	33 – 38 cm
large	38 – 43 cm
x-large	43 – 47 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anwendung anterior/posterior möglich
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbe- reich
- Länge: 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®:** Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Wirkprinzip aus Kompression, kon- ventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung
- Modernes Sport-Design
- Latexfreies Gestrick

INDIKATIONEN

Für stark beanspruchte Muskelpartien.  
**Akut:** Prellung mit Schwellung und Hämatom, Muskelverletzungen.  
**Chronisch:** Schutz vor erneuten Muskel- läsionen, Entlastung geschädigter Muskel- strukturen (z. B. Narbenbildung nach alten Verletzungen), nach Muskelverletzungen

GRÖSSEN	Umfang Oberschenkelmitte
small	bis 43 cm
medium	43 – 50 cm
large	50 – 56 cm
x-large	56 – 61 cm
xx-large	61 – 66 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellarsehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Sport-Variante ohne Umlenkschleufe
- Optimierte Konstruktion für hohe Aktivität
- Weiches, elastisches Bandmaterial

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Auch geeignet für Kontaktsportarten
- Hoher Tragekomfort bei aktiver Bewegung
- Individuell dosierbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Modernes Sport-Design

PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellarsehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Elastisches Kurzzug-Material
- Anatomische Propriozeptionspelotte aus Silikon
- Weiches Einfassband
- Umkehrzügel mit Klettverschluss

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stufenlos anpassbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Druckfreie Kniekehle

INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, femoropatellare Arthrose, Patellaspitzensyndrom

Oberschenkel  
Wade/Knie

GRÖSSEN	Knieumfang direkt unterhalb Patella
Größe 1	bis 34 cm
Größe 2	34 – 41 cm
Größe 3	41 – 48 cm



rechts und links gleich

GRÖSSEN	Knieumfang direkt unterhalb Patella
Größe 1	bis 34 cm
Größe 2	34 – 41 cm
Größe 3	41 – 48 cm



rechts und links gleich

**BORT Stabilo®  
Kniebandage offene Form**  
**[REF] 114 480**



Pos.Nr. 23.04.03.0038

**BORT Stabilo®  
Kniebandage spezialweit**  
**[REF] 114 490**



Pos.Nr. 05.04.01.2003

**PRODUKTMERKMALE**

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen, komplett zu öffnen
- Vier Klettverschlüsse
- Ideal bei Bewegungseinschränkungen und Verletzungen, die kein Schlüpfen zulassen
- Rutschsicherer Halt

FARBE: ■ silber

**DAS MED-PLUS**

- Durch Klettverschlüsse vollständig zu öffnen
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage (ideal für den Einsatz in der Geriatrie)

**PRODUKTMERKMALE**

- Kniebandage mit regulierbarer Oberschenkelweite zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Mit je zwei seitlichen Spiral-Federstäben und seitlichen Silikonpolstern
- Patellaussparung
- Zwei Klettverschluss-Zügel zur optionalen Einstellung der Oberschenkelweite

FARBE: ■ beige

**DAS MED-PLUS**

- Besonders geeignet für Patienten mit kräftigen Oberschenkeln
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage möglich
- Rutschsicherer Halt


**INDIKATIONEN**

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Arthrose, Arthritis

**INDIKATIONEN**

Rezidivierender Gelenkerguss, Arthrose, Arthritis, Bandschwäche

GRÖSSEN	Knieumfang	d-Maß <sup>REF</sup>	f-Maß <sup>REF</sup>
Gr. 1	bis 34	28-33	36-40 cm
Gr. 2	34-37	30-35	40-44 cm
Gr. 3	37-40	32-38	44-48 cm
Gr. 4	40-43	36-43	48-52 cm
Gr. 5	43-46	40-46	52-56 cm
Gr. 6	46-49	44-50	56-60 cm
Gr. 7	49-52	48-54	60-64 cm



rechts und links gleich

GRÖSSEN	Knieumfang	d-Maß <sup>REF</sup>	f-Maß <sup>REF</sup>
Gr. 1	34-37	29-33	36-45 cm
Gr. 2	37-40	33-37	40-50 cm
Gr. 3	40-43	37-41	45-55 cm
Gr. 4	43-46	41-45	50-60 cm
Gr. 5	46-49	45-49	55-65 cm
Gr. 6	49-52	49-53	58-68 cm
Gr. 7	52-55	53-57	63-78 cm
Gr. 8	55-58	57-61	67-82 cm



rechts und links gleich

**BORT Asymmetric® Sport mit Haftband**

REF 114 700 SP H

NEU



Pos.Nr. 23.04.05.0005

COOLMAX®

**PRODUKTMERKMALE**

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- **SOFTflex 3D-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen
- **Doppel-Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform**
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

**DAS SPORT-PLUS**


- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)
- Bandagenlänge in Größe 3: 35 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

**INDIKATIONEN**

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patellainstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm	Größe 7	49 – 53 68 – 72 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Größe 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm		



rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

PRODUKTMERKMALE

- Textile Softorthese mit Gelenken zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- Lateraler Silikonhalbring
- Seitliche Gelenkschienen
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

DAS MED-PLUS

- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

- Vektor-Korrektur-Filamente: Innovatives Zügelsystem mit im Gestrick verlaufenden Korrekturfäden zur individuell dosierbaren Führung der Patella
- Gelenkschienen, individuell anformbar
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patella-instabilität, Meniskopathie

INDIKATIONEN

Patellahochstand, Patellalateralisation, Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patella-Luxation oder -Subluxation in Kombination mit Seitenbandinstabilität, postoperativ

GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß

d-Maß

f-Maß



Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm

Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

REF 114 700 Maßanfertigung möglich.

**BORT Kniebandage mit einstellbarem Gelenk**

REF 114 460



Pos.Nr. 23.04.03.1047

Med

**BORT Stabilo® Kniebandage mit Gelenk**

REF 150 140



Pos.Nr. 23.04.03.0039

Med

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- **Extensionsbegrenzung bei 0° und 10°**
- **Flexionsbegrenzung bei 30°, 60° und 90°**
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Einstellbares Gelenk zur Begrenzung der Extension und Flexion
- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- **Schlankes Gelenkschienendesign**

## INDIKATIONEN

Meniskusverletzungen, leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis, Bursitis

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Extensionsbegrenzung bei 0°
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Druckverminderte Zonen im Rand- und Kniekehlenbereich
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- **Auch für Kinder**, s. Seite 32

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- **Schlankes Gelenkschienendesign**

## INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis

## GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß

d-Maß

f-Maß

	*Kinder	23 – 26	28 – 32 cm	Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm
	Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
	Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
	Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
	Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
	Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

\*Kindergröße nur für REF 150 140 verfügbar

**NEUES DESIGN**

**BORT StabiloPro®  
Knieorthese offene Form**  
**[REF] 182 300**



Med

Pos.Nr. 23.04.03.2013

**NEUES DESIGN**

**BORT StabiloPro®  
Knieorthese**  
**[REF] 182 150**



Med

Pos.Nr. 23.04.03.1029

**PRODUKTMERKMALE**

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Stabilisierung nach medial und lateral
- Einstellbare Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Einstellbare Flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Vier zirkuläre Klettbänder zur besonders sicheren Stabilisierung
- **Komplett zu öffnen**, daher sehr leicht anzulegen
- Plus-Größen-System
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

**BORT INNOVATION:**

- Einstellbares Polkurvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

**PRODUKTMERKMALE**

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit offener Patella
- Einstellbare Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Einstellbare Flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**


- Zwei zirkuläre Klettbänder zur zusätzlichen Stabilisierung
- Plus-Größen-System
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

**INDIKATIONEN**

Mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Nachsorge bei arthroskopischen Eingriffen am Knie, chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände

**INDIKATIONEN**

Leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Gonarthrose

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
 Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm		
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm		

rechts und links gleich

## BORT Generation Knieorthese

REF 215 400

NEUES  
DESIGN

Generation



Pos.Nr. 23.04.03.1046

## PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Einstellbare Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Einstellbare Flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Kompletzt zu öffnen
- Einfachste Handhabung und Anlage der Orthese
- Breite Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Kniekehlenöffnung erleichtert Beugung im Sitzen
- Extra breite Umlenkschlaufen
- Ansprechendes, funktionelles Design
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

## BORT INNOVATION:

- Einstellbares Polkurrengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

## INDIKATIONEN

Degenerative Erkrankungen, z. B. leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 7	49 – 53 68 – 72 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm	Größe 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm		



rechts und links gleich

**BORT Generation Soft OA-Knieorthese**

**REF** 215 440



Generation



Pos.Nr. 23.04.04.1024

**PRODUKTMERKMALE**

- Soft-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 39 cm

FARBE: ■ blau

**Anwendung Modell A**

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt lateral:  
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt medial:  
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

**DAS GENERATION-PLUS**

- Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartiments
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort



**BORT Generation:**  
**Für mehr Mobilität im Alter**  
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

**Anwendung Modell B**

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt medial:  
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt lateral:  
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

**INDIKATIONEN**

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur

**GRÖSSEN**



	d-Maß	f-Maß
Größe 1	32 – 36 cm	38 – 44 cm
Größe 2	36 – 42 cm	44 – 50 cm
Größe 3	42 – 48 cm	50 – 56 cm
Größe 4	48 – 54 cm	56 – 62 cm
Größe 5	54 – 60 cm	62 – 68 cm
Modell A	rechts varus/links valgus	
Modell B	rechts valgus/links varus	

**Modell A oder B angeben**

**BORT OA-Xpress****REF** 101 600

Pos.Nr. 23.04.04.1018

**PRODUKTMERKMALE**

- Knie-Entlastungsschale bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 40 cm

FARBE: ■ grau

**Anwendung Modell A**

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt lateral:  
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt medial:  
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Variierung bei X-Beinstellung)

**DAS MED-PLUS**

- Teilelastische Schalen für gute Anpassung an unterschiedliche Beinumfang
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartments
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort

**Anwendung Modell B**

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt medial:  
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Variierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt lateral:  
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

**INDIKATIONEN**

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II-III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur

**AUSFÜHRUNG**

Modell A \_\_\_\_\_ rechts varus/links valgus  
 Modell B \_\_\_\_\_ rechts valgus/links varus

Nur eine Größe



**PRODUKTMERKMALE**

- Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe
- **Einstellbares Polkurrengelenk**, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

**INDIKATIONEN**

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Genu recurvatum, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

**PRODUKTMERKMALE**

- Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht
- **Einstellbares Polkurrengelenk**, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Selbstjustierende Tibia-Anlage
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

**INDIKATIONEN**

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

**GRÖSSEN**



	f-Maß	Kniebreite
small	39-47	8,5-9,5 cm
small plus	47-54	8,5-9,5 cm
medium	47-54	9,5-10,5 cm
medium plus	54-61	9,5-10,5 cm
large	54-61	10,5-11,5 cm
large plus	61-68	10,5-11,5 cm
x-large	61-68	11,5-12,5 cm
x-large plus	68-75	11,5-12,5 cm

Nach Aufbereitung durch den Hersteller wieder einsatzfähig.

rechts oder links angeben

**BORT**  
**Kniebandage**  
**[REF] 104 400**



Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Einfache Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II

FARBEN:  beige  schwarz

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf
- Kurze Ausführung

**BORT**  
**Zweizug Kniestütze**  
**[REF] 054 400**



Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Einfache rundgestrickte Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

FARBEN:  beige  blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf

INDIKATIONEN

Sportverletzungen, Gelenkerguss,  
Verstauchungen, Prellungen

INDIKATIONEN

Sportverletzungen, Gelenkerguss,  
Verstauchungen, Prellungen

GRÖSSEN Knieumfang

	small	_____	bis 32 cm
	medium	_____	32 – 37 cm
	large	_____	37 – 42 cm
	x-large	_____	42 – 47 cm

GRÖSSEN Knieumfang

	small	_____	bis 31 cm
	medium	_____	31 – 37 cm
	large	_____	37 – 42 cm
	x-large	_____	42 – 48 cm
	xx-large	_____	48 – 54 cm

rechts und links gleich

rechts und links gleich

**BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung**  
**REF** 145 000



Med

0°: Pos.Nr. 23.04.01.0036  
 20°: Pos.Nr. 23.04.01.1024

**BORT ROM Knieorthese**  
**REF** 100 900



Med

Pos.Nr. 23.04.02.0041

**PRODUKTMERKMALE**

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- **Auch für Kinder**, s. Seite 33

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE	Körpergröße
Kinder (38 cm)	80 – 145 cm
45 cm	145 – 155 cm
50 cm	155 – 165 cm
55 cm	165 – 180 cm
60 cm	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

rechts und links gleich

**PRODUKTMERKMALE**

- Knieorthese zur Mobilisierung
- Orthesenlänge durch seitliche Teleskopschienen einstellbar
- Begrenzung der Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110° und 120°
- Begrenzung der Extension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° und 90°
- Immobilisierung: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Werkzeuglose Einstellung der Gelenksanschlüsse und Orthesenlänge
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort
- easyClick-Verschlüsse für leichtes An- und Ablegen

**INDIKATIONEN**

Zur postoperativen/posttraumatischen, frühfunktionellen Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks, Z. n. Schädigungen von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks

**GRÖSSE**

Nur eine Größe

rechts und links gleich

**BORT ImmoXpress**

REF 145 300



Med

0°: Pos.Nr. 23.04.01.0062

20°: Pos.Nr. 23.04.01.1043

**BORT Immob-Schiene  
einstellbar**

REF 145 080



Med

Pos.Nr. 23.04.01.2004

## PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Variable Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig am Unterschenkel mit großflächiger Antislip-Zone
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

## PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks
- **Einstellbar**, 0° oder 15° Beugung
- Mit offener Patella, 1-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen
- Länge: 55 cm

FARBE: ■ blau/schwarz

## DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entfernt werden

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

## SCHIENENLÄNGE

Körpergröße

40 cm _____	155 – 165 cm
50 cm _____	165 – 180 cm
60 cm _____	über 180 cm

## GRÖSSE

Nur eine Länge, 55 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

rechts und links gleich

rechts und links gleich

Gut zu Fuß: mit Rundum-  
Schutz und Stabilität  
auf Schritt und Tritt.



Anwendungsbereich	Oberes Sprunggelenk							USG	Fuß				
<b>Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte</b>	<b>select® TaloStabil®</b> 054.700	<b>select® Achillo-Stabil®</b> Plus 053.100	<b>TaloStabil® Sport</b> 054.600 SP <b>TaloStabil® Plus Sport</b> 054.100 SP	<b>Achillo Stabil® Plus Sport</b> 053.100 SP	<b>Generation Knöchelbandage</b> 215.600	<b>TaloStabil® Eco</b> 054.600 <b>TaloStabil® Eco Plus</b> 054.650	<b>Achillo Stabil® Eco</b> 054.900	<b>Stabilo® Knöchelstütze</b> 114.100	<b>TaloFX®</b> 054.800 <b>Talo Xpress</b> 053.900	<b>Helix S</b> <i>Spiraldynamik</i> 053.200	<b>Malleo Stabil®-Orthese</b> 100.500 <b>Malleo Xpress</b> 100.560	<b>Fußheber-orthese</b> 054.300	
Seite	S. 158/159		S. 160/159	S. 160	S. 161	S. 162/163		S. 163	S. 167	S. 167/170	S. 166	S. 169	S. 168 S. 170
Bandverletzungen	●		●		●	●			●				●
OSG-Distorsion	●		●		●	●			●				●
Achillodynie		●		●			●						
Arthrose	●		●		●	●							
Supinations-/Pronationstrauma										●			
Tendinitiden													
Schlaaffe Peroneusparese									●				
Fußheber- und Zehenheberparese													●
Fehlstatistische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, z. B. Knick-, Senk und Spreizfuß											●		●



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
  - SENSIL® Breeze: Kühlende Komfort-Faser
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____	bis 21 cm
	medium _____	21 – 23 cm
	large _____	23 – 25 cm
	x-large _____	25 – 27 cm
	xx-large _____	27 – 29 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige **Aktiv-Achillessehnenbandage** zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im Fußrückenbereich
- Großflächige, strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage von Achillessehne und Muskelsehnenübergang zur Wadenmuskulatur

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch halboffene Bauweise
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über drei Klettverschlüsse
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z.B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____	bis 21 cm
	medium _____	21 – 23 cm
	large _____	23 – 25 cm
	x-large _____	25 – 27 cm
	xx-large _____	27 – 29 cm

rechts und links gleich



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

### DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
  - SENSIL® Breeze: Kühlende Komfort-Faser
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

### GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts oder links angeben

### PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression, mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®:** Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- **Latexfreies Gestrick**

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

### GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich



### PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Arthrose

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small _____	bis 21 cm
medium _____	21 – 23 cm
large _____	23 – 25 cm
x-large _____	25 – 27 cm
xx-large _____	27 – 29 cm

rechts und links gleich

### PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Achillessehnenbandage
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Großflächig strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage der Achillessehne
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase
- Eingearbeitete Komfortzone aus Dynamic-Flex-Funktionsgestrick
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- **Latexfreies Gestrick**

### INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, z. B. bei Haglundferse, Achillodynie, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small _____	bis 21 cm
medium _____	21 – 23 cm
large _____	23 – 25 cm
x-large _____	25 – 27 cm
xx-large _____	27 – 29 cm

rechts und links gleich

## BORT Generation Knöchelbandage

REF 215 600



Generation



Pos.Nr. 05.02.01.0084

## PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geöffnete Bauweise, auch bei eingeschränkter Beweglichkeit
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über zwei Klettverschlüsse
- Ansprechendes, funktionelles Design



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

## GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm

rechts und links gleich

**BORT TaloStabil® Eco**

**REF** 054 600



Med

Pos.Nr. 05.02.01.0007

**PRODUKTMERKMALE**

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II
- **Auch für Kinder**, s. Seite 34

**DAS ECO-PLUS**


- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss
- **Plus-Größen-System**, dadurch **sehr gute Passform**

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

**GRÖSSEN**



**Kinder (blau)**

- small
- medium
- large
- x-large
- xx-large
- xx-large plus\*
- xxx-large\*
- xxx-large plus\*

b-Maß    b1-Maß\*\*

17 – 19 cm	
bis 21cm	
21 – 23 cm	
23 – 25 cm	
25 – 27 cm	
27 – 29 cm	32 – 34 cm
27 – 29 cm	34 – 36 cm
29 – 31 cm	36 – 38 cm
29 – 31 cm	38 – 40 cm

rechts und links gleich

\*nur in Farbe silber

\*\*b1-Maß wird zur Differenzierung der Plus-Größe benötigt

**BORT**  
**TaloStabil® Eco Plus**  
**REF 054 650**



Pos.Nr. 05.02.01.2018

Med

**BORT**  
**AchilloStabil® Eco**  
**REF 054 900**



Pos.Nr. 05.02.01.1005

Med

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo\*-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm
	xxx-large	_____	29 – 31 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viskoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts und links gleich

**BORT activemed  
Knöchelbandage**

**REF** 220 600



Pos.Nr. 05.02.01.0072

**PRODUKTMERKMALE**

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

**DAS MED-PLUS**

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

FARBEN:  beige  mineralgrau  
 graphit

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

**GRÖSSEN**

Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

**BORT activemed  
Knöchelbandage Plus****REF** 220 650

Pos.Nr. 05.02.01.2017

Med

**BORT activemed  
Achillessehnenbandage****REF** 220 900

Pos.Nr. 05.02.01.1021

Med

## PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ graphit

## DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

## PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- Viskoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau  
■ graphit

## DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

## INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z.B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

## GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

**BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage**

**REF** 053 200



Pos.Nr. 05.02.01.2008

**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Auffächerung der Bänder durch Längsschnitte für eine körperschlüssige Anlage und optimierte Funktion
- Dünne, elastische Bänder
- 3-D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Auch für Kinder, s. Seite 33

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**


- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Intermittierende Massage
- Vereinfachte Handhabung
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- Verpackung: 1 Stück

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fußwurzel, z. B. bei Arthrose, Bandschwäche, fehlstatische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG z. B. Knick-, Senk- und Spreizfuß

**GRÖSSEN**

Fesselumfang

	x-small/Kinder	17 – 19 cm
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm
	xx-large	27 – 29 cm

rechts oder links angeben

**BORT Stabilo®  
Knöchelstütze****REF** 114 100

Pos.Nr. 23.02.02.1016

Med

**BORT TaloFX®****REF** 054 800NEUES  
DESIGN

Pos.Nr. 23.02.02.1017

Med

## PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkorthese **mit Schnürung** zur Stabilisierung von USG/OSG
- Sichere Handhabung durch variable Haken-Ösen-Elemente
- Stabilisierungsgrad individuell einstellbar
- U-förmiges Stabilisierungselement aus Kunststoff
- Unelastisches, atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Klettband zur zusätzlichen Stabilisierung und Begrenzung des Talus-Vorschubes
- Im Sport- und Straßenschuh tragbar

## INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen

## GRÖSSEN

Fesselumfang

	x-small	_____	bis 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memoryschaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic-Force-Control-Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material
- Orthese hinten komplett zu öffnen für einfachen Einstieg
- **Auch für Kinder**, s. Seite 35

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- **Schlankes Design**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenks in Pronation oder Supination

## INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

## GRÖSSEN

Fesselumfang

	Kinder	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

**BORT MalleoXpress**  
REF 100 560





Zusätzliches Sohlenmodul



Med

Pos.Nr. 23.02.04.0006

**BORT MalleoXpress Active**  
REF 100 580







Med

Pos.Nr. 23.02.01.0006

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Mobilisierung und sicheren Stabilisierung des Sprunggelenks
- Modularer Aufbau, im Therapieverlauf abrüstbar
- Reduzierung des Talusvorschubs
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum
- **Zusätzliche Stabilisierung durch abrüstbares Sohlenmodul in der Akutphase**

FARBE: ■ schwarz/bordeaux

DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Einfache Handhabung und stufenlose Stabilisierung mit BOA® Fit System

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen (Grad II-III) und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, chronische Instabilitäten des OSG und USG, akute und chronische Kapselbandinstabilitäten

GRÖSSEN	Fesselumfang												
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">small</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td>19 – 21 cm</td> </tr> <tr> <td>medium</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>21 – 23 cm</td> </tr> <tr> <td>large</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>23 – 25 cm</td> </tr> <tr> <td>x-large</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>25 – 27 cm</td> </tr> </table>	small		19 – 21 cm	medium		21 – 23 cm	large		23 – 25 cm	x-large		25 – 27 cm
small		19 – 21 cm											
medium		21 – 23 cm											
large		23 – 25 cm											
x-large		25 – 27 cm											

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Einfache und sichere Handhabung
- Stufenlose Stabilisierung mit BOA® Fit System

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Arthritis, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN	Fesselumfang												
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">small</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td>19 – 21 cm</td> </tr> <tr> <td>medium</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>21 – 23 cm</td> </tr> <tr> <td>large</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>23 – 25 cm</td> </tr> <tr> <td>x-large</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>25 – 27 cm</td> </tr> </table>	small		19 – 21 cm	medium		21 – 23 cm	large		23 – 25 cm	x-large		25 – 27 cm
small		19 – 21 cm											
medium		21 – 23 cm											
large		23 – 25 cm											
x-large		25 – 27 cm											

rechts oder links angeben

**BORT MalleoStabil®-Orthese**

REF 100 500

NEUES  
DESIGN

Med

Pos.Nr. 23.02.02.0024

## PRODUKTMERKMALE

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und Supination
- Anatomisch geformte Kunststoff-Schalen
- Zwei Polster-Varianten als Set:
- Vorkühlbare Air/Gel-Polster zum Einsatz in der Akut-Phase
- Memoryschaum-Polster für angenehmen Tragekomfort in der Reha-Phase
- Auch für Kinder, s. Seite 34

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

**BORT MalleoStabil®  
SOFT-Orthese**

REF 100 520

NEUES  
DESIGN

- Nur mit Memoryschaum-Polster

**BORT MalleoStabil®  
Air/Gel-Orthese**

REF 100 540

NEUES  
DESIGN

- Nur mit Air/Gel-Polster

## INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von SPGL-Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, SPGL-Frakturen (Weber A), chronische Bandinstabilitäten, Abkürzung der Gipsphase, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur

## GRÖSSEN

Körpergröße

Größe 1/Kinder \_\_\_\_\_ bis 155 cm  
Größe 2 \_\_\_\_\_ über 155 cm

rechts und links gleich

**BORT TaloXpress**  
REF 053 900

NEUES DESIGN



Pos.Nr. 23.02.02.1044

Med

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks
- Stabilisierungsgrad mittels Zügelung einstellbar
- Sehr dünne und schlanke Konstruktion
- Problemlos im Schuh tragbar
- Kurzzugiges Gurtband, ermöglicht höheren Stabilisierungsgrad des Sprunggelenks bei hohem Tragekomfort

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen und einfachste Handhabung**
- Hohe Stabilisierung bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe

INDIKATIONEN

Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorionen und Bandrupturen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN

h-Maß

	small	_____	27 – 31 cm
	medium	_____	31 – 34 cm
	large	_____	34 – 40 cm

rechts oder links angeben

**BORT Fußheberorthese**  
REF 054 300



Pos.Nr. 23.03.02.0006

Med

SCHLAGANFALL

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische textile Fußheberorthese
- 8er-Zügelung
- Unelastischer, lateraler Zügel
- Unterstützung der Fußhebung im oberen Sprunggelenk
- Stabilisierung des unteren Sprunggelenks
- Pronierende Wirkung

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS


- Einfache Anlage durch Zügelkennzeichnung
- Einhändig anlegbar
- Zwei Bandagenlängen im Vorfuß für optimale Hebelwirkung

INDIKATIONEN

Peroneus-Parese, besonders für leichtetibis mittlere Fuß- und Zehenheberparen (Kraftgrad 2-4)

GRÖSSEN

Fesselumfang

	x-small	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

kurz \_\_\_ bis Schuhgröße 40  
lang \_\_\_ über Schuhgröße 40

rechts/links, kurz/lang angeben

**BORT  
Peroneus-Schiene**

REF 470 620



SCHLAGANFALL

Med

Pos.Nr. 23.03.02.5022

**BORT Peroneus-Schiene  
langsohlig**

REF 470 630



SCHLAGANFALL

Med

Pos.Nr. 23.03.02.5023

## PRODUKTMERKMALE

- Fußheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fußes während der Schwungphase
- ¾-Sohle bis zu den Zehengrundgelenken

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Hochflexible Halbschale im Wadenbereich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

## INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelsschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	36 – 39
medium	40 – 43
large	44 – 48

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Fußheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fußes während der Schwungphase
- Langsohlige Ausführung

FARBE:  weiß

## DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

## INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelsschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	35 – 37
medium	37 – 39
large	39 – 41
x-large	41 – 44
xx-large	44 – 47

rechts oder links angeben

**BORT**  
**X-Walker kurz**  
**REF 101 350**

NEUES DESIGN

Mit  
Vakuump-  
System



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0080

**BORT**  
**X-Walker lang**  
**REF 101 300**

NEUES DESIGN

Mit  
Vakuump-  
System



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0081

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumpkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- Abnehmbarer Bezug
- Großflächiges Vakuump-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfaktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	35 – 40
medium _____	40 – 45
large _____	45 – 50

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumpkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Abnehmbarer Bezug
- Großflächiges Vakuump-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, stabile, distale Unterschenkel-frakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	35 – 40
medium _____	40 – 45
large _____	45 – 50

rechts und links gleich

## BORT X-Walker Achillo

REF 101 320

NEUES  
DESIGN

Mit  
Vakuum-  
System



Med

Pos.Nr. 23.06.01.1023

### PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in definierter, einstellbarer Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

### DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfußstellung
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Abnehmbarer Bezug
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT X-Walker:

REF 100 370

BORT Unterziehstrumpf

REF 100 380

BORT Nässeschutzhülle

REF 100 390

BORT Schutzhülle für die Nacht

### INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

### GRÖSSEN

Schuhgrößen

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

rechts oder links angeben

**BORT**  
**Air Walker kurz**  
**REF 100 350**



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0058

**BORT**  
**Air Walker lang**  
**REF 100 300**



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0059

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Sprunggelenk
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Gewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**INDIKATIONEN**

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfrakturen, Weichteilverletzungen, Distorsionen

**INDIKATIONEN**

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung, stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkelrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

rechts und links gleich

## BORT Air Walker Achillo

REF 100 320



Med

Pos.Nr. 23.06.01.1014

### PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft

FARBE: ■ grau

### DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfußstellung
- 2-Kammer-Air-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT Air Walker:

REF 100 370

BORT Unterziehstrumpf Walker

REF 100 380

BORT Nässeschutzhülle

REF 100 390

BORT Schutzhülle für die Nacht

### INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

### GRÖSSEN

Schuhgrößen

x-small	_____	bis 35
small	_____	35 – 39
medium	_____	39 – 43
large	_____	43 – 46
x-large	_____	über 46

rechts oder links angeben

**BORT Verbandschuh  
geschlossene Form**

**REF** 930 300



Med

Pos.Nr. 31.03.03.4092

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, geschlossen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fußbettung und EVA-Laufsohle
- Kompletz zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

**BORT Verbandschuh  
offene Form**

**REF** 930 180



Med

Pos.Nr. 31.03.03.4091

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, offen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fußbettung und Laufsohle
- Kompletz zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

ZUBEHÖR:

**REF** 990 970 BORT Zehenkappe

INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Keine zusätzliche Bettung erforderlich.

Schuhgrößen

34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

rechts und links gleich

Schuhgrößen

34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

rechts und links gleich

**BORT  
Verbandschuh Comfort****REF** 930 320

Med

Pos.Nr. 31.03.03.4093

**BORT Diabetiker-  
Verbandschuh****REF** 930 400 R/930 400 L

Med

Pos.Nr. 31.03.03.4130

Polstereinlage  
mit Waben-  
elementen

## PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh
- Extra weit geschnittener Vorfuß- und Zehenbereich
- Reißverschluss im Bereich der Ferse
- Rutschfeste und flexible Laufsohle
- Verpackung: Paar oder Stück  
(REF) 930 320 R oder 930 320 L

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Sicherer Halt und Komfort für empfindliche Füße
- Weite durch Klettverschluss individuell anpassbar
- Kompletz zu öffnen, komfortables Gehen

## INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.

Schuhgrößen

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	47

Lieferung paarweise oder einzeln

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, offen mit abnehmbarer Vorfuß-Zehenkappe
- Herausnehmbare Weichpolstereinlage in Wabenstruktur
- Versteifte, rutschfeste Sohle mit Abroll-Hilfe
- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Weiche Polstereinlage mit einzeln herausnehmbaren Wabenelementen zur lokalen Druckentlastung
- Zusätzlicher Schutz durch abnehmbare Vorfuß-Zehenkappe
- Keine Nähte auf der Innenseite

## INDIKATIONEN

Wunden im Fuß- und Knöchelbereich aufgrund von Diabetes mellitus, periphere arterielle Verschlusskrankheiten (PAVK), sonstige Wunden im Fuß- und Knöchelbereich, posttraumatisch, postoperativ

Schuhgrößen

35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48

rechts oder links angeben

**BORT**  
**Vorfußentlastungsschuh**  
**REF** 930 140



Med

Pos.Nr. 31.03.03.5063

PRODUKTMERKMALE

- Vorfußentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Mit zusätzlicher Zehenschutzkappe
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß (Ferse)
- Individuelle An- und Nachpassung der Fußbettung und EVA-Laufsohle

INDIKATIONEN

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Vorfußbereich an der Fußsohle, postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich

Schuhgrößen	
33 – 35	
36 – 38	
39 – 41	
42 – 44	
45 – 47	

rechts und links gleich

**BORT**  
**Fersenentlastungsschuh**  
**REF** 930 160



Med

Pos.Nr. 31.03.03.5064

PRODUKTMERKMALE

- Fersenentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Flanke des Absatzes konkav gewölbt
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Vorfuß
- Bessere Standsicherheit während des Auftretens
- Individuelle An- und Nachpassung der Fußbettung und EVA-Laufsohle

INDIKATIONEN

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Rückfußbereich und der Ferse

Schuhgrößen	
35 – 37	
38 – 40	
41 – 43	
44 – 46	

rechts und links gleich

**BORT Metatarsal-Bandage mit Pelotte****REF** 112 070

Med

Pos.Nr. 05.01.01.2006

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Spreizfußbandage mit Pelotte
- Pelotte in Schlitztasche eingesetzt
- Unterstützung und Aufrichtung des Quergewölbes der Mittelfußknochen

- Verpackung: Paar

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- Einfachste Handhabung
- Entnehmbare Pelotte

**BORT Zweizug Knöchelstütze****REF** 054 500

Med

Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Einfache Knöchelbandage
- Anatomische Form
- Geschlossene Ferse
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

## DAS MED-PLUS

- Sehr dünn, angenehm zu tragen
- Nahtloses Rundgestrick

## INDIKATIONEN

Chronische Spreizfußbeschwerden, Senk- und Spreizfuß, Metatarsalgie

## INDIKATIONEN

Sprunggelenkverletzung, nach Gipsverband, Sehnenreizungen


Umfang in cm um Vorfuß



_____	16, 17, 18, 19, 20,
_____	21, 22, 23, 24, 25, 26

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

Lieferung paarweise

rechts und links gleich

**BORT Valco® SOFT**  
**Hallux-Valgus-Schiene**  
**REF** 930 030



Pos.Nr. 23.01.01.0017

**BORT Valco®**  
**Hallux-Valgus-Schiene**  
**REF** 930 010



Pos.Nr. 23.01.01.0011

PRODUKTMERKMALE

- Textile Hallux-Valgus-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Großzehe und des Großzehengrundgelenks
- Seitliche Verstärkungsschiene aus Aluminium kann im Therapieverlauf durch einen Spiralfederstab ersetzt werden
- Plantare Spreizfußpelotte
- Fersenband zur Positionssicherung
- Mittels Klettverschluss komplett zu öffnen
- Zusätzliche Zehenschlaufen zur Redression der 2. – 5. Zehe

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Leicht anpassbar, auch auf Verbänden
- Hoher Tragekomfort durch weich gepolstertes Material
- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Hallux-Valgus-Orthese zur physiologischen Korrektur des Großzehengrundgelenks
- Anatomische Passform
- Drei verstellbare Verschlussbänder
- Einsatz in Ruhephasen
- Verpackung: Stück

FARBE: □ weiß/grau

DAS MED-PLUS

- Einfache und exakte Einstellung der Hebelkräfte
- Vollflächige Kaschierung der Schieneninnenseite mit Schaumstoff
- Lüftungsfenster im Zehenbereich

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN    Umfang in cm um Vorfuß

	small	_____	16 – 19 cm
	medium	_____	19 – 22 cm
	large	_____	22 – 25 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN    Schuhgrößen

small	_____	bis 38
medium	_____	38 – 41
large	_____	über 41

rechts oder links angeben

**BORT Generation  
Hallux-Valgus-Schiene**

REF 215 930



Pelotte zur Entlastung des Großzehengrundgelenkes



Generation



Pos.Nr. 23.01.01.0018

**BORT Silikon-Fersenpolster**

REF 930 050



Med

Pos.Nr. 08.03.06.0049

## PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Großzehe und des Großzehengrundgelenkes
- Stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes mittels seitlich positioniertem Korrekturband
- Entlastungspelotte auf Höhe des Großzehengrundgelenkes

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen
- Hoher Tragekomfort durch dünnes, weiches Material
- Einfach und leicht anzulegen
- Ansprechendes, funktionelles Design

## INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN	Schuhgröße
Größe 0	35 – 37
Größe 1	38 – 40
Größe 2	41 – 43

rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenpolster zur Stoßabsorption
- Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Höhe: 6 mm
- Verpackung: Paar

## DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

## INDIKATIONEN

Achillodynie, Haglundferse, Rückfußbeschwerden, Stoßdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	bis 38
medium	39 – 41
large	42 – 44
x-large	45 – 47

Lieferung paarweise

**BORT**  
**Fersenspornpolster**  
**REF** 950 220



Med

Pos.Nr. 08.03.06.0012

**BORT Silikon-Fersensporn-**  
**polster mit SoftSpot**  
**REF** 930 070



Med

Pos.Nr. 08.03.06.0009

**PRODUKTMERKMALE**

- Viskoelastisches Fersenspornpolster mit herausnehmbarem Polstermodul
- Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Fußseite beschichtet, selbsthaftend
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

**DAS MED-PLUS**

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**PRODUKTMERKMALE**

- Silikon-Fersenspornpolster mit weicher SoftSpot-Einlage
- Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Anatomische Weichbettung des Fersensporn
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

**DAS MED-PLUS**

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**INDIKATIONEN**

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, axiale Stoßdämpfung bei Beingelenkarthrose

**INDIKATIONEN**

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, Stoßdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN	Schuhgröße
A	32 – 35
B	36 – 40
C	41 – 44
D	45 – 48

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	bis 38
medium	39 – 41
large	42 – 44
x-large	45 – 47

Lieferung paarweise

Lieferung paarweise



# Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung

## REHA-Produkte

### BORT AktiVen® Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe

**REF** 599 010



AktiVen®

Pos.Nr. 02.40.01.3059

#### PRODUKTMERKMALE

- Erleichtert das Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sichere und selbstständige Handhabung
- Auch bei reduzierter Kraft und eingeschränkter Beweglichkeit

FARBE:  weiß/grau

#### DAS AKTIVEN®-PLUS

- Kein Verrutschen durch sichere Befestigung
- Höchste Produktqualität
- Ansprechendes funktionelles Design

#### INDIKATIONEN

Krankheitsbilder oder Behinderungen mit erheblichen Funktionsstörungen der Finger-, Hand- bzw. Armgelenke, v.a. der Greiffunktion, die das sachgerechte Anziehen von ärztlich verordneten Kompressionsstrümpfen ohne Hilfsmittel unmöglich machen, z. B. bei hochgradig entzündlichen oder erheblich verschleißenden Gelenkerkrankungen, Lähmungsbildern, deformierenden Erkrankungen im Handbereich, Verletzungsfolgen, Amputationen, Fehlbildungen; Spezielle Strumpf- bzw. Strumpfhosenanziehhilfen für Kompressionsstrümpfe mit Griffverlängerung sind indiziert wegen der Unmöglichkeit, die Arme an die Strümpfe heranzuführen, z. B. bei weitgehenden Wirbelsäulen-, Hüft-, Kniegelenkversteifungen, Adipositas per magna

#### GRÖSSEN

Wadenumfang



Größe 1

Größe 2

< 40 cm

> 40 cm

**BORT Therapieknet Standard****REF** 951 500 (80 g)**REF** 951 600 (440 g)

Med

Pos.Nr. 32.07.01.1001 (80 g)

## PRODUKTMERKMALE

- Therapieknet aus 100 % Silikon
- 6 verschiedene Festigkeiten
- Latexfrei
- Dosengrößen: 80 g (**REF** 951 500), 440 g (**REF** 951 600)
- Angegebene Pos.Nr. nur für 80 g Dose

## DAS MED-PLUS

- Stärkung der Muskulatur an Fingern, Hand und Unterarm
- Durchführung umfangreicher therapeutischer Finger- und Handübungen
- Übungsanleitung mit vielen Beispielen liegt jeder Dose bei

## INDIKATIONEN

Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit der Hand

## FESTIGKEIT

FESTIGKEIT	Farbe
extra-weich _____	hellblau
weich _____	pink
mittel-weich _____	hellgrün
mittel _____	dunkelblau
mittel-fest _____	violett
fest _____	dunkelgrün

**BORT Codyn® Sitzkissen****REF** 190 530

Med

Pos.Nr. 20.39.01.0017

## PRODUKTMERKMALE

- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steißbeinbereich
- **Aufblasbar**, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Maße: ca. 45 cm × 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

FARBE: ■ blau

## DAS MED-PLUS

- Geeignet für jede Sitzgelegenheit
- Aufblasbar, daher einfache Mitnahme und überall einsetzbar

## INDIKATIONEN

Coccygodynie, Zustand nach Steißbeinprellung und -fraktur, perianale Entlastung bei Hämorrhoiden, nach Enddarmoperationen, periproktitischer Abszess, Zustand nach Episiotomie

## GRÖSSE

Nur eine Größe



**PRODUKTMERKMALE**

- Hochwertige Greifhilfe zum Greifen von großen und kleinen Gegenständen (Flaschen, Nadeln, etc.)
- Spezielle Gummilippen erlauben ein dosiertes und gezieltes Greifen von Gegenständen
- Arretierung: Gegriffene Gegenstände werden auch nach Loslassen des Griffhebels gehalten
- Auch als zusammenklappbare Variante erhältlich: **[REF]** 118 100 mit Länge 75 cm, eingeklappt 45 cm

**DAS MED-PLUS**

- Zwei Einstellmöglichkeiten:
  - Kurzer Hebelweg: normaler Kraftaufwand bei uneingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
  - Langer Hebelweg: Geringerer Kraftaufwand bei eingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
- Zusammenklappbare Variante ideal für unterwegs und im Rollstuhl

**PRODUKTMERKMALE**

- Standard-Greiflippe aus Aluminium
- Spezielle Gummilippen mit anatomischem Griff
- Länge: 75 cm

**DAS MED-PLUS**

- Zum Greifen selbst kleinster Gegenstände (Nadeln, etc.)

**INDIKATIONEN**

Z. B. Paraplegie, Bewegungseinschränkung

Pos.Nr.	Längen
Pos. Nr. 02.40.04.1000	75 cm <b>[REF]</b> 117 170)
Pos. Nr. 02.40.04.1001	50 cm <b>[REF]</b> 118 150)
Pos. Nr. 02.40.04.1001	75 cm <b>[REF]</b> 118 170)
Pos. Nr. 02.40.04.1001	90 cm <b>[REF]</b> 118 190)
Pos. Nr. 02.40.04.1002	klappbar 75/45 cm <b>[REF]</b> 118 100)

**BORT Polster  
für Unterarmgehstützen****REF** 190 800

Med

Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Selbstklebende Polster für Unterarmgehstützen
- Textilbeschichtete Oberfläche, problemlos zuschneidbar
- Zuschneidbar, daher individuell einzusetzen
- Maße: 11 × 7,5 cm
- **Verpackung: Paar**

FARBEN: ■ blau ■ schwarz

**BORT Griffpolster  
für Unterarmgehstützen****REF** 190 820

Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Innenseite, strapazierfähiges Neopren
- Außenseite, hautfreundliche Textil-Kaschierung
- Einfaches Fixieren durch Klettverschluss
- Hohe Formstabilität
- Maße: 10 × 10 cm
- **Verpackung: Paar**

FARBE: ■ schwarz

## ANWENDUNGEN

Druckbeschwerden durch außergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion

## GRÖSSE

Nur eine Größe

**BORT  
Spezial-Waschmittel****REF** 599 070

OTC

Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- Volle Waschkraft ab 30 °C
- Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch

**INHALT: 250 ml**

## DAS OTC-PLUS

- Löst Hautfette bereits bei niedrigen Temperaturen
- Biologisch abbaubar
- Transparente Flasche zeigt den Füllstand
- pH-neutral

## ANWENDUNGEN

Zum Waschen medizinischer Kompressionsgestricke, umweltschonendes Waschen, hohe Ergiebigkeit

# Qualitätsmarken zur individuellen Rundum-Versorgung. OTC-Markenprodukte



Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung.



Stabilisierende Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.



Stabilisierende Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.



Das Wärme-Programm zum Wohlfühlen.



Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel.



Schützt empfindliche Füße - mit Textilbezug.



Bunte Vielfalt für Therapie und Sport. Elastische Binden und Kinesiotapes.

# Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung.



## EasyLife® 7-Tage-Tabletten-Box

**[REF]** 108 090



OTC

### PRODUKTMERKMALE

- Übersichtlicher 7-Tage-Planer
- Blindenschrift
- Maße: 16 × 3 × 2 cm

FARBEN:  transparent  blau

## EasyLife® Tabletenteiler

**[REF]** 108 040



OTC

### PRODUKTMERKMALE

- Rostfreie, scharfe Klinge

FARBEN:  transparent  blau

### DAS EASYLIFE®-PLUS

- Kontrollierte und sichere Einnahme von Medikamenten
- Einfach zu öffnen

### DAS EASYLIFE®-PLUS

- Einfaches und sicheres Zerteilen von Tabletten und Medikamenten
- Leichte Reinigung

# Die Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.

**active**  
COLOR®



## DAS ACTIVECOLOR®-PLUS

- ⊕ Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- ⊕ Effektive Stabilisierung
- ⊕ Made in Germany

## ActiveColor® Handgelenkbandage

REF 1410



Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkbandage mit variablem Klettverschluss
- Kompression individuell regulierbar

FARBEN:  weiß  beige  blau  
 schwarz

## DAS ACTIVECOLOR®-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung

## INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN                      Umfang Handgelenk



medium    \_\_\_ bis 19 cm  
large        \_\_\_ 19–21 cm

rechts und links gleich

**active**  
**COLOR®**

**ActiveColor®  
Daumen-Hand-Bandage**

**REF** 1470



Keine Kassenleistung

**ActiveColor®  
Ellenbogenbandage**

**REF** 1420



Keine Kassenleistung

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenausparung

FARBEN: beige blau schwarz

**PRODUKTMERKMALE**

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: beige blau schwarz

- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick
- Bei der Arbeit oder in der Freizeit

**INDIKATIONEN**

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15–17 cm
	large	_____	17–19 cm
	x-large	_____	19–21 cm

rechts und links gleich

**GRÖSSEN**      Umfang Ellenbogen

	small	_____	bis 26 cm
	medium	_____	26–28 cm
	large	_____	28–30 cm
	x-large	_____	30–32 cm

rechts und links gleich

# Die Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.

**ActiveColor®  
Rückenbandage**  
**REF** 1490



Keine Kassenleistung

**ActiveColor®  
Oberschenkelstütze**  
**REF** 1430



Keine Kassenleistung

## PRODUKTMERKMALE

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 22 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage
- Anatomisch flachgestrickt
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 21 cm

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

FARBEN: ■ beige ■ blau

## DAS ACTIVECOLOR®-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick


## INDIKATIONEN

Rückenschmerzen, Hexenschuss, Überlastung

## INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Taille

	small	_____	65–80 cm
	medium	_____	80–95 cm
	large	_____	95–110 cm
	x-large	_____	110–125 cm

GRÖSSEN Umfang Oberschenkelmitte

	small	_____	bis 43 cm
	medium	_____	43–50 cm
	large	_____	50–56 cm
	x-large	_____	56–61 cm

rechts und links gleich

**active**  
**COLOR®**

**ActiveColor®  
Kniebandage**

**REF** 1440



Keine Kassenleistung

**ActiveColor®  
Knöchelbandage**

**REF** 1450



Keine Kassenleistung

**PRODUKTMERKMALE**

- Rundgestrickte Kniebandage zur Vorbeugung bei Überbelastung
- Stützeffekt
- Rutschsicherer Sitz
- Kompressions-Klasse II

FARBEN:  beige  blau  schwarz

**PRODUKTMERKMALE**

- Rundgestrickte Knöchelbandage zur Unterstützung des Sprunggelenks
- Anatomische Form, ausgestellte Pendelferse
- Tragbar im Sport- oder Straßenschuh
- Kompressions-Klasse II

FARBEN:  beige  blau  schwarz

- Bei der Arbeit, oder in der Freizeit

**INDIKATIONEN**

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

**GRÖSSEN**

**Knieumfang**



small	_____	bis 32 cm
medium	_____	32 – 37 cm
large	_____	37 – 42 cm
x-large	_____	42 – 47 cm
xx-large	_____	47 – 52 cm

rechts und links gleich

**GRÖSSEN**

**Fesselumfang**



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm

rechts und links gleich

# Die Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.

**active**  
COLOR® SPORT



## DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- ⊕ Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: 
- ⊕ Unterstützung von bestimmten Muskelgruppen bei starker Beanspruchung
- ⊕ Made in Germany

SENSIL® ist eine eingetragene Handelsmarke von NILIT.

## ActiveColor® Sport Daumen-Hand-Bandage [REF] 1470 SP



Keine Kassenleistung



## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenausparung
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aqualius

FARBE: ■ schwarz/grün

## DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

## INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN                      Umfang Handgelenk

	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15–17 cm
	large	_____	17–19 cm
	x-large	_____	19–21 cm

rechts und links gleich

**active**  
COLOR® SPORT

**ActiveColor® Sport  
Daumen-Schiene**

**REF** 1370 SP



Keine Kassenleistung



**ActiveColor® Sport  
Handgelenkbandage**

**REF** 1410 SP



Keine Kassenleistung



**PRODUKTMERKMALE**

- Leichte Neoprenbandage zur Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Unterstützend bei Belastungssituationen
- Zusätzliches Stabilisierungselement am Daumen
- Variabel einstellbar durch Klettverschluss

FARBE: ■ schwarz/grün

**PRODUKTMERKMALE**

- Leichte Neoprenbandage zur Stabilisierung des Handgelenks
- Unterstützend bei Belastungssituationen
- Variabel einstellbar durch Klettverschluss

FARBE: ■ schwarz/grün

**DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS**

- Keine Beeinträchtigung der Greiffunktion
- Volle Unterstützung bei sportlicher Aktivität
- Auch im Wasser tragbar 

**INDIKATIONEN**

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

**GRÖSSEN**

Umfang Handgelenk



small/  
medium \_\_\_\_\_ 13–17 cm  
large/  
x-large \_\_\_\_\_ 17–21 cm

rechts oder links angeben

**GRÖSSE**

Nur eine Größe

rechts oder links angeben

# Die Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.

## ActiveColor® Sport Ellenbogenbandage [REF] 1420 SP



Keine Kassenleistung



### PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aquarius

FARBE: ■ schwarz/grün

## ActiveColor® Sport Epi-Spange [REF] 1460 SP



Keine Kassenleistung



### PRODUKTMERKMALE

- Leichte Neopren-Spange zur Entlastung der Muskelansätze am Ellenbogen
- Spangendruck individuell einstellbar über zirkuläres Band

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

### DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Volle Unterstützung bei sportlicher Aktivität
- Auch im Wasser tragbar

### INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

### INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, belastungsbedingte Reizzustände, sog. Tennis-/ Golfarm

GRÖSSEN	Umfang Ellenbogen
 small	_____ bis 26 cm
medium	_____ 26 – 28 cm
large	_____ 28 – 30 cm
x-large	_____ 30 – 32 cm

rechts und links gleich


GRÖSSEN	Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)
 Größe 1	_____ 23 – 25 cm
Größe 2	_____ 25 – 27 cm
Größe 3	_____ 27 – 30 cm
Größe 4	_____ 30 – 34 cm

rechts und links gleich

**active**  
COLOR® SPORT

**ActiveColor® Sport  
Oberschenkelstütze**

**REF** 1430 SP



Keine Kassenleistung



**ActiveColor® Sport  
Wadenstütze**

**REF** 1320 SP



Keine Kassenleistung



**PRODUKTMERKMALE**

- Oberschenkel-Aktivbandage
- Anatomisch flachgestrickt
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 21 cm
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aquarius

FARBE: ■ schwarz/grün

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Wadenbandage
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 23 cm
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aquarius

FARBE: ■ schwarz/grün

**DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS**

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick
- Bei der Arbeit, in der Freizeit oder beim Sport

**INDIKATIONEN**

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

**GRÖSSEN**    Umfang Oberschenkelmitte

	small	_____	bis 43 cm
	medium	_____	43–50 cm
	large	_____	50–56 cm
	x-large	_____	56–61 cm

rechts und links gleich

**INDIKATIONEN**

Nach Verletzungen an der Wade, zur Nachbehandlung bei Sportverletzungen, z. B. Muskelfaserriss, Muskelzerrung

**GRÖSSEN**    Wadenumfang


	small	_____	bis 33 cm
	medium	_____	33–38 cm
	large	_____	38–43 cm
	x-large	_____	43–47 cm

rechts und links gleich

# Die Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.

## ActiveColor® Sport Kniebandage

REF 1440 SP



Keine Kassenleistung



### PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte Kniebandage zur Vorbeugung bei Überbelastung
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband** in allen Größen, für rutschsicheren Sitz
- Optimale Haftung und Druckverteilung am Oberschenkel-Abschlussrand
- Kompressions-Klasse II
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aquarius

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

### INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

### GRÖSSEN

Knieumfang

	small _____	bis 32 cm
	medium _____	32 – 37 cm
	large _____	37 – 42 cm
	x-large _____	42 – 47 cm
	xx-large _____	47 – 52 cm

rechts und links gleich

**active**  
COLOR® SPORT

**ActiveColor® Sport  
Knöchelbandage**

**REF** 1450 SP



Keine Kassenleistung



**ActiveColor®  
Sportkompressionsstrumpf**

**REF** 1310 SP



Keine Kassenleistung



**PRODUKTMERKMALE**

- Rundgestrickte Knöchelbandage zur Unterstützung des Sprunggelenks
- Anatomische Form, ausgestellte Pendelferse
- Tragbar im Sport- oder Straßenschuh
- Kompressions-Klasse II
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aquarius

FARBE: ■ schwarz/grün

**PRODUKTMERKMALE**

- Sportkompressionsstrumpf aus offenporigem Mesh-Gestrick
- Gutes Klimamanagement und hohe Atmungsaktivität
- Gleichmäßiger Kompressionsdruck erhöht die Blutzirkulation sowie die venöse Leistung unter Belastung
- Verkürzt die Muskelregenerationszeit
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: SENSIL® Aquarius
- Verpackung: Paar

FARBE: ■ schwarz/grün

- Bei der Arbeit, in der Freizeit oder beim Sport

**INDIKATIONEN**

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN	Fesselumfang
small	_____ bis 21 cm
medium	_____ 21–23 cm
large	_____ 23–25 cm
x-large	_____ 25–27 cm
xx-large	_____ 27–29 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Wadenumfang
Größe II	_____ 25–31 cm
Größe III	_____ 31–38 cm
Größe IV	_____ 38–44 cm
Größe V	_____ 44–50 cm

# Das Wärme-Programm zum Wohlfühlen.

**CLIMACare®  
Schulterwärmer**  
REF 106 500



## PRODUKTMERKMALE

- Schutz bei Kälte und Zugluft im Bereich Schulter-Nackenpartie
- Materialzusammensetzung: 80 % Baumwolle, 20 % Angora
- Verpackung: 1 Stück

FARBE:  weiß

**CLIMACare®  
Leibwärmer**  
REF 106 600



## PRODUKTMERKMALE

- Sehr guter Schutz bei Kälte im Lendenwirbelbereich
- Materialzusammensetzung: 44 % Angora, 26 % Schurwolle, 26 % Polyamid, 4 % Elasthan
- Verpackung: 1 Stück

FARBEN:  beige  weiß  silber  
 anthrazit

## DAS CLIMACARE®-PLUS

- Wohltuende Wärme
- Hoher Angoraanteil

GRÖSSEN	Konfektionsgröße	
	Damen	Herren
small	36/38	48
medium	40/42	50
large	44/46	52
x-large	48/50	54

GRÖSSEN	Umfang Hüfte	
	small	bis 98 cm
medium	98 – 108 cm	
large	108 – 118 cm	
x-large (beige, silber, anthrazit)	118 – 128 cm	





# CLIMA Care®

## CLIMACare® Gelenkwärmer

**REF** 106 700



### PRODUKTMERKMALE

- Gelenkwärmer für Knie und Ellenbogen (nur Größe small)
- Elastisch gestrickt, keine Bewegungseinschränkung
- Materialzusammensetzung: 40 % Angora, 30 % Polyamid, 25 % Schurwolle, 5 % Elasthan
- Verpackung: Paar

FARBEN:  beige  weiß

## CLIMACare® Fußwärmer

**REF** 106 800



### PRODUKTMERKMALE

- Wärmt kalte Füße
- Antirutsch-Noppen, für Gehsicherheit im Hausbereich
- Materialzusammensetzung: 67 % Schurwolle, 25 % Angora, 8 % Polyamid
- Strapazierfähig
- Verpackung: Paar

FARBEN:  weiß  anthrazit

- Unauffällig unter der Kleidung tragbar
- Hoher Tragekomfort durch optimale Materialzusammensetzung

GRÖSSEN	Gelenkumfang
small	bis 32 cm
medium	32 – 38 cm
large	38 – 44 cm
x-large (beige)	44 – 50 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Schuhgröße
x-small (anthrazit)	31 – 35
small	36 – 38
medium	39 – 40
large	ab 41

# Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel.

**PediSoft® Zehenseparator**  
REF 107 020



Silikon

\*Länge: small 3,5 cm, large 4,5 cm, x-large 5,0 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Schmäler Zehenseparator aus Silikon
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In drei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

\*Länge = Länge Zehenseparator

**PediSoft® Zehenseparator mit Ring**  
REF 107 650



Gel

\*Länge: small 2,1 cm oder large 2,6 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Schmäler Zehenseparator aus Gel mit Ring zur sicheren Fixierung
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**

\*Länge = Länge Zehenseparator

**PediSoft® Silikonring**  
REF 107 060



Silikon

\*Ø: small 12 mm oder large 15 mm

## PRODUKTMERKMALE

- Silikonring zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

\*Ø = Innendurchmesser Ring

**PediSoft® Zehen-/Fingerhaube**  
REF 107 640



Gel

\*Ø: small 20 mm oder large 30 mm

## PRODUKTMERKMALE

- Haube aus Gel mit Lüftungsloch
- Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Inhalt: **2 Stück**

\*Ø = Außendurchmesser Haube

## DAS PEDISOFT®-PLUS

- Höchster Tragekomfort durch das weiche und glatte Silikon & Gel
- Optimale Anpassung an jede Fußkontur durch „Memory-Effekt“
- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück

# PEDI SOFT®

Silikon & Gel

## PediSoft® Zehenpolster

**REF** 107 100



Silikon

nur eine Größe, rechts oder links angeben

### PRODUKTMERKMALE

- Zehenpolster aus Silikon
- Zur Entlastung der Zehen
- Fixierung durch Zehenschlauch
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

## PediSoft® Vorfußeinlage

**REF** 107 120



Silikon

nur eine Größe

### PRODUKTMERKMALE

- Vorfußeinlage aus Silikon
- Druckentlastung im Vorfußbereich
- Wird direkt in den Schuh eingelegt
- Dauerhaft strapazierfähig ohne zu verrutschen
- Inhalt: **1 Paar**, inkl. Pflegepulver

## PediSoft® Vorfußschutz

**REF** 107 680



Gel

nur eine Größe

### PRODUKTMERKMALE

- Vorfußschutz aus Gel
- Zur Druckentlastung am Ballen oder Fußgewölbe
- Mit einem Gel-Ring am Zeh fixiert
- Inhalt: **1 Paar**

## PediSoft® Vorfußpolster

**REF** 107 080



Silikon

nur eine Größe

### PRODUKTMERKMALE

- Vorfußpolster aus Silikon
- Druckentlastung im Vorfußbereich
- Wie bei einem Zehenspreizer wird das Vorfußpolster am Zeh fixiert
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

- Für den häufigen Gebrauch konzipiert, da strapazierfähig
- Hygienisch und langlebig
- Einfache Reinigung mit Seife, bei Bedarf zu desinfizieren

# Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel.

**PediSoft®  
Zehenspreizer**  
**REF** 107 010



Silikon

\*Länge: small 2,5 cm oder large 3,0 cm

**PediSoft®  
Zehenspreizer mit Ring**  
**REF** 107 630



Gel

\*Länge: small 2,5 cm oder large 3,0 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Breiter ergonomischer Zehenspreizer aus Silikon
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

\*Länge = Länge Zehenspreizer

## PRODUKTMERKMALE

- Breiter ergonomischer Zehenspreizer aus Gel mit Ring zur sicheren Fixierung
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**

\*Länge = Länge Zehenspreizer

**PediSoft® Zehen-  
spreizer mit Doppel-Ring**  
**REF** 107 150



Gel

\*Länge: small 1,5 cm oder large 3,5 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Doppelter Zehenspreizer aus Gel zur sicheren Fixierung
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**

\*Länge = Länge Zehenspreizer

**PediSoft® Zehenspreizer  
mit Ballenschutz**  
**REF** 107 140



Gel

nur eine Größe

## PRODUKTMERKMALE

- Ergonomischer Zehenspreizer mit Ballenschutz aus Gel
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- Inhalt: **1 Stück**

## DAS PEDISOFT®-PLUS

- Höchster Tragekomfort durch das weiche und glatte Silikon & Gel
- Optimale Anpassung an jede Fußkontur durch „Memory-Effekt“
- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück

# PEDI SOFT®

Silikon & Gel

## PediSoft® Ballenschutz

**REF** 107 030



Silikon

nur eine Größe

## PediSoft® Kleinzehenschutz

**REF** 107 130



Silikon

nur eine Größe

### PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Ballenschutz zum Schutz vor Druckstellen, z. B. im Schuh
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

### PRODUKTMERKMALE

- Kleinzehenschutz aus Silikon zum Schutz der Kleinzeh
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

## PediSoft® Fersenkissen mit SoftSpot

**REF** 107 070



Silikon

small (bis Schuhgr. 40), large (ab Schuhgr. 41)

### PRODUKTMERKMALE

- Zur Dämpfung und Entlastung bei Fersensporn
- Bei Beschwerden im Sprung-, Knie- und Hüftgelenk, im Fersenbereich und im Spann
- Höhe: 6 mm
- Inhalt: **1 Paar**

- Für den häufigen Gebrauch konzipiert, da strapazierfähig
- Hygienisch und langlebig
- Einfache Reinigung mit Seife, bei Bedarf zu desinfizieren

# Mit Textilbezug für empfindliche Füße.

**PediSoft® TexLine  
Vorfuß-Pad**  
**REF** 137 080



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

## PRODUKTMERKMALE

- Zur Druckentlastung im Vorfußbereich
- Dank dem Memory-Effekt kehrt das Material in die Ursprungsform zurück
- Inhalt: **1 Paar**

**PediSoft® TexLine  
Hallux-Pad**  
**REF** 137 030



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

## PRODUKTMERKMALE

- Zur Druckentlastung am Grundgelenk im Schuh
- Hautfreundlich im Schuh
- Kein Verrutschen im Schuh
- Inhalt: **1 Stück**

**PediSoft® TexLine  
Vorfuß-/Hallux-Pad**  
**REF** 137 040



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

## PRODUKTMERKMALE

- Zur gleichzeitigen Druckentlastung im Vorfuß- und Ballenbereich
- Umschließt weich den Ballen und das Grundgelenk
- Inhalt: **1 Paar**

**PediSoft® TexLine  
Hallux-Valgus-Schiene**  
**REF** 137 160



Gr. 0 (Schuhgr. 35–37), Gr. 1 (Schuhgr. 38–40),  
Gr. 2 (Schuhgr. 41–43)  
rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Soft-Schiene mit Pelotte zur Druckentlastung des Großzehengrundgelenks bei Hallux valgus
- Stufenlose Einstellung des Korrekturdrucks mittels seitlich positioniertem Korrekturband, Inhalt: **1 Stück**

## DAS PEDISOFT®-TEXLINE-PLUS


- Polster verteilen optimal den Druck
- Schutz vor zusätzlichem Druck von außen
- Angenehmes Tragegefühl durch Textilbezug
- Optimale Anpassung an jede Fußkontur durch „Memory-Effekt“

# PEDI SOFT®

Textline

## PediSoft® TexLine Hammerzeh-Korrektur-Pad

REF 137 120



small (bis Schuhgr. 39) oder large (ab Schuhgr. 40)

## PediSoft® TexLine Zehen-Pad

REF 137 100



nur eine Größe, rechts oder links angeben

### PRODUKTMERKMALE

- Zehenkorrektur-Pad mit verstellbaren, elastischen Zehenschlaufen
- Korrigiert die Fehlstellung von Hammerzehen
- Bis zu drei Zehen gleichzeitig korrigierbar
- Inhalt: 1 Stück

### PRODUKTMERKMALE

- Zehenpolster aus Silikon
- Zur Entlastung der Zehen
- Fixierung durch Zehenschlauch
- Inhalt: 1 Stück

## PediSoft® TexLine Druckschutz

REF 137 110



s (Ø 18 mm), m (Ø 21 mm), l (Ø 25 mm)

## PediSoft® TexLine Zehen-/Fingerschutz-Pad

REF 137 010



s (Ø 11 mm), m (Ø 14 mm), l (Ø 17 mm)

### PRODUKTMERKMALE

- Schaumstoffschlauch zur Abpolsterung von Druckstellen
- Kann individuell auf die passende Länge zugeschnitten werden
- Länge: 12 cm
- VPE: 3 bzw. 2 (Größe large) Stück

### PRODUKTMERKMALE

- Schlauchverband mit innenliegendem, kreisförmigen Gel-Polster
- Partielle Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Länge: ca. 3,5 cm
- Inhalt: 2 Stück

- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- Sehr hygienisch
- Schonwaschgang 30 °C (außer Hammerzeh-Korrektur-Pad und Druckschutz)

Mit Textilbezug für empfindliche Füße.



**PediSoft® TexLine Schlauchverband**  
**REF** 137 060



small (Ø 12 mm) oder large (Ø 15 mm)

**PRODUKTMERKMALE**

- Schlauchverband mit Gelüberzug, zuschneidbar, individuell anpassbar
- Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Länge: 15 cm
- Inhalt: **1 Stück**

**PediSoft® TexLine Zehen-/Fingerkappe**  
**REF** 137 050



s (Ø 15 mm), m (Ø 20 mm), l (Ø 25 mm)

**PRODUKTMERKMALE**

- Geschlossene Zehenkappe vollflächig mit Gel beschichtet
- Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

**DAS PEDISOFT®-TEXTLINE-PLUS**

- Polster: Schutz und Druckverteilung
- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- Angenehmes Tragegefühl durch Textilbezug
- Schonwaschgang 30 °C
- Sehr hygienisch

## Bunte Vielfalt für Therapie und Sport.

# StabiloColor®

**StabiloColor®**

**REF** 520 000



Breiten: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

### PRODUKTMERKMALE

- Elastische Binden
- Materialzusammensetzung:  
Baumwolle, Polyamid, Polyurethan
- Waschfest, ohne Verlust von Elastizität und Farbe

FARBEN: ■ grün ■ rot ■ blau  
■ schwarz

**StabiloColor® haft**

**REF** 521 000



Breiten: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

### PRODUKTMERKMALE

- Elastische Binden, kohäsive Ausführung, mikropunktuellem Latexhaftauftrag
- Materialzusammensetzung:  
Baumwolle, Polyamid, Polyurethan

FARBEN: ■ grün ■ rot ■ blau  
■ schwarz

**StabiloColor® Tape**

**REF** 520 010



Breite: 5 cm

### PRODUKTMERKMALE

- Adhäsives, elastisches Kinesiotape
- Länge: 5 m
- Materialzusammensetzung:  
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
- Hautfreundlicher Acrylatkleber
- Latexfrei

FARBEN: ■ pink ■ blau ■ schwarz

### DAS STABILOCOLOR®-PLUS

- Auch als Sprechstundenbedarf
- Länge: 5 m, 80 % dehnbar, Webkante
- Strapazierfähiges Material
- Mehrfach einsetzbar, behält Elastizität

### DAS STABILOCOLOR®-PLUS

- Frische Farben für eine positive, psychologische Wirkung
- Strapazierfähiges Material, bis zu 130 % dehnbar

## Was ist erstattungsfähig und was nicht?

Gemäß § 139 SGB V erstellt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ein systematisch strukturiertes Hilfsmittelverzeichnis. Demnach werden alle Hilfsmittel in verschiedene Produktgruppen eingeteilt und mit einer Positionsnummer versehen, sodass unsere Produkte wie folgt eingeordnet werden können:

Pos. Nr. 05.07.02.0004

**Erstattungsfähiges Produkt** einer bereits verabschiedeten Produktgruppe.

Pos.Nr. 05.04.01.2xxx

Nach den vorliegenden Qualitäts-Standards erstattungsfähiges Produkt, dessen Produktgruppe noch nicht aktualisiert worden ist.

Pos.Nr. 23.14.03.1037  
Zuzahlungsfrei für Schwangere

Zuzahlungsfrei für Schwangere, wenn die Versorgung Aufgrund der Schwangerschaft erfolgt.

Pos.Nr. 05.04.01.098  
Zuzahlungsfrei für Kinder

Zuzahlungsfrei für Versicherte bis zu 18 Jahren.

Keine Kassenleistung

Medizinprodukt bzw. Hilfsmittel, das nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet werden kann. Bitte Privatrezept ausstellen.

## Unsere BORT Medical-Produkte

Alle Artikel sind pflegeleicht, mit Feinwaschmittel per Hand waschbar und für den längeren Gebrauch konzipiert.

**Im Gegensatz zu Medikamenten sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Nebenwirkungen zu erwarten.**

Zeichnungen, auch solche mit Maßangaben und deren Bezeichnungen, sind urheberrechtlich geschützt.

Mit ® versehene Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen.

**Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Stand November 2024.**





BORT GmbH  
Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt  
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt  
Telefon (07151) 99200-0  
Telefax (07151) 99200-50  
[www.bort.com](http://www.bort.com) | [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)



Art. Nr. 50|2024-11|007 DE | Rev. 01



4 003862 056079

**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**