

NEUHEITEN 2024



coxa pro

BORT CoxaPro Hüftorthese
zur Funktionssicherung und Mobilisierung
des Hüftgelenks



Kniebandagen

BORT StabiloGen® Sport mit
Haftband. Auch in Doppel-Plus-
und Plus-Größen erhältlich.

Generation

Neue, besonders einfach zu hand-
habende Handgelenkbandage.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

NEU

BORT CoxaPro Hüftorthese

Mit einfacher Limitierung von Beugung und Streckung



REF 201 400 | Pos.Nr. 23.05.01.0007

PRODUKTMERKMALE

- Hüftgelenksorthese zur Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks
- Einfache Bewegungslimitierung von Beugung und Streckung
- Werkzeugfreie Einstellung von Extension/Flexion: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Trochanter-Pelotte zur intermittierenden Massage
- Gelenkschiene am Hüftbereich und Oberschenkel durch Kaltverformung anpassbar (Aluminiumschiene)

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Gute Funktionssicherung des Hüftgelenks durch zwei breite, gegenläufige Zügel am Oberschenkel
- Leichte und schlanke Bauweise für hohen Tragekomfort
- Hochwertiges Funktionsgestrick aus Baumwolle, besonders klettresistent



Mit Trochanter-Pelotte zur intermittierenden Massage bei Tractus-iliotibialis-Syndrom


Das Therapie-Plus: Die BORT CoxaPro Hüftorthese kann auch bei schmerzhaften Funktionsbeeinträchtigungen der Muskulatur (muskulären Dysbalancen) eingesetzt werden, wie z. B. dem Tractus-iliotibialis- oder dem Piriformis-Syndrom.

INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks notwendig ist, wie z. B. Zustand nach Hüftgelenksluxation, Lockerung von Hüftendoprothesen, mittelschwere bis schwere Coxarthrose, muskulären Dysbalancen Lenden-Becken-Hüft-Region, z. B. Tractus-iliotibialis-Syndrom, Piriformis-Syndrom


GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm

 small	85 – 100 cm
medium	100 – 115 cm
large	115 – 130 cm
x-large	130 – 145 cm

rechts oder links angeben

Zubehör: Piriformis-Pelotte zur intermittierenden Triggerpunktmassage



Piriformis-Pelotte

REF 991 126

PRODUKTMERKMALE

- Zur Triggerpunktmassage des Piriformis-Muskels
- An der BORT CoxaPro Hüftorthese einsetzbar
- Verpackung: Stück

GRÖSSEN

nur eine Größe



NEU

BORT Generation Handgelenkbandage

Einfache und sichere Handhabung durch praktische Schnürung



REF: 215 000 | Pos.Nr. 05.07.02.3043

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkbandage mit volarer Verstärkung
- Elastisches Basismaterial
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

 small	_____	13 – 16 cm
medium	_____	16 – 19 cm
large	_____	19 – 23 cm

rechts oder links angeben

Unsere erste
BORT Generation
Handgelenk-
bandage



Generation



NEU

BORT Talo Stabil® Eco Plus

Mit Stabilo®-Band für mehr Sicherheit und Stabilität



REF 054 650 | Pos.Nr. 05.02.01.2018

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage **mit Stabilo®-Band**, teilelastisch, frei positionierbar
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm
xxx-large	_____	29 – 31 cm

rechts und links gleich

Med

NEU

BORT activemed Knöchelbandage Plus

Mit Stabilo®-Band für mehr Sicherheit und Stabilität



REF 220 650 | Pos.Nr. 05.02.01.2017

PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage **mit Stabilo®-Band**, teilelastisch, frei positionierbar
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ graphit

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

Med

NEU

BORT StabiloGen® Sport mit Haftband

Sportive Kniebandage, auch in Plus- und Doppel-Plus-Größen erhältlich



REF 114 520 SP-H | Pos.Nr. 05.04.01.0139

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressions-Klasse II
- **Doppel-Plus und Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: schwarz/grün

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29 cm	32 – 36 cm
Größe 2	29 – 33 cm	36 – 40 cm
Größe 2+	29 – 33 cm	40 – 44 cm
Größe 3	33 – 37 cm	40 – 44 cm
Größe 3+	33 – 37 cm	44 – 48 cm
Größe 4	37 – 41 cm	44 – 48 cm
Größe 4+	37 – 41 cm	48 – 52 cm
Größe 5	41 – 45 cm	52 – 56 cm
Größe 5+	41 – 45 cm	56 – 60 cm
Größe 5++	41 – 45 cm	60 – 64 cm
Größe 6	45 – 49 cm	60 – 64 cm
Größe 6+	45 – 49 cm	64 – 68 cm
Größe 6++	45 – 49 cm	68 – 72 cm
Größe 7	49 – 53 cm	68 – 72 cm
Größe 7+	49 – 53 cm	72 – 76 cm

rechts und links gleich

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella bei hoher Aktivität
- Modernes Sport-Design mit reflektierendem Label
- Bandagenlänge in Größe 3: 35 cm



Die Meisterbandage: Einsatz unter härtesten Bedingungen

Jello Kraher, amtierender Deutscher Meister 2023 im Ringen (griechisch-römischer Stil), trägt die BORT StabiloGen® Sport mit Haftband.

Als Sponsor der erfolgreichen Ringer des ASV Schorndorf rüstet BORT die Mannschaft mit verschiedenen Medizinprodukten aus. Bei der neuen StabiloGen® Sport mit Haftband wurde Schwergewichtler Jello Kraher mit in die Produktentwicklung einbezogen.

Aktuell trägt Jello Kraher, der in der höchsten Gewichtsklasse (130 kg) antritt, die Bandage in der Plus-Größe 5+.

Sportbandage in Doppel-Plus-Größen

Produktentwickler Roman Freihaut bei der Versorgung mit der BORT StabiloGen® Sport mit Haftband in Größe 5+.

Sport

NEUES DESIGN

BORT Talo Stabil® Eco

Sprunggelenkbandage jetzt in weiterer Größe und Plus-Größen erhältlich



BORT TaloStabil® Eco

REF 054 600 | Pos.Nr. 05.02.01.0007



- Zusätzliche Größe xxx-large
- Neue Plus-Größen xx-large+ und xxx-large+

GRÖSSEN	Fesselumfang	b1-Maß**
Kinder (blau)	17 – 19 cm	
small	bis 21 cm	
medium	21 – 23 cm	
large	23 – 25 cm	
x-large	25 – 27 cm	
xx-large	27 – 29 cm	32 – 34 cm
xx-large plus*	27 – 29 cm	34 – 36 cm
xxx-large*	29 – 31 cm	36 – 38 cm
xxx-large plus*	29 – 31 cm	38 – 40 cm

rechts und links gleich

*nur in Farbe silber

**b1-Maß wird zur Differenzierung der Plus-Größe benötigt

BORT OmoSAT

Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit vereinfachter Funktion



BORT OmoSAT

REF 121 980 | Pos.Nr. 23.09.01.0059

- **Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem**
- Einfacher Anlegeprozess von Schulter und Taillengurt

GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1	bis 160 cm
Größe 2	160 – 180 cm
Größe 3	über 180 cm

rechts und links gleich

Med

BORT AktiVen® EXTRA: Fußlänge+

Phlebologie/Rundstrick: BORT AktiVen® EXTRA medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Spitze ab sofort zusätzlich in Fußlänge+ erhältlich.

AktiVen®



⊕ Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: 07151/99200-0

BORT Lösungen erfüllen individuelle Anforderungen und Wünsche. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Außendienst beraten Sie hierzu umfassend und kompetent. Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Termin mit Ihnen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand Januar 2024.



MZ012/2024-02/007 DE | Rev. 01

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com