

BORT Generation Rückenorthese



- ⊕ Zur Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung
- ⊕ Mit kraftsparendem Seilzugsystem
- ⊕ Besonders einfach an- und abzulegen



Generation


Jetzt mit verbesserter Ausstattung

- ⊕ **Bessere Entlordosierung**
durch verlängerte Rückenplatte
- ⊕ **Besserer Sitz**
durch individuelle
Anpassmöglichkeiten
- ⊕ **Höherer Tragekomfort**
durch leichtere Bauweise



**BORT Generation
Rückenorthese**

REF 215 800

Pos.Nr. 23.14.04.1014

Jetzt mit verbesserter Ausstattung: BORT Generation Rückenorthese



Um eine hohe therapeutische Wirksamkeit und optimale Trageigenschaften zu gewährleisten, entwickeln wir unsere Produkte ständig weiter.

Die modifizierte BORT Generation Rückenorthese überzeugt mit verbesserter Ausstattung:



Von 22 auf 27 cm

Von 28 auf 31 cm


BESSERE ENTLORDOSIERUNG

Die beiden verfügbaren Rückenplatten wurden verlängert und üben so eine höhere Entlordosierungswirkung auf die Lendenwirbelsäule aus.



BESSERER SITZ

Der Beckenkorb der Orthese kann noch individueller angepasst werden und schmiegt sich an die individuelle Körperform an, insbesondere bei weiblichen Trägern mit ausgeprägter Taillierung.



HÖHERER TRAGEKOMFORT

Durch den Einsatz des besonders leichten und verschleißfreien Werkstoffs Polyketon konnte das Orthesengewicht deutlich reduziert werden.

Die Perforierung des Materials sorgt für eine gute Luftzirkulation.

