

NEUHEITEN

zum Halbjahr 2023



Mit
Vakuum-
System

BORT WALKER

Einfach gut
versorgt



+ BORT ImmoXpress

Neu mit großflächiger
Antislip-Zone

+ Generation

Modifizierte Soft OA-Knieorthese
und neue Handauflage als
Zubehör für Schulterorthese

+ BORT OmoControl Schultergelenkorthese



Führung und
Stabilisierung
des Gelenks bei
schlaffer Lähmung,
z. B. nach einem
Schlaganfall.

NEU

BORT X-Walker für Fuß- und Sprunggelenk

Orthesenprogramm zur Stabilisierung und Ruhigstellung

Mit
Vakuumsystem

NEU



BORT X-Walker lang

REF 101 300 | Pos.Nr. 23.06.01.0081

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel
- **Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel**
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

Schuhgrößen	Größen
35 – 40	small
40 – 45	medium
45 – 50	large

rechts und links gleich

Farbe grau

NEU



BORT X-Walker kurz

REF 101 350 | Pos.Nr. 23.06.01.0080

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel
- **Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel**
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

Schuhgrößen	Größen
35 – 40	small
40 – 45	medium
45 – 50	large

rechts und links gleich

Farbe grau

NEU



BORT X-Walker Achillo

REF 101 320 | Pos.Nr. 23.06.01.1023

- Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel
- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfußstellung
- **Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel**
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

Schuhgrößen	Größen
35 – 40	small
40 – 45	medium
45 – 50	large

rechts oder links angeben

Farbe grau

ZUBEHÖR

BORT Unterziehstrumpf Walker

REF 100 370

- Erhöht den Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Passend für alle BORT X-Walker
- **Verpackung: Stück**

Größe
Nur eine Größe

Farbe schwarz

BORT Nässegeschützhülle

REF 100 380

- Bedeckt die Fußpartie, Laufsohle bleibt frei
- Nässeabweisend und atmungsaktiv
- Passend für alle BORT X-Walker
- **Verpackung: Stück**

Walkergröße	Größen
x-small/small	Größe 1
medium/large	Größe 2
x-large	Größe 3

rechts und links gleich

BORT Schützhülle für die Nacht

REF 100 390

- Bedeckt die Fuß- und Laufsohlenregion
- Zur hygienischen Anwendung bei Nacht
- Atmungsaktiv, passend für alle BORT X-Walker
- **Verpackung: Stück**

Walkergröße	Größen
x-small/small	Größe 1
medium/large	Größe 2
x-large	Größe 3

rechts und links gleich

ERSATZTEILE

Ersatzteil für REF	Größe	Bestellnummer/Bezeichnung Ersatzteil	Farbe	VPE
101 300/320 X-Walker lang/Achillo	small	991 095 Liner-Set (Liner und Pumpe)	grau	Set
101 300/320 X-Walker lang/Achillo	medium	991 096 Liner-Set (Liner und Pumpe)	grau	Set
101 300/320 X-Walker lang/Achillo	large	991 097 Liner-Set (Liner und Pumpe)	grau	Set
101 300/320 X-Walker lang/Achillo	small	991 085 Liner	grau	Stück
101 300/320 X-Walker lang/Achillo	medium	991 086 Liner	grau	Stück
101 300/320 X-Walker lang/Achillo	large	991 087 Liner	grau	Stück
101 300/320/350 X-Walker lang/Achillo/kurz		991 084 Vakuum-Pumpe	schwarz	Stück
101 350 X-Walker kurz	small	991 100 Liner-Set (Liner und Pumpe)	grau	Set
101 350 X-Walker kurz	medium	991 101 Liner-Set (Liner und Pumpe)	grau	Set
101 350 X-Walker kurz	large	991 102 Liner-Set (Liner und Pumpe)	grau	Set
101 350 X-Walker kurz	small	991 090 Liner	grau	Stück
101 350 X-Walker kurz	medium	991 091 Liner	grau	Stück
101 350 X-Walker kurz	large	991 092 Liner	grau	Stück

NEU

BORT OmoControl Schultergelenkorthese

Zur physiologischen Führung und Stabilisierung mit innovativem BOA® Fit-System



BORT OmoControl

REF 120 700 | Pos.Nr. 23.09.03.0009

PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenkorthese zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks
- Korrektur der Innenrotation und Rückführung des Humeruskopfes
- Entlastung der Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
- Ermöglicht freie Pendelbewegung des Armes

Farbe ■ grau

DAS MED-PLUS

- Komfortable Materialien für maximalen Tragekomfort
- Konstruktion erlaubt ein einhändiges Anlegen
- **Einfache Handhabung durch innovatives BOA® Fit System**

GRÖSSEN	Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)	Brustumfang (Unter Achselhöhle in cm gemessen)
 Größe 1	20 – 25 cm	75 – 90 cm
Größe 2	20 – 25 cm	90 – 105 cm
Größe 3	20 – 25 cm	105 – 125 cm
Größe 4	25 – 30 cm	75 – 90 cm
Größe 5	25 – 30 cm	90 – 105 cm
Größe 6	25 – 30 cm	105 – 125 cm
Größe 7	30 – 35 cm	75 – 90 cm
Größe 8	30 – 35 cm	90 – 105 cm
Größe 9	30 – 35 cm	105 – 125 cm

rechts oder links angeben

Dem Alltag sicher und
zuversichtlich begegnen.

Med

bort
MEDICAL

NEU

BORT ImmoXpress: jetzt mit Antislip-Zone



Med

BORT ImmoXpress

REF 145 300 | 0°: Pos.Nr. 23.04.01.0xxx
20°: Pos.Nr. 23.04.01.1xxx

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- Variable Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig am Unterschenkel mit **großflächiger Antislip-Zone**
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

Schienenlänge	Körpergröße
40 cm	155 – 165 cm
50 cm	165 – 180 cm
60 cm	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben
rechts und links gleich

Farbe ■ schwarz

Neues Zubehör und modifizierte Knieorthese in der Generation Produktlinie



Generation

BORT Generation Schulterorthese

REF 215 700 | Pos.Nr. 23.09.01.0100

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Taillen- und Schultergurt zur sicheren Fixierung von Schulter und Arm
- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

NEU

Neu als Zubehör erhältlich: Handauflage mit Ball

REF 991 115

Größen	
Größe 1	20 cm
Größe 2	27 cm

Farbe ■ grau



Generation

NEUES DESIGN

BORT Generation Soft OA-Knieorthese

REF 215 440 | Pos.Nr. 23.04.04.1024

- Optimierte Passform im Kniekehlenbereich
- Hoher Tragekomfort

⊕ Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: 07151/99200-0

BORT Lösungen erfüllen individuelle Anforderungen und Wünsche. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Außendienst beraten Sie hierzu umfassend und kompetent. Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Termin mit Ihnen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand Juni 2023.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

