

1 Erteilende Zollbehörde Generalzolldirektion – BWZ Technisches Referat 1 Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Referenznummer der Auskunft uvZTA-47288/23-1
3 Antragsteller der Auskunft Bort GmbH Am Schweizerbach 1 71384 Weinstadt DE	Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser unverbindlichen Zolltarifauskunft, insbesondere der Umsatzsteuersatz, sind unverbindlich. Aus dieser unverbindlichen Zolltarifauskunft kann kein Rechtsanspruch auf eine entsprechende Einreihung in den Zolltarif hergeleitet werden. Die unverbindliche Zolltarifauskunft wird in einer nationalen Datenbank der Zollverwaltung gespeichert. Zur Bedeutung der Zeichen und Abkürzungen siehe online unter: EZT-online (https://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do) → Texte → Abkürzungen. Zur Zitierweise von Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur (ErKN) siehe online unter: EZT-online (https://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do) → Texte → Inhaltsverzeichnis Erläuterungen → Vorbemerkungen → IV. Zitierweise.
4 Finanzamt und Steuernummer Finanzamt Waiblingen 9049115175	5 Datum der Auskunft 16.01.2024
6 Zolltarifnummer 9021 1010 00 1	7 Umsatzsteuersatz zum Datum der Auskunft 7 %
8 Warenbeschreibung Hüftgelenkorthese, sog. CoxaPro Hüftorthese, in vier Größen und für die rechte und linke Seite verfügbar, Art.-Nr. 201 400, im Wesentlichen bestehend aus einer anatomisch geformten, festen, schalenartigen, gepolsterten Beckenspange aus Kunststoff mit von außen angebrachtem, unelastischen Gurt. Dieser wird mit den vom Rücken kommenden, nichtelastischen schmalen Gurten vor dem Bauch geschlossen. An der Beckenspange ist seitlich im Hüft- und Oberschenkelbereich eine Aluminium-Gelenkschiene mit einstellbarem Orthesengelenk befestigt, welches in Flexion und Extension bei 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° limitierbar ist. Die Gelenkschiene ist in einer von außen an der Oberschenkelbandage mittels Klettband befestigten Tasche eingesteckt. Die textile, spezifische Hüft-/ und Oberschenkelbandage besteht aus elastischem Gestrick mit zwei gegenläufigen Zügeln am Oberschenkel, wobei ein Teil dieser um den Oberschenkel herum verläuft und mittels Klettverschluss geschlossen wird (Oberschenkelgurt). Ein weiterer Teil wird in Wickeltechnik über dem Oberschenkelgurt um den oberen Oberschenkel geführt. Die Bandage wird vor dem Bauch mittels Klettverschluss geschlossen. Äußere Form: Siehe Abbildung in der Anlage. Die Orthese wird entsprechend der Bedürfnisse des Patienten durch einen Fachmann angepasst. Sie dient zum Stützen und Halten des Hüftgelenks bei allen Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks notwendig ist, wie z. B. Zustand nach Hüftgelenksluxation, Lockerung von Hüftendoprothesen, Mittelschwere bis schwere Coxarthrose, muskuläre Dysbalancen Lenden-Becken-Hüft-Region. Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.	